

Philips Sonicare Cordless
Power Flosser 3000
Diş Arası Temizleyicisi

Quad Stream teknoloji
Darbeli dalgalar sizi yönlendirir



HX3806/31

QuadStream teknolojisi diş arası temizliğinde ıır aıyor

Uygulanan alanlarda plağı %99,9'a* varan oranlarda yok eder

Daha saėlıklı diř etlerine sahip olmak iin diřlerinizin arasını kolayca ve derinlemesine temizleyin.

Benzersiz Quad Stream u kısmı, her seferinde daha etkili diř arası temizliėi iin daha az abayla daha fazla alanı temizlemenizi saėlar. Bylece diř arası temizleyici ile kolayca diřlerinizi temizleyebilirsiniz.

Kullanışlı ve rahat

- Doldurması kolay 250 ml'lik hazne
- Zahmetsiz teknik
- Noktasal temizlik iin standart u
- USB-C kablosuyla hızlı ve evrensel řarj

Daha hızlı ve daha etkili diř ipi kullanımı

- 2 diř arası temizleme modu, 3 yoėunluk
- 60 saniye iinde eksiksiz temizlik
- Pulse Wave teknolojisi sizi her bir diř iin yönlendirir
- Daha hızlı ve daha etkili diř arası temizliėi iin Quad Stream teknolojisi

PHILIPS
sonicare


Özellikler

Quad Stream teknoloji



X şekilli benzersiz Quad Stream başlığı, su akışını 4 ayrı su püskürmesine dönüştürerek dişlerin arasında ve diş eti çizgisi boyunca daha fazla alana ulaşır. İplerle uğraşmadan daha hızlı ve daha derinlemesine bir temizlik elde edin.

Pulse Wave teknoloji



Derin Temizlik modunda hassas su darbeleri sürekli olarak uygulanır ve sizi her bir diş için yönlendirir. Böylelikle her seferinde hatasız sonuçlar elde etmenizi sağlar.


2 mod, 3 yoğunluk



Gülümsemenize uygun temizliği seçin. Temizlik modu, etkili günlük temizlik için sürekli akış sağlar. Derin Temizlik modu daha derinlemesine bir temizlik için su darbeleri

kullanır. Ayarlanabilir yoğunluk seviyesi rahatlığınıza göre ayarlanabilir.

60 saniye içinde eksiksiz temizlik



Cihazı her yönde kullanabilmek için 360 derece dönen başlık ile ulaşılması zor bölgelere erişin. Uygulamanın başından sonuna kadar sadece 60 saniye içerisinde derinlemesine 360° temizlik elde edin.

USB-C ile Şarj



USB-C kabloyla kullanışlı şarjı, çoğu cep telefonu veya tablet ile aynı bağlantıyı kullanır. Tek şarjla 14 güne kadar temizlik elde edin.


250 ml'lik hazne



250 ml'lik hazne kapasitesi, önerilen 60 saniyelik temizlik için yeterli miktarda su alır.


Kolayca yeniden doldurmak için tek yapmanız gereken, hazneyi çevirerek çıkarmak ya da kolay dolum için yan doldurma kapağını kullanmaktır.

Zahmetsiz teknik



Daha etkili diş arası temizliği için sadece doğrultun, düğmesine basın ve temizleyin. Ucu dişlerin arasına ve diş eti çizgisi boyunca doğrultun ve işini yapmasına izin verin!

Noktasal temizlik için standart uç



Standart tek akışlı uç, ihtiyaç duyduğunuzda noktasal temizlik sağlamak ve yemek artıklarını temizlemek için basıncı artırır.

Teknik Özellikler

Güç

- Gerilim: Voltaj ayarlı şarj cihazı

Servis

- Garanti: 2 yıllık sınırlı garanti

Kullanım kolaylığı

- Gövde: İnce, ergonomik tasarım
- Başlık aparatı: Kolayca takılıp çıkarılır

Performans

- Temizleme: Tüm ağız 60-90 saniyede temizler

Dahil olan ürünler

- Kablosuz Elektrikli Diş Arası Temizleyici: 1
- F1 Standart başlık: 1
- F3 Quad Stream başlığı: 1

- Seyahat çantası: 1
- USB şarj kablosu: 1
- USB duvar adaptörü: 1

Modlar

- Temizleme: Olağanüstü günlük temizlik için
- Derin Temizlik+: Canlı ve tertemiz bir gülümseme için
- Yoğunluklar: 3

Sağlık açısından faydalı

- Plak temizliği: Uygulanan alanlarda plağı %99'a varan oranlarda yok eder*

Tasarım ve kaplama

- Renk: Beyaz



Yayın tarihi 2024-01-06

Sürüm: 14.14.3

EAN: 87 10103 99178 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* İn-vitro çalışma kapsamında. Asıl sonuçlar farklılık gösterebilir.