



Philips Sonicare  
AirFloss Pro/Ultra - Trial

1 sprausla



HX8341/01

## Trīskārša jauda labākai smaganu veselībai

Efektivitāte un saderība neregulāriem zobu diegotājiem

Klīniski pierādīts, ka Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra\*\*\*\* uzlabo smaganu veselību tikpat efektīvi kā zobu diegs.\* Smaganu veselība uzlabojās 97 % neregulāriem zobu diega lietotājiem, kuri izmēģināja AirFloss Pro/Ultra.\*

### Improves patients' oral health

- Klīniski apstiprināts, ka tā efektivitāte smaganu veselības uzlabošanā ir vienlīdz laba kā zobu diegam\*\*
- Palīdz novērst caurumu veidošanos starp zobiem
- Likvidē aplikumu līdz 99,9%\*\*\*

### Izcila tehnoloģija

- Augstas veiktspējas uzgalis
- Gaisa un mikropilienu tehnoloģija
- Trīskāršas strūklas pielāgošanas iestatījumi

### Vieglākais veids efektīvai zobstarpu tīrīšanai

- Vieglis veids, kā uzlabot zobstarpu tīrību
- Tikai 60 sekundes: novietot, nospiest, tīrīt!
- Svaigums un tīrība ar mutes skalošanas līdzekli

**PHILIPS**  
**sonicare**

## Izceltie produkti

### Likvidē aplikumu līdz 99,9%




AirFloss Pro/Ultra likvidē aplikumu līdz 99,9% tīrītājās zonās.\*\*

### Mikropilienu tehnoloģija




Mūsu unikālā tehnoloģija, kurā apvienota gaisa un mutes skalošanas līdzekļa vai ūdens plūsma. Rezultāti ir klīniski apstiprināti. Rezultāts ir efektīva un saudzīga zobstarpu un smaganu līnijas tīrīšana.

### Viegls sākums



Zobstarpu tīrīšana ir ļoti svarīga kopējai mutes veselībai. AirFloss ir viegls veids, kā iztīrīt dziļi starp zobiem, palīdzot veidot veselīgus ieradumus. Pēc trīs mēnešu ilgas AirFloss izmantošanas 96% cilvēku, kas pirms tam neregulāri tīrīja zobus ar zobu diegu, turpināja izmantot AirFloss četras vai vairāk reizes nedēļā.

### Labāka smaganu veselība



Ir klīniski apstiprināts, ka Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra uzgalis uzlabo smaganu veselību tik pat efektīvi kā zobu diegs.\*\* Palīdz uzlabot smaganu veselību tikai divu nedēļu laikā.

### Notīra 60 sekundēs



Izmantojot AirFloss Pro/Ultra, pacienti var iztīrīt visu mutes dobumu, nepatērējot vairāk kā 60 sekundes dienā. Pacientam ir tikai jāizvēlas vēlamā strūkles frekvence (vienkārša, dubulta vai trīskārša) un jānospiež aktivizācijas poga, lai aktivizētu automātisko strūklu, vai jānospiež un jāatlaiž poga, lai darbotos manuālā režīmā.

### Svaigums un tīrība ar mutes skalošanas līdzekli



Pacienti var to lietot kopā ar mutes skalošanas līdzekli īpaši svaigai sajūtai un antibakteriālai iedarbībai.

### Palīdz novērst caurumu veidošanos starp zobiem




Saudzīgi notīrot aplikumu, ko nevar noņemt ar zobu birsti, Philips Sonicare AirFloss Ultra uzgalis palīdz novērst caurumu veidošanos starp pacienta zobiem.

### Augstas veiktspējas uzgalis



Jaunajā AirFloss Pro/Ultra augstas veiktspējas uzgalī ir apvienota gaisa un mikropilienu tehnoloģija, vēl vairāk palielinot tā efektivitāti.

### Trīskāršas strūkles pielāgošana



AirFloss Ultra uzgaļa strūkles stiprumu varat pielāgot atbilstoši pacienta vēlmēm. Nospiežot aktivizācijas pogu, iespējams izvēlēties vienu, dubultu vai trīskāršu strūklu.

# Specifikācijas

## Strāvas padeve

- Spriegums: Daudzspriegumu lādētājs

## Tehniskā specifikācija

- Akumulators: Uzlādējams
- Akumulatora tips: Litija jona
- Uzlādes ilgums: 24 stundas līdz pilnai uzlādei

## Dizains un apdare

- Krāsa: Pelēks

## Serviss

- Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

## Vienkārša lietošana

- Akumulatora indikators: Roktura LED indikatori norāda uzlādes līmeni
- Rokturis: Plāns ergonomisks dizains
- Baterijas darbmūžs: 1-3 nedēļas\*\*\*\*
- Uzgaļa piederums: Viegla uzspraušana un

noņemšana

## Komplektā iekļautie piederumi

- Lādētājs: 1
- AirFloss Pro/Ultra rokturis: 1
- AirFloss Pro/Ultra uzgali: 1

## Tīrīšanas veiktspēja

- Veselības ieguvumi: Iztīra visu muti 60 sek., Uzlabojiet smaganu veselību 2 nedēļās\*
- Sniegums: Likvidē aplikumu līdz 99,9%\*\*
- Klīniski apstiprināti rezultāti: Tikpat efektīvs kā zobu diegs, smaganu veselības uzlabošanai, smaganu asiņošanas samazināšanai, aplikuma likvidēšanai
- Pielāgojami iestatījumi: Automātiska strūkļa vai manuāla strūkļa, Vienkārša/dubulta/trīskārša strūkļa\*\*\*
- Labākiem rezultātiem: Nomainiet uzgali ik pēc 6 mēnešiem



Izlaides datums  
2024-03-02

Versija: 1.1.1

EAN: 87 10103 71301 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Izmantojot kopā ar parasto zobu birsti un antibakteriālo skalošanu, pacientiem ar viegli līdz izteiktu gingivītu. AirFloss ir izstrādāts, lai palīdzētu neregulāriem diegotājiem izveidot veselīgu ikdienas zobstarpu tīrīšanas rutīnu. Papildinformāciju, lūdzu, meklējiet [www.philips.com/airfloss/faq](http://www.philips.com/airfloss/faq).

\*\*\* AirFloss Ultra un Pro ir viens un tas pats produkts, bet tas var būt nosaukts dažādi atkarībā no valsts un televīzijas kanāla.

\*\*\*\* atkarībā no izmantotā strūkļa iestatījuma