

# PHILIPS

## sonicare

Friskare tandkött på  
2 veckor

FlexCare+

5 unika borstlägen

1 borsthuvud medföljer

HX6921/06



## Effektiv och skonsam rengöring – rengör även mellan tänderna Skonsam och effektiv rengöring av tänder och tandkött

FlexCare Plus är speciellt framtagen för dig som vill fokusera på ett friskt tandkött. De extra långa borststråna i kombination med vår patenterade soniska teknologi når djupare in mellan tänderna och förbygger blödande tandkött. Kliniska tester visar på friskare tandkött efter bara två veckors bruk. Dessutom finns olika program och intensitetsnivåer på Flexcare Plus, vilket gör att du kan skraddarsy din borstning utifrån just ditt behov. Vår soniska teknologi pressar vatten och tandkräm in även mellan tänderna och in under tandköttsskanten.

### Ger bevisat bättre munhälsa

- Kliniskt dokumenterat säkert och skonsamt
- Naturligt vitare tänder med patenterad sonisk teknologi.
- Förbättrar munhälsan på bara två veckor

### Guides you to follow dental recommendations

- Quadpacer-timer med intervall uppmuntrar till noggrann borstning
- Tvåminuterstimern hjälper dig att följa den rekommenderade borstningstiden

### Provides a superior clean

- Sonicares soniska teknologi pressar in vatten även mellan tänderna
- Vinklad borsthuvudshals gör det enklare att nå de bakre tänderna
- Utformat för att nå alla skrymslen och vrår

### Offers a customized brushing experience

- Easy-start-program – så att du aklimatiserar dig till Sonicare-upplevelsen
- Fem olika lägen för bättre rengöring


## Funktioner

### Nå alla skrymslen och vrår



Philips Sonicare InterCare-tandborsthuvudet har extra långa borststrån med hög densitet. De når dold plack som sitter djupt mellan tänderna och andra ytor som är svåra att rengöra.

### Förbättrar munhälsan



Den här elektriska Philips Sonicare-tandborsten ger optimal rengöring längs tandköttskanten och förbättrar munhälsan på bara två veckor. Upp till 6 gånger så effektiv plackborttagning än med en manuell tandborste i tandköttskanten.

### Fem olika rengöringslägen



Bland de fem lägena finns ett rengöringsläge för överlägsen rengöring på två minuter, ett läge för skonsam borstning för skonsam men noggrann rengöring av tandkötet, ett uppfräschningsläge för snabb uppfräschning i

en minut, ett massageläge för att stimulera tandkötet och ett tandköttsvårdläge som bidrar till att förbättra munhälsan.

### Naturligt vitare tänder



Tandborstens soniska teknologi och den stora kontaktytan med varje tand har visat sig vara effektiv för att avlägsna fläckar och hålla tänderna naturligt vita.

### Säkert och skonsamt



Philips Sonicare är en skonsam elektrisk tandborste för tandställning (borsthuvudet slits snabbare när det används på tandställningar) och är dessutom säker för tandlagningar (fyllningar, kronor, skalfasader) och parodontala fickor.

### Sonisk teknologi



Philips Sonicare-eltandborstens unika dynamiska rengöring når försiktigt och effektivt djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten.

### Vinklad borsthuvudshals




Den unikt vinklade borsthuvudshalsen på det här tandborsthuvudet gör det lättare att nå de bakre tänderna och ta bort tandsten på svåråtkomliga ställen.

### SmarTimer



Tvåminuterstimern på den här elektriska Philips Sonicare-tandborsten hjälper dig att följa den borstningstid som rekommenderas av tandvårdspersonal.

### Easy-start-program



Ökar styrkan försiktigt vid de 14 första borstningstillfällena så att du kan anpassa dig till den elektriska Philips Sonicare-tandborsten



# Specifikationer

## Design och finish

Färg: Cooper Frost

## Effekt

Spänning: 110–220 V

## Tekniska specifikationer

Drifttid (full till tom): Upp till 3 veckor\*\*

batteri: Laddningsbar

Batterityp: Litiumjon

## Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

## Lätthanvänd

**Borsthuvudsystem:** Borsthuvud som enkelt knäpps på

**Batteriindikator:** Lampan visar

batteristatusen

**Teckenfönster:** Belyst skärm

**Handtag:** Tunn, ergonomisk design

**Borstningstid:** Upp till 3 veckor\*\*

## Medföljande tillbehör

**Handtag:** 1 FlexCare+

**Borsthuvuden:** 1 InterCare, standard

**Laddare:** 1

**Resefodral:** 1

## Rengöringsprestanda

**Prestanda:** Tar bort upp till 6 gånger mer plack\*

**Hälsofördelar:** Bidrar till att förbättra munhälsan

**Hastighet:** Upp till 62000 borströrelser/min

**Timer:** Quadpacer och SmarTimer

**Ger synbart vitare tänder:** Tar bort fläckar naturligt

## Lägen

**Rengöra:** För överlägsen daglig rengöring

**Tandköttsvård:** Masserar tandköttet varsamt

**Massage:** Uppfriskande massage

**Fräscha upp:** 1 min-läge för snabb finputsning

**Sensitive:** Skonsam rengöring av tänder och tandkött

