

# PHILIPS

## AVENT

Conjunto de cuidados  
para o bebé

Produtos essenciais para cuidar  
do bebé

Conjunto completo

Meninos e meninas



SCH400/30



## O meu primeiro conjunto de cuidados para o bebé

Todos os produtos essenciais para o cuidado do bebé num conjunto completo

Com o nosso conjunto de cuidados para o bebé SCH400 pode cuidar do seu pequeno da melhor forma. O conjunto compacto inclui um termómetro digital preciso, confortável e rápido, um aspirador nasal com a ponta suave, uma escova de dentes para o dedo e produtos para o cabelo e as unhas.

### 10 produtos essenciais para o cuidado do bebé

- Termómetro digital com precisão profissional\*
- Aspirador nasal com ponta suave e flexível
- Escova de dentes para o dedo
- Produtos para o cabelo e as unhas

### Bolsa compacta ideal para viagens

- Conjunto compacto e organizado
- Um presente perfeito

## Destques

### Termómetro digital



Medição rápida, confortável e precisa da temperatura do seu bebé. O termómetro digital tem uma precisão profissional\* e a ponta flexível é mais confortável para si e para o seu bebé.

### Compacto e organizado

O conjunto organizado deixa espaço para os produtos adicionais do seu bebé, sendo compacto e prático para levar consigo. Ideal para levar em viagem ou para o infantário.

### Aspirador nasal



O aspirador nasal ajuda a desobstruir as vias respiratórias do seu bebé para o ajudar a sentir-se melhor e a dormir tranquilo.

### Escova de dentes para o dedo

Massaje suavemente as gengivas ou os dentes do bebé.

### Produtos para o cabelo e as unhas



Conjunto completo de produtos para o cuidado das unhas com tesoura de ponta redonda, corta-unhas e três limas de unhas. E conjunto de produtos para o cuidado do cabelo com um pente de ponta redonda e uma escova macia.

### Presente

Um presente perfeito para todos os pais (pela primeira vez).

## Especificações

### Sexo

Para: Menino e menina

### Especificações técnicas

Pilha: Pilha de 1,55 V CC (LR41)

Precisão:  $\pm 0,1$  °C para o intervalo de 35 °C a 42 °C

Conformidade: Está em conformidade com a norma MDD93/42/CEE

Intervalo de medição: Intervalo de 35 °C a 42,9 °C

Duração da pilha: > 100 horas em funcionamento

### Dados logísticos

Dimensões da caixa-F (L x A x P):

117 x 174,5 x 51 mm

### Fases de desenvolvimento

Fase: Todas as fases



\* \*  $\pm 0,1$  °C entre 35 °C e 42 °C à temperatura ambiente de 22 °C

\* Esta secção contém opiniões dos consumidores sobre o produto. A Philips dissocia-se do conteúdo introduzido pelos consumidores nesta secção e, consequentemente, quaisquer informações técnicas e/ou conselhos sobre a utilização do produto incluídos na mesma não devem ser considerados informações oficiais da Philips.