

# PHILIPS

## sonicare

Звукова електрична зубна  
щітка для стоматологів

ProtectiveClean 4300

Вбудований датчик тиску

1 режим чищення

1 функція BrushSync



HX6848/98



## Здоровіші ясна. У лагідний спосіб.

Покращення здоров'я ясен до 100% більше, ніж вручну

Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, покращуючи здоров'я ясен до 100% більше, порівняно з ручною зубною щіткою

### Покращення стану ротової порожнини підтверджено

- Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

### Innovative technology

- Легкий натиск для чудового та легкого переміщення
- Пацієнти користуються насадками для щітки максимально ефективно
- З'єднує розумну ручку щітки та розумні насадки для щітки

### Покращує здоров'я ротової порожнини

- Покращує стан ясен до 100%\*
- Пломби, коронки або чутливі ділянки? Не хвилюйтеся.

### Створено для ваших пацієнтів

- Чудовий спосіб звикнути до нової зубної щітки
- Заохочення до ретельного чищення

## ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

### Покращує здоров'я ясен



Щільні, високоякісні щетинки забезпечують надзвичайно лагідне чищення для усунення нальоту вздовж лінії ясен та покращення стану ясен до 100% порівняно зі звичайною зубною щіткою. Спеціально вигнутий кінець дозволяє легко досягнути задніх зубів.

### Забгато тиску?



На відміну від зубної щітки, ви можете не помічати, що сильно тиснете на зуби. У разі надто сильного тиску на ясна зубна щітка подаватиме пульсуючий звук, повідомляючи вам, що потрібно легше натискати.

### Безпечне та лагідне чищення



Ви можете бути впевненими, що чищення буде безпечним: наша звукова технологія підходить для чищення брекетів, пломб, коронок, вінірів і допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин та покращити стан ясен.

### Технологія Philips Sonicare



Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

### Розумне нагадування про заміну




Із часом усі насадки для щітки зношуються. Проте ми подбали про це також: наша розумна технологія розпізнавання щітки відстежує тривалість використання насадки для щітки і силу тиску. Коли настане час замінити її, індикатор на ручці повідомить про це. Таким чином, користувачі можуть бути певні, що насадка для щітки працює блискуче.

### Технологія BrushSync




Технологія з використанням мікросхеми, яка виявляє і синхронізує розумну насадку для щітки з розумною ручкою щітки. Розумна ручка та розумна насадка для щітки – це потужне поєднання, яке активує розумне нагадування про заміну.

### Корисні таймери



Наш QuadPacer дозволяє чистити кожен сектор рота протягом потрібного часу, а наш Smartimer повідомляє користувачам, коли минуть рекомендовані дві хвилини чищення.

### Програма "Легкий старт"



Початок чогось нового завжди вимагає звикання. Тому наша проста стартова програма дає можливість поступово та обережно нарощувати інтенсивність чищення впродовж перших 14 разів використання нової зубної щітки.

# Специфікації

## Потужність

Напруга: 110–220 В

## Технічні характеристики

Батарея: Можна заряджати

Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої): До 2 тижнів

Тип батареї: Літій-іонна

## Конструкція та покриття

Колір: Синій

## Обслуговування

Гарантія: 2 роки обмеженої гарантії

## Простота у користуванні

**Індикатор батареї:** Індикатор показує стан батареї

**Ручка:** Тонка ергономічна конструкція

**Сумісність ручки щітки:** Прості знімні насадки для щітки

**Час чищення:** До 2 тижнів

**Нагадування про заміну:**

Для постійного забезпечення найкращих результатів, світиться піктограма нагадування

## Елементи в комплекті

**Насадки для щітки:** 1 G3 Premium Gum Care, 1

InterCare standard, 1 W2c Optimal White compact

**Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера):** 1

**Ручка:** 1 ProtectiveClean

## Ефективність чищення

**Швидкість:** До 62 000 рухів щітки/хв.

**Переваги для здоров'я:** Покращення стану ясен лише за два тижні, Дозволяє зменшити появу карієсних порожнин

**Таймер:** QuadPacer та SmartTimer

**Реакція на надмірний тиск:** Ручка щітки вібрує, попереджаючи користувача

## Режими

**Чищення:** Для виняткового щоденного чищення

## Технологія інтелектуальних датчиків

**Нагадування про заміну BrushSync:** Завжди відомо, коли потрібно замінити насадки для щітки

**Датчик тиску:** Сповіщає про надмірний тиск під час чищення

