

PHILIPS

sonicare

Звукова електрична зубна щітка для стоматологів

ProtectiveClean 4300

Покращення стану ясен лише за 2 тижні*

Датчик тиску та таймери контролю часу чищення

1 режим роботи та 1 інтенсивність

1 насадка G3 Premium Gum Care; 1 насадка InterCare standard; 1 насадка W2c Optimal White compact



HX6848/98

Здоровіші ясна. У лагідний спосіб.

Покращення здоров'я ясен до 100% більше, ніж вручну

Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, покращуючи здоров'я ясен до 100% більше, порівняно з ручною зубною щіткою.

Покращення стану ротової порожнини підтверджено

- Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

Innovative technology

- Легкий натиск для чудового та легкого переміщення
- Пацієнти користуються насадками для щітки максимально ефективно
- З'єднує розумну ручку щітки та розумні насадки для щітки

Покращує здоров'я ротової порожнини

- Покращує стан ясен до 100%*
- Пломби, коронки або чутливі ділянки? Не хвилюйтеся.

Створено для ваших пацієнтів

- Чудовий спосіб звикнути до нової зубної щітки
- Заохочення до ретельного чищення

Основні особливості

Покращує здоров'я ясен



Щільні, високоякісні щетинки забезпечують надзвичайно лагідне чищення для усунення нальоту вздовж лінії ясен та покращення стану ясен до 100% порівняно зі звичайною зубною щіткою. Спеціально вигнутий кінець дозволяє легко досягнути задніх зубів.

Забгато тиску?



На відміну від зубної щітки, ви можете не помічати, що сильно тиснете на зуби. У разі надто сильного тиску на ясна зубна щітка подаватиме пульсуючий звук, повідомляючи вам, що потрібно легше натискати.

Безпечно та лагідне чищення




Ви можете бути впевненими, що чищення буде безпечним: наша звукова технологія підходить для чищення брекетів, plomb, коронок, вінірів і допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин та покращити стан ясен.

Технологія Philips Sonicare



Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

Розумне нагадування про заміну




Із часом усі насадки для щітки зношуються. Проте ми подбали про це також: наша розумна технологія розпізнавання щітки відстежує тривалість використання насадки для щітки і силу тиску. Коли настане час замінити її, індикатор на ручці повідомить про це. Таким чином, користувачі можуть бути певні, що насадка для щітки працює блискуче.

Технологія BrushSync




Технологія з використанням мікросхеми, яка виявляє і синхронізує розумну насадку для щітки з розумною ручкою щітки. Розумна ручка та розумна насадка для щітки – це потужне поєднання, яке активує розумне нагадування про заміну.

Корисні таймери



Наш QuadPacer дозволяє чистити кожен сектор рота протягом потрібного часу, а наш Smartimer повідомляє користувачам, коли минуть рекомендовані дві хвилини чищення.

Програма "Легкий старт"



Початок чогось нового завжди вимагає звикання. Тому наша проста стартова програма дає можливість поступово та обережно нарощувати інтенсивність чищення впродовж перших 14 разів використання нової зубної щітки.

Специфікації

Потужність

Напруга: 110–220 В

Технічні характеристики

Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої): До 2 тижнів

Батарея: Можна заряджати

Тип батареї: Літій-іонна

Конструкція та покриття

Колір: Синій

Обслуговування

Гарантія: 2 роки гарантії

Простота у користуванні

Індикатор батареї: Індикатор показує стан батареї

Ручка: Тонка ергономічна конструкція

Сумісність ручки щітки: Прості знімні насадки для щітки

Час чищення: До 2 тижнів

Нагадування про заміну: Для постійного забезпечення найкращих результатів, світиться піктограма нагадування

Елементи в комплекті

Насадки для щітки: 1 G3 Premium Gum Care, 1 InterCare standard, 1 W2c Optimal White compact

Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера): 1

Ручка: 1 ProtectiveClean

Ефективність чищення

Швидкість: До 62 000 рухів щітки/хв.

Переваги для здоров'я: Покращення стану ясен лише за два тижні. Дозволяє зменшити появу карієсних порожнин

Таймер: QuadPacer та SmartTimer

Реакція на надмірний тиск: Ручка щітки вібрає, попереджаючи користувача

Режими

Чищення: Для виняткового щоденного чищення

Технологія інтелектуальних датчиків

Нагадування про заміну BrushSync: Завжди відомо, коли потрібно замінити насадки для щітки

Датчик тиску: Сповіщає про надмірний тиск під час чищення

