




Philips Sonicare  
DiamondClean Smart  
Elektrische  
Schallzahnbürste (blau)  
Schallkopf  
Bürstenkopferkennung  
5 Putzprogramme & 3  
Intensitäten  
4 Bürstenköpfe, Ladeglas, USB-  
Reiseetui  
Bürstenkopfhalter & Zungenspray



HX9954/53

## Komplettsystem für eine gesunde Mundhygiene

### Unsere beste Zahnbürste mit intelligenter Sensortechnologie

Erfahren Sie ultimative Sauberkeit mit der DiamondClean Smart. Beenden Sie das Rätselraten mit Feedback in Echtzeit und personalisierten Tipps für die erstklassige Pflege von Zähnen und Zahnfleisch sowie für die Zahnaufhellung und einen frischen Atem. Mehr als nur eine Zahnbürste – mit der DiamondClean Smart erhalten Sie eine vollständige Zahnpflegelösung.

#### Für eine gute Mundgesundheit

- Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque\* für eine gründliche Reinigung
- Bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch\* in nur 2 Wochen
- Entfernen Sie bis zu 100 % mehr Verfärbungen\*\* in nur 3 Tagen
- Genießen Sie langanhaltend frischen Atem

#### Personalisierte Tipps innerhalb der App für perfektes Putzen

- Bringt Sie zurück zu ausgelassenen Stellen für eine 100 %ige Abdeckung
- Macht Sie darauf aufmerksam, wenn Sie zu fest drücken
- Pflegen Sie Problembereiche besser
- Führt Sie beim Putzen und weist auf ausgelassene Bereiche hin
- Vermeiden Sie zu starkes Scheuern

#### Optimieren Sie Ihre Zahnpflege

- Leicht und elegant aufladen – zuhause und unterwegs
- Bürstenköpfe wählen automatisch die optimalen Einstellungen aus
- Wählen Sie aus 5 Putzprogrammen und 3 Intensitätsstufen

**PHILIPS**  
**sonicare**

## Elektrische Schallzahnbürste (blau)

Coaching per App, Bürstenkopferkennung 5 Putzprogramme & 3 Intensitäten, 4 Bürstenköpfe, Ladeglas, USB-Reiseetui, Bürstenkopfhalter & Zungenspray


# Besonderheiten

### Verabschieden Sie sich von Plaque




Stecken Sie den C3 Premium Plaque Defense Bürstenkopf auf, und erleben Sie unsere tiefste Reinigung. Mit weichen, flexiblen Seiten passen sich die Borsten der Oberflächenform der einzelnen Zähne an, um bis zu 4 x mehr Oberflächenkontakt\*\*\* und bis zu 10 x mehr Plaque-Entfernung an schwer erreichbaren Stellen\* zu erzielen.

### Pflege für Ihr Zahnfleisch



Stecken Sie den G3 Premium Gum Care-Bürstenkopf auf, um die Gesundheit Ihres Zahnfleisches zu verbessern. Die kleinere Größe und die auf den Zahnfleischrand ausgerichteten Borsten sorgen für eine sanfte und dennoch effektive Reinigung am Zahnfleischrand, wo Zahnfleischerkrankungen beginnen. Der Bürstenkopf liefert klinisch erwiesen bis zu 100 % weniger Zahnfleischentzündungen\* und bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch in nur zwei Wochen.\*

### Weißere Zähne in kürzester Zeit



Stecken Sie den W3 Premium White-Bürstenkopf auf, um oberflächliche


Verfärbungen zu entfernen und ein strahlend weißes Lächeln zu erreichen. Mit seinen dicht platzierten zentralen Borsten zur Entfernung von Flecken entfernt dieser Bürstenkopf klinisch erwiesen bis zu 100 % mehr Flecken in nur drei Tagen.\*\*

### TongueCare+-Zungenbürste



Stecken Sie die TongueCare+-Zungenbürste auf, um Mundgeruch verursachende Bakterien sanft aus den Poren Ihrer Zunge zu entfernen. Ihre 240 speziell entwickelten Mikroborsten gelangen in alle Rillen und Vertiefungen Ihrer Zunge, um Bakterien und Ablagerungen zu entfernen, die zu Mundgeruch führen. Kombinieren Sie die Bürste mit unserem antibakteriellen BreathRx-Zungenspray für eine hervorragende Reinigung und besonders frischen Atem.


### Fokusbereiche und Zielsetzung



Ihr Zahnarzt hat Sie auf Problembereiche hingewiesen? Wir markieren diese in der App auf der 3D-Karte Ihres Mundes und erinnern Sie daran, besonders auf diese Bereiche zu achten.

HX9954/53

### Erreichen Sie jede Stelle




Die Philips Sonicare App zeigt Ihnen, wann die Reinigung gründlich war, und bringt Ihnen bei, wie Sie besser und genauer putzen.

### Einfach einfach



Bei einer elektrischen Zahnbürste überlassen Sie der Bürste die Arbeit. Wir haben einen Scheuersensor in das Handstück integriert, der Sie sanft daran erinnert, keine potenziell schädlichen Scheuerbewegungen auszuführen. So verbessern Sie Ihre Technik und erreichen eine sanftere, effektivere Reinigung.

### Smart-Bürstenkopferkennung



Sie fragen sich, welches Putzprogramm und welche Intensitätsstufe Sie verwenden sollten? Keine Sorge! Ein Mikrochip im Bürstenkopf meldet den verwendeten Bürstenkopf an die DiamondClean Smart. Wenn Sie also beispielsweise einen Bürstenkopf für die Zahnfleischpflege aufstecken, kann die Zahnbürste das optimale Putzprogramm sowie die Intensität wählen und eine sanfte und effektive Zahnfleischpflege ermöglichen. Sie müssen nur noch den Ein-/Aus-Schalter drücken.

## Elektrische Schallzahnbürste (blau)

Coaching per App, Bürstenkopferkennung 5 Putzprogramme & 3 Intensitäten, 4 Bürstenköpfe, Ladeglas, USB-Reiseetui, Bürstenkopfhalter & Zungenspray

# Daten

### Design und Materialausführung

- Farbe: Blau

### Anschlüsse

- Kabellose Bluetooth®-Technologie: Verbundene Zahnpflege-App

### Leistung

- Spannung: 110 bis 220 V

### Technische Daten

- Batterie: Wiederaufladbar
- Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): 14 Tage\*\*\*\*\*
- Batterietyp: Lithium-Ionen

### Service

- Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

### Kompatibilität

- Android-Kompatibilität: Android Smartphones, Bluetooth 4.0-fähige Tablets
- iOS-Kompatibilität: iPad der 3. Generation oder höher, iPhone 4S oder höher, mit iOS 7 oder höher

### Benutzerfreundlichkeit

- Akkuanzeige: Beleuchtetes Symbol zeigt Akkustand an
- Handstück: Schlankes, ergonomisches Design
- Anzeige: Beleuchtetes Display
- Handstück-Kompatibilität: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe
- Bürstenkopf-Erkennung: Wählt das optimale Putzprogramm
- Erinnerungsfunktion: Stellt jederzeit optimale Ergebnisse sicher, Erinnerungssymbol leuchtet auf

### Artikel enthalten

- Handstück: 1 DiamondClean Smart
- Bürstenköpfe: 1 C3 Premium Plaque Defense, 1 G3 Premium Gum Care, 1 W3 Premium White, 1 TongueCare+-Zungenbürste
- Reiseetui: USB-Reiseladeetui
- Bürstenkopfhalter: 1
- Antibakterielles Zungenspray: 60 ml
- Ladeglas: 1

### Reinigungsleistung

- Leistung: Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque\*

- Geschwindigkeit: Bis zu 62.000 Bürstenkopfbewegungen/Min.
- Vorteile für die Gesundheit: Bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch\*\*\*\*
- Weiße Zähne: Bis zu 100 % weniger Flecken\*\*\*\*\*
- Timer: BrushPacer und 2-Minuten-Timer
- Druck-Feedback: Ring leuchtet violett, Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers
- TouchUp: Stellt 100 %ige Abdeckung sicher

### Inhaltsstoffe

- Zungenspray – Inhaltsstoffe: Wasser, Propylenglycerol, Aroma, Zinkgluconat, Cetylpyridiniumchlorid, Eukalyptus, Citriodora-Öl, Limonen, CI42090, PEG-12 Polydimethylsiloxan, PEG-40, hydriertes Rizinusöl, Thymol, Natriumsaccharin

### Programme

- 3 Intensitätsstufen: Hoch, Mittel, Niedrig
- Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung
- Deep Clean+: Für eine besonders gründliche Reinigung
- Gum Health: Pflegt Backenzähne besonders gründlich
- TongueCare+: Für langanhaltend frischen Atem
- White+: Entfernt oberflächliche Verfärbungen

### Smart-Bürstenkopferkennung

- C3 Premium zum Plaque-Schutz: Die perfekte Ergänzung zum "Clean"-Putzprogramm
- G3 Premium Gum Care Bürstenkopf: Die perfekte Ergänzung zum "Gum Health"-Putzprogramm
- W3 Premium White Bürstenkopf: Die perfekte Ergänzung zum "White+"-Putzprogramm
- TongueCare+-Zungenbürste: Die perfekte Ergänzung zum "TongueCare"-Putzprogramm

### Intelligente Sensor-Technologie

- Drucksensor: Warnmeldungen bei zu starkem Druck
- Positionssensor: Verfolgt und verbessert die Abdeckung
- Scheuersensor: Hinweise zur Vermeidung von Scheuern
- 3D-Karte Ihres Mundes: Hebt Problembereiche hervor
- TouchUp: Weist auf ausgelassene Stellen hin



Ausstellungsdatum  
2022-01-19

Version: 1.0.2

EAN: 08 71010 38047 41

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste  
 \*\* im Vergleich zu einer Handzahnbürste mit einer führenden Zahnpasta für weiße Zähne  
 \*\*\* im Vergleich zur DiamondClean  
 \*\*\*\* im "Gum Health"-Putzprogramm im Vergleich zu einer Handzahnbürste nach 2 Wochen  
 \*\*\*\*\* nach 3 Tagen im "White+"-Putzprogramm im Vergleich zu einer Handzahnbürste  
 \*\*\*\*\* basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Standard-Putzprogramm