

PHILIPS

sonicare

Sonic elektriskā
zobu birste

FlexCare Platinum

3 režīmi, 3 intens. pakāpes

2 zobu birstes uzgaļi

Ar spiediena sensoru

HX9112/02



Izcili tīras zobstarpas

Likvidē līdz 7x vairāk aplikuma starp zobiem*

Ar deviņām unikālām tīršanas opcijām, intuitīvu spiediena sensoru un mūsdienīgu birstes uzgaļa tehnoloģiju Philips Sonicare FlexCare Platinum pārspēj tradicionālas tīršanas rezultātus, lai nodrošinātu nepārspējamu aplikuma likvidēšanu un uzlabotu smaganu veselību.

Proven to improve oral health

- Uzlabo smaganu veselību tikai 2 nedēļās
- Droša un saudzīga tīršana, kas nodrošina zobu un smaganu veselību

Designed around you

- Taimeri nodrošina, ka zobi netiks tīrīti mazāk par 2 minūtēm
- Ilgs bateriju darbības laiks un ceļojumu futrālis
- Brīdina, ja pārāk stipri uzspiežat

Provides a superior clean

- Mūsu unikālā tehnoloģija nodrošina efektīvu un saudzīgu tīršanu
- Noņemiet līdz pat 7 reizēm vairāk aplikuma ar InterCare birstes uzgaļi*

Uzlabo zobu tīršanu

- Izvēlieties kādu no 3 režīmiem un 3 intensitātes iestatījumiem


Izceltie produkti

Likvidē līdz pat 7 reizes vairāk aplikuma




Izmantojot InterCare birstes uzgali, uzlabojiet smaganu veselību tikai 2 nedēļu laikā. Īpaši garie sari ļauj notīrīt vairāk aplikuma grūti aizsniedzamās vietās un zobu starpās, nodrošinot smaganu veselību.

Smaganu kopšana



FlexCare optimālā tīrīšana 2 nedēļu laikā padara smaganas veselīgākas. Tiek likvidēts līdz 7 reizēm vairāk aplikuma gar smaganu līniju nekā ar parasto zobu birsti, un jūs iegūsiat veselīgāko smaidu.

3 režīmi un 3 intensitātes iestatījumi



FlexCare Platinum nodrošina patiešām dziļu tīrīšanu. Ar 3 intensitātes iestatījumiem zobus var tīrīt intensīvāk, savukārt 3 darbības režīmi ļauj pielāgot tīrīšanas procesu individuālām vajadzībām. Tīrīšanas režīms rūpīgai ikdienas tīrīšanai, baltināšana — plankumu likvidēšanai uz zobu virsmām un dziļā tīrīšana — īpaši pamatīgai ikdienas tīrīšanai.

Pārāk liels spiediens?



Jūs varbūt nepamanīsiet, ja spiedīsiet zobu birsti pārāk stipri, bet FlexCare Platinum to konstatēs. Ja spiediens būs pārāk spēcīgs, zobu birstes rokturis viegli pulsēs. Šī pulsācija atgādina samazināt spiedienu un ļaut birstes uzgalim veikt savu darbu. 7 no 10 cilvēkiem atzīst, ka šī funkcija palīdz tīrīt zobus pareizāk.

Philips Sonicare tehnoloģija



Spēcīgas Sonic vibrācijas saputo zobu pastu aplikumu likvidējošos burbuļos, un ievirza šos burbuļus dziļi zobu starpās un gar smaganu līniju. Vienlaikus jūsu zobi izjutīs 62 000 saudzīgas, bet efektīvas zobu birstes kustības. 2 minūšu laikā zobi saņems tik daudz kopšanas, cik ar manuālu tīrīšanu ir iespējams sasniegt mēneša laikā.

QuadPacer un Smartimer



Kārtīgai zobu tīrīšanai nepieciešamas tikai 2 minūtes. QuadPacer norāda, cik ilgi jātīra katra mutes daļa, bet Smartimer signāls atskan, kad tīrīšanas laiks beidzas. Tādējādi zobu tīrīšana ir plānveidīga, efektīva un precīza.

Pārlicināta tīrīšana



Neatkarīgi no individuālām vajadzībām jūs varat nešaubīties, ka zobu tīrīšana ar FlexCare Platinum ir droša. Mūsu Sonic tehnoloģija ir piemērota izmantošanai ar tiltniņiem, plombām, kroniem un venīriem un to var lietot pat smaganu saslimšanu ārstēšanai ikdienā.

Paredzēts jūsu dzīvesstilam



Mūsu izcilais ceļojumu futrālis nodrošina higiēnisku zobu birstes glabāšanu, savukārt ar kompakto ceļojumiem paredzēto lādētāju ierīce ceļojuma laikā vienmēr ir uzlādēta. Vienu reizi pilnībā uzlādējot ierīci, to var regulāri lietot divas nedēļas, tāpēc arī, esot ceļā, jums nav jāatsakās no patīkamas svaiguma sajūtas.

Specifikācijas

Strāvas padeve

Spriegums: 110-220 V

Tehniskā specifikācija

Akumulators: Uzlādējams

Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai): Līdz 3 nedēļām**

Akumulatora tips: Litija jonu

Dizains un apdare

Krāsa: Platīna pelēks

Serviss

Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

Vienkārša lietošana

Rokturis: Plāns ergonomisks dizains

Displejs: Izgaismots displejs

Akumulatora indikators: Lampiņa norāda baterijas statusu

Birstes uzgaļu sistēma: Viegli uzspraužami birstes uzgaļi

Zobu tīrīšanas ilgums: Līdz 3 nedēļām**

Komplektā iekļautie piederumi

Suku uzgaļi: 1 InterCare standarts, 1 InterCare kompakts

Rokturis: 1 FlexCare Platinum

Ceļojumu futrālis: 1

Lādētājs: 1

Tīrīšanas veiktspēja

Sniegums: Likvidē līdz 7X vairāk aplikuma*

Veselības ieguvumi: Uzlabo smaganu veselību tikai divās nedēļās

Ātrums: Līdz 62 000 birstes kustību/min

Spiediena sensors: Rokturis vibrē, lai brīdinātu lietotāju

Balinošās īpašības: Palīdz dabiski notīrīt plankumus

Taimeris: Quadpacer un SmarTimer

Režīmi

3 intensitātes pakāpes: Zema, Vidēja, Augsta

Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā

Smaganu kopšana: Saudzīgi masē smaganas

Balta: Notīra aplikumu

