

PHILIPS

sonicare

Sonic elektriskā
zobu birste

ProtectiveClean
4500

Iebūvēts spiediena sensors

2 tīrīšanas režīmi

1 BrushSync funkcija



HX6836/24



Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.

Baltāki zobi tikai 1 nedēļas laikā.

Izjūtiēt atšķirību, pateicoties saudzīgai tīrīšanai ar spiediena sensoru, kas padara zobus baltākus 1 nedēļas laikā.

Proven to improve oral health

- Drošs un saudzīgs, tīrot jutīgās zonas, zobu ortodontiskas ierīces un labotus zobus.
- Padara zobus baltākus tikai vienas nedēļas laikā

Designed around you

- Aicinājums tīrīt zobus rūpīgi

Innovative technology

- Informē jūs, ja pielietojat pārmērīgu spēku
- Vienmēr ziniet pareizo uzgāļa nomaiņas brīdi
- Philips Sonicare uzlabotā Sonic tehnoloģija
- Savieno viedo zobu birstes rokturi ar viedajiem uzgāļiem

Uzlabo zobu tīrīšanu

- Režīmi Clean un White

Izceltie produkti

Dabiski baltāki zobi



Uzlieciet W2 Optimal White birstes uzgali un notīriet aplikumu un padariet savu smaidu žilbinoši baltu. Birstes uzgaļa centrālajā daļā blīvi izvietotie sariņi noņem aplikumu un ir klīniski pierādīts, ka tas spēj padarīt zobus baltākus tikai vienas nedēļas laikā.

Režīmi Clean un White



Neatkarīgi no tā, vai vēlaties pievērst īpašu uzmanību aplikuma likvidēšanai vai vienkārši nopulēt zobus — mums tam ir risinājums. Clean režīms nodrošina izcilu tīrīšanas rezultātu, savukārt White režīms ir ideāli piemērots virsmas plankumu likvidēšanai.

Drošs un saudzīgs



Varat būt pārliecināts, ka zobu tīrīšana ir droša — Philips Sonic tehnoloģija ir piemērota lietošanai breketēm, plombēm, kroņiem un venīriem, un tā palīdz novērst kariesa veidošanos un uzlabo smaganu veselību.

Uzraugi tīrīšanas laikā pielietoto spēku



Tīrot zobus ar pāmērīgu spēku, ir iespējams izraisīt zobu un smaganu bojājumus. Lai to novērstu, Philips Sonicare ProtectiveClean rada saudzīgu, pulsējošu skaņu, lai atgādinātu, ka jārikojas saudzīgāk.

BrushSync tehnoloģija



Tehnoloģija ar mikročipu nosaka izmantoto gudru zobu birstes uzgali un sinhronizē to ar gudro zobu birstes rokturi. Gudrais rokturis un gudrie uzgaļi ir jaudīga kombinācija, kurā ļauj izveidot smart pāri un atgādina par smart uzgaļa nomaiņu.

BrushSync uzgaļa nomaiņas atgādinājums



Visi zobu birstes uzgaļi ar laiku nolietojas. Philips BrushSync tehnoloģija nosaka, cik ilgi esat lietojis konkrēto uzgali, kā arī to, cik spēcīgi esat ar to tīrījis. Kad būs pienācis laiks veikt uzgaļa nomaiņu, rokturī iedegsies

gaismiņa un atskanēs īss skaņas signāls. Šādi jūs vienmēr varat būt pārliecināts, ka jūsu birstes uzgalis ir vislabākajā darba kārtībā.

Noderīgi taimeri



Vai jums nepieciešama elektriskā zobu birste ar taimeri? Mūsu QuadPacer tehnoloģija palīdz jums tīrīt katru mutes dobuma zonu tieši tik ilgi, cik tas būtu ieteicams, savukārt viedais taimeris informēs jūs, kad ir pagājušas ieteicamās zobu tīrīšanas 2 minūtes.

Philips Sonicare tehnoloģija



Philips Sonicare uzlabotā Sonic tehnoloģija raida ūdens plūsmu starp zobiem un tās birstes kustības atdala un notīra aplikumu, katru dienu nodrošinot izcilu tīrību.

Specifikācijas

Strāvas padeve

Spriegums: 110-220 V

Tehnikā specifikācija

Akumulators: Uzlādējams

Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai):

14 dienas**

Akumulatora tips: Litija jonu

Dizains un apdare

Krāsa: Pastelrozā

Serviss

Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

Vienkārša lietošana

Akumulatora indikators: Lampiņa norāda

baterijas statusu

Rokturis: Plāns ergonomisks dizains

Roktura saderība: Viegli uzspraužami birstes uzgaļi

Birstes uzgaļa atpazīšanas funkcija:

Sinhronizācija ar optimālo darbības režīmu

Nomainas atgādinājums: Izcila rezultāta

nodrošināšanai katru reizi, iedegas

atgādinājuma ikona

Komplektā iekļautie piederumi

Suku uzgaļi: 1 W2 Optimal White

Rokturis: 1 ProtectiveClean

Lādētājs: 1

Tīrīšanas veiktspēja

Veselības ieguvumi: Samazina caurumu

veidošanās risku

Ātrums: Līdz 62 000 birstes kustību/min

Balinošās īpašības: Baltāki zobi 1 nedēļas laikā

Taimeris: Quadpacer un SmarTimer

Informācija par tīrīšanas spiedienu: Rokturis

vibrē, lai brīdinātu lietotāju

Režīmi

Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā

Balta: Notīra aplikumu

Smart sensoru tehnoloģija

Spiediena sensors: Brīdina, ja tīrot tiek lietots

pārmērīgs spiediens

BrushSync uzgaļa nomainas atgādinājums:

Vienmēr ziniet pareizo, uzgaļa nomainas brīdi

