

PHILIPS

Adapter voor
slangen van 12 mm

DreamStation 2

Kan op de slangen worden
vastgeklikt

Kan op het PAP-apparaat
worden vastgeklikt

Vervangend onderdeel

HH1549/00



Adapter voor slangen van 12 mm

De adapter wordt gebruikt om de microflexibele slangen van 12 mm aan te sluiten op het DreamStation 2 PAP-apparaat.

Accessoires voor PAP

- Adapter voor slangen van 12 mm

Kenmerken

Adapter voor slangen van 12 mm

Sluit de adapter eenvoudig aan op het uiteinde van een slang van 12 mm en klik deze vast op de uitlaatpoort van het PAP-apparaat.

Specificaties

Productgegevens

Vervanging: iedere 6 maanden

