


Philips Sonicare
AirFloss Ultra – prístroj na
medzizubnú hygienu

so zubnou kefkou DiamondClean
s 1 tryskou a 1 kefkovým
nástavcom
Nabíjací pohár, cestovné puzdro



HX8491/03

Zaručene zdravšie ďasná už za 2 týždne*

Vyrobené pre ľudí, ktorí nepoužívajú zubnú niť pravidelne

AirFloss Ultra**** je najjednoduchším riešením na účinné čistenie medzizubných priestorov pre tých, ktorí pravidelne nepoužívajú zubnú niť. AirFloss Ultra je možné používať spolu s ústnou alebo čistou vodou a je klinicky overené, že je rovnako účinný pre zdravie ďasien ako zubná niť.**

Improves oral health

- Klinicky overená rovnaká účinnosť pre zdravie ďasien ako zubná niť**
- Odstraňuje až 99,9 % povlaku***
- Pomáha predchádzať vzniku zubného kazu v medzizubných priestoroch
- Vybieli zuby viac ako 2x účinnejšie v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

Provides a superior clean

- Kefkový nástavec DiamondClean pre najlepšie bielenie zubnou kefkou Philips Sonicare
- Navrhnuté na pohyb s maximálnymi sonickými vibráciami

Superior technology

- Vysoko výkonná tryska
- Technológia zmesi vzduchu a mikrokvapôčiek
- Vlastné nastavenia trojitého prestreku

The easiest way to effectively clean between teeth

- Trvá to len 60 sekúnd: nasmerujte, stlačte a čistite!
- Jednoduchý spôsob, ako si vytvoriť zdravý návyk

PHILIPS
sonicare

Hlavné prvky

Vybieli zuby 2x lepšie




Pomocou zubnej kefky Philips Sonicare vybielite svoje zuby až 2x účinnejšie ako pomocou manuálnej zubnej kefky, a to už za 1 týždeň. Táto kefka odstráni až o 100 % viac škvrín a už po 1 týždni zaručí belšie zuby.

Pohyb s maximálnymi sonickými pohybmi




Pre našu hlavnú technológiu čistiacich pohybov s vysokou frekvenciou a širokým záberom, ktoré vykonajú viac než 31 000 sterov za minútu, sú kľúčové kefkové nadstavce Philips Sonicare. Naša bezkonkurenčná sonická technológia v plnej miere prenáša výkon z rúčky až do špičky kefkového nadstavca. Tento sonický pohyb vedie k dynamickému pohybu kvapalín, ktorý vháňa kvapalinu hlboko do medzizubných priestorov a pozdĺž ďasna na dosiahnutie prvotriedneho, no jemného čistenia za každých okolností.

Odstraňuje až 99,9 % povlaku




AirFloss Ultra odstráni až 99,9 % povlaku z ošetrovaných miest.***

Technológia mikrokvapôčok



Naše klinicky overené výsledky sú možné vďaka jedinečnej technológii, ktorá kombinuje vzduch a ústnu alebo čistú vodu na silné a zároveň jemné čistenie medzizubných priestorov a pozdĺž línie ďasien.

Jednoduchý začiatok zdravého návyku



Čistenie medzizubných priestorov je veľmi dôležité pre celkovú ústnu hygienu. AirFloss Ultra predstavuje jednoduchý spôsob hĺbkového čistenia medzizubných priestorov, čím pomáha vytvoriť si zdravé návyky.

Zdravšie ďasná



Je klinicky overené, že prístroj medzizubnej hygieny Philips Sonicare AirFloss Ultra zlepšuje zdravie ďasien rovnako ako zubná niť.**
Pomáha zlepšiť zdravie ďasien už do dvoch týždňov.

Vyčistí len za 60 sekúnd



Vďaka AirFloss Ultra trvá vyčistenie celých úst menej ako 60 sekúnd denne. Jednoducho si vyberte frekvenciu prestreku (jednoduchý, dvojitý alebo trojitý) a stlačením a podržaním aktivačného tlačidla spustíte nepretržitý automatický prestrek alebo stlačením a uvoľnením tlačidla spustíte manuálny režim prestreku.

Pomáha predchádzať vzniku zubného kazu



Jemným vypláchnutím povlaku, ktorý nebol odstránený zubnou kefkou, pomáha prístroj medzizubnej hygieny Philips Sonicare AirFloss Ultra predchádzať vzniku zubného kazu v medzizubných priestoroch.

Vysoko výkonná tryska



Nová vysokovýkonná preplachovacia tryska AirFloss Ultra zvyšuje výkon našej technológie na báze zmesi vzduchu a mikrokvapôčok a je ešte účinnejšia a efektívnejšia ako kedykoľvek predtým.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna

Príkon

- Napätie: Multinapät'ová nabíjačka

Technické špecifikácie

- Batéria: Nabíjateľná
- Typ batérie: Litium-iónová
- Čas nabíjania: 24 hodín na úplné nabitie

Servis

- Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

Jednoduché použitie

- Telo: Štíhly ergonomický tvar
- Ukazovateľ stavu batérie: Diódy LED na rukoväti zobrazujú úroveň nabitia
- Systém kefkového nastavca: Kefkové nastavce s jednoduchým nadsadením
- Displej: Podsvietený displej
- Prídavný nastavec: Lahko sa nasúva a odpája
- Životnosť batérie: 1 – 3 týždne****

Pribalené príslušenstvo

- Cestovné puzdro: Cestovná puzdro s USB
- Kefkové nastavce: 1 ks DiamondClean, štandardná veľkosť
- Telo: 1 DiamondClean

- Nabíjacia jednotka: 1
- Nabíjací pohár: 1
- Rúčka AirFloss Ultra: 1
- Tryska AirFloss Ultra: 1

Výsledky čistenia

- Prínosy pre zdravie: Vyčistí celé ústa za 60 s, Zdravšie ďasná do 2 týždňov*
- Frekvencia: Až 31 000 sterov kefky za minútu
- Charakteristika: Odstraňuje až 99,9 % povlaku**
- Klinicky overené výsledky: Rovnako účinné ako zubná niť, na zlepšenie zdravia ďasien, na redukciu povlaku, na redukciu krvácania ďasien
- Prispôsobiteľné nastavenia: Automatický alebo manuálny prestrek, Jednoduchý/dvojitý/trojitý prestrek***
- Prínosy pre bielenie zubov: 2x lepšie bielenie zubov*
- Časovač: Quadpacer a SmarTimer
- Pre tie najlepšie výsledky: Vymeňte trysku každých 6 mesiacov

Režimy

- Clean: Pre výnimočnú každodennú čistotu
- Starostlivosť o ďasná: Jemne masíruje ďasná
- Biela: Odstraňuje povrchové zafarbenie
- Polish: Rozžiarí a vyleští vaše zuby
- Sensitive: Jemné čistenie zubov a ďasien



Dátum vydania
2023-01-14

Verzia: 5.0.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* alebo Vám vrátíme peniaze

** ak sa používa spolu s manuálnou zubnou kefkou a antimikrobiálnou ústnou vodou u pacientov s miernym až stredne vážnym zápalom ďasien; ústna sprcha AirFloss má slúžiť ako pomôcka pre ľudí, ktorí nepoužívajú zubnú niť pravidelne, aby si vytvorili každodenný zdravý návyk čistenia medzizubných priestorov. Ďalšie informácie nájdete v časti Otázky a odpovede na karte Podpora.

*** Na ošetrovaných oblastiach; v laboratórnej štúdií. Skutočné výsledky dosiahnuté v ústach sa môžu líšiť

**** AirFloss Ultra a Pro sú rovnaké výrobky, avšak môžu byť rozdielne pomenované v závislosti do krajiny a kanála.

***** v závislosti od použitého nastavenia striekania