

PHILIPS

sonicare

Sonic elektriskā
zobu birste

ProtectiveClean
4500

Iebūvēts spiediena sensors

2 tīrīšanas režīmi

1 BrushSync funkcija



HX6888/90



Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.

Baltāki zobi tikai 1 nedēļas laikā.

Izjūtiēt atšķirību, pateicoties saudzīgai tīrīšanai ar spiediena sensoru, kas padara zobus baltākus 1 nedēļas laikā.

Proven to improve oral health

- Padara zobus baltākus tikai vienas nedēļas laikā

Innovative technology

- Viegls atgādinājums tīrīt maigi un saudzīgi
- Zobu birstes uzgaļi maksimālam rezultātam un pacientu labsajūtai
- Philips Sonicare uzlabotā Sonic tehnoloģija
- Savieno viedo zobu birstes rokturi ar viedajiem uzgaļiem

Improves patients' oral health

- Plombes, kroņi vai jutīgas zonas? Nav pamata uztraukumiem.

Uzlabo zobu tīrīšanu

- Režīmi Clean un White

Designed around your patient

- Lielisks veids, kā pierast pie savas jaunās zobu birstes
- Aicinājums tīrīt zobus rūpīgi


Izceltie produkti

Dabiski baltāki zobi



Uzlieciet W2 Optimal White birstes uzgaļi, lai notīrītu aplikumu un padarītu savu smaidu žilbinoši baltu. Birstes uzgaļa centrālajā daļā blīvi izvietotie sariņi noņem aplikumu, un ir klīniski pierādīts, ka tas spēj padarīt zobus baltākus tikai vienas nedēļas laikā.

Režīmi Clean un White




Neatkarīgi no tā, vai vēlaties pievērst īpašu uzmanību aplikuma likvidēšanai vai vienkārši nopulēt zobus — mums tam ir risinājums. Clean režīms nodrošina izcilu tīrīšanas rezultātu, savukārt White režīms ir ideāli piemērots virsmas plankumu likvidēšanai.

Drošs un saudzīgs



Varat būt pārliecināts, ka zobu tīrīšana ir droša — Philips sonic tehnoloģija ir piemērota lietošanai breketēm, plombēm, kroņiem un venīriem, un tā palīdz novērst kariesa veidošanos un uzlabo smaganu veselību.

Pārāk liels spiediens?




Pacienti var pat nepamanīt, ka tīra zobus ar pārmērīgu spēku, bet to pamanīs viņu zobu birste. Līdzko uz smaganām tiks izdarīts pārmērīgs spiediens, zobu birste ar skaņas signālu aicinās spiedienu samazināt.

BrushSync tehnoloģija



Tehnoloģija ar mikročipu nosaka izmantoto gudru zobu birstes uzgaļi un sinhronizē to ar gudro zobu birstes rokturi. Gudrais rokturis un gudrie uzgaļi ir jaudīga kombinācija, kurā ļauj izveidot smart pāri un atgādina par smart uzgaļa nomaiņu.


Viedā nomaiņas atgādināšanas funkcija



Visi zobu birstes uzgaļi ar laiku nolietojas. Philips tam ir radis risinājumu — viedā birstes uzgaļu atpazīšanas tehnoloģija nosaka, cik ilgi pacients ir lietojis konkrēto uzgaļi, kā arī to, cik spēcīgi ar to ir tīrīts. Kad būs pienācis laiks veikt uzgaļa nomaiņu, rokturī iedegsies gaismiņa un

atskanēs īss skaņas signāls. Tādējādi pacienti var būt pārliecināti, ka birstes uzgalis vienmēr ir vislabākajā darba kārtībā.

Noderīgi taimeri



Philips QuadPacer tehnoloģija palīdz pacientiem tīrīt katru mutes dobuma zonu tieši tik ilgi, cik tas būtu ieteicams, savukārt viedais taimeris informē, kad ir pagājušas ieteicamās zobu tīrīšanas divas minūtes.

Philips Sonicare tehnoloģija



Philips Sonicare uzlabotā Sonic tehnoloģija raida ūdens plūsmu starp zobiem un tās birstes kustības atdala un notīra aplikumu, katru dienu nodrošinot izcilu tīrību.

Easy-start programma



Sākot kaut ko jaunu, vispirms ir nepieciešams iepazīšanās periods. Tādēļ mūsu Easy-Start programma sniedz jums iespēju pirmās 14 tīrīšanas reizēs pakāpeniski un saudzīgi palielināt tīrīšanas jaudu.

Specifikācijas

Strāvas padeve

Spriegums: 110-220 V

Tehniskā specifikācija

Akumulators: Uzlādējams

Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai): Līdz 2 nedēļām

Akumulatora tips: Litija jonu

Dizains un apdare

Krāsa: Balta un zila

Serviss

Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

Vienkārša lietošana

Akumulatora indikators: Lampiņa norāda baterijas statusu

Rokturis: Plāns ergonomisks dizains

Roktura saderība: Viegli uzspraužami birstes uzgaļi

Zobu tīrīšanas ilgums: Līdz 2 nedēļām

Komplektā iekļautie piederumi

Suku uzgaļi: 1 W2c Optimal White, kompakts

Rokturis: 1 ProtectiveClean

Lādētājs: 1

Tīrīšanas veiktspēja

Veselības ieguvumi: Samazina caurumu veidošanās risku

Ātrums: Līdz 62 000 birstes kustību/min

Balinošās īpašības: Baltāki zobi 1 nedēļas laikā

Taimeris: Quadpacer un SmartTimer

Informācija par tīrīšanas spiedienu: Rokturis vibrē, lai brīdinātu lietotāju

Režīmi

Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā

Balta: Notīra aplikumu

2 intensitātes pakāpes: Zema, Augsta

Smart sensoru tehnoloģija

Spiediena sensors: Brīdina, ja tīrot tiek lietots pārmērīgs spiediens

BrushSync uzgaļa nomainas atgādinājums:

Vienmēr ziniet pareizo, uzgaļa nomainas brīdi

