

PHILIPS

sonicare

음파칫솔

Elite+

1가지 모드

칫솔모 1개

HX3265/13



임상으로 입증된 탁월한 세정*

최대 2배 더 잇몸 건강 개선*

일반 칫솔에서 음파 칫솔로의 전환에 적합하게 설계된 칫솔입니다. 지금까지의 양치질로는 경험해 보지 못한 느낌을 받으실 수 있습니다.

검증된 구강 건강 개선

- 최대 100% 잇몸 건강 개선*

사용자를 고려한 디자인

- 2분의 권장 양치 시간을 독려하는 타이머
- 필립스 소닉케어를 사용하는 양치 습관을 들일 수 있도록 도와주는 이지스타트 프로그램

혁신적인 기술

- 필립스 소닉케어의 고급 음파 기술

최적의 양치질

- 배터리 수명
- 탈부착이 손쉬운 클릭온 칫솔모


주요 제품

단 하나의 진정한 음파 기술




필립스 소닉케어의 고급 음파 기술이 물살을 만들어 치아 사이를 통과시키고, 칫솔모가 움직여 플라그를 제거해, 놀라운 깨끗함을 선사합니다.

잇몸 건강 개선



조밀하게 식모된 고품질 칫솔모로 잇몸선을 따라 플라그가 더욱 효과적으로 제거되므로 일반 칫솔에 비해 잇몸 건강 개선 효과가 최대 2배 더 우수합니다. 또한 곡선 형태의 파워 팁으로 구강 안쪽 치아까지 개운하게 닦을 수 있습니다.

쿼드페이서 및 스마트 타이머



양치를 빈틈없이 하는 데는 2분이 걸립니다. 스마트 타이머는 총 시간이 지나면 신호를 보내주고 쿼드페이서는 입 안 각 부분에서 최적의 시간 동안 사용

할 수 있도록 알려 줍니다. 이 두 가지 기능을 함께 사용하면 양치할 때마다 권장 양치 시간을 지킬 수 있습니다.

손쉽게 길러지는 새로운 양치 습관



새로운 무언가에는 익숙해지는 과정이 필요합니다. 필립스 소닉케어의 이지스타트 프로그램은 새로운 음파 칫솔의 사용 강도를 처음 14회에 걸쳐 점진적이고 부드럽게 증가시키는 옵션을 제공합니다.

배터리 수명



한 번 충전으로 14일까지 사용할 수 있습니다.

탈부착이 손쉬운 클릭온 칫솔모



이 칫솔모는 칫솔 핸들에 클릭온 방식으로 안전하게 고정되므로 유지 및 세정이 간편합니다. 필립스 소닉케어 파워업 배터리 및 에센스+/엘리트+핸들과 호환됩니다.

사양

소비전력

전압: 110-220V

기술 사양

배터리: 충전식

작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지): 최대 14일

배터리 유형: 니켈수소

디자인 및 마감

색상: 미드 블루

서비스

보증: 구입 후 2년

편리한 사용

핸들: 인체공학적 디자인

칫솔모 시스템: 탈부착이 손쉬운 클릭온 칫솔모

구성품

충전기: 1개

칫솔모: G2 옵티멀 잇몸케어 1개

핸들: 엘리트+ 1개

세정 성능

구강 건강 관리 효과: 잇몸 건강 개선

타이머: 쿼드페이서 및 스마트 타이머

모드

세정: 매일매일 깨끗한 양치

