

# PHILIPS

Электрическая  
звуковая зубная щетка

Philips Sonicare  
DiamondClean 9000

Удобное приложение для чистки  
зубов\*\*\*\*

Встроенный датчик давления

Распознавание чистящей насадки

4 режима, 3 уровня интенсивности



HX9913/17



## Еще более здоровые и белые зубы

Более белые зубы всего через 1 день\*\*\*\*

Представляем самую элегантную электрическую зубную щетку Philips Sonicare с функцией отбеливания. Лучший уход за полостью рта, оптимальная чистка, а также рекомендации в режиме реального времени.

### Оцените стильный и удобный дизайн

- Простая зарядка и стильный дизайн

### Здоровье полости рта у пользователей DiamondClean улучшилось

- Эффективное удаление налета и бережный уход за деснами
- Удаляет в 10 раз больше налета\* для тщательной чистки

### Позвольте DiamondClean 9000 адаптироваться под ваши потребности

- Персонализированная чистка зубов
- Уведомляет о чрезмерном давлении на щетку
- BrushSync автоматически выбирает для вас оптимальный режим
- Знает, когда нужно заменить чистящую насадку

### Следите за прогрессом с личным отчетом

- Создавайте и поддерживайте здоровые привычки

## Особенности

### Удаляет до 10 раз больше налета\*




Будьте уверены в тщательной чистке зубов с чистящей насадкой C3 Premium Plaque Control. Мягкие и гибкие щетинки повторяют контуры ваших зубов, обеспечивая в 4 раза более тесный контакт\*\* и удаляя до 10 раз больше налета в труднодоступных местах.

### C3 Premium Plaque Control



Чистящая насадка C3 Premium Plaque Control создана для тщательного ухода за полостью рта. Мягкая боковая часть и гибкие щетинки идеально повторяют контуры зубов, обеспечивая до 4 раз более тесный контакт и помогая удалять налет в труднодоступных местах\*\*.

### Отчет о сеансе



DiamondClean 9000 дает вам рекомендации по созданию и поддержанию здоровых привычек между приемами у стоматолога. Встроенные интеллектуальные датчики оповещают о чрезмерном давлении на щетку, а при подключении к приложению Sonicare отчет о сеансе позволяет отслеживать регулярность чисток и ваш прогресс.

### 4 режима, 3 уровня интенсивности




DiamondClean 9000 располагает рядом режимов — Clean (Чистка), White+ (Осветление+), Gum Health (Здоровье десен) и Deep Clean+ (Глубокая чистка+) — которые помогут вам эффективнее чистить зубы. Режим Clean (Чистка) подходит для качественной ежедневной чистки зубов, White+ (Осветление+) — для удаления потемнений, Gum Health (Здоровье десен) обеспечивает бережную и эффективную чистку десен, а Deep Clean+ (Глубокая чистка+) подходит для максимально тщательной чистки. Три настройки интенсивности позволяют выбирать между высоким уровнем для тщательной чистки и низким уровнем для более чувствительных зубов.

### Функция подключения BrushSync



Интеллектуальные чистящие насадки обеспечивают оптимальный выбор режима и уровня интенсивности для максимально эффективной чистки. К примеру, вы используете чистящую насадку W3 Premium White. Технология DiamondClean 9000 BrushSync автоматически синхронизирует чистящую насадку с режимом White+ (Осветление+) для эффективного отбеливания ваших зубов.

### Встроенный датчик давления



DiamondClean 9000 регистрирует слишком сильное давление на зубы, которое вы можете не замечать. При слишком сильном нажатии на зубы щетка издаст звуковой сигнал. Это означает, что необходимо снизить давление, чтобы чистящая насадка эффективнее выполняла свою работу. 7 из 10 опрошенных сообщили, что эта функция помогла им улучшить качество чистки зубов.

### BrushSync: напоминания о замене



Все чистящие насадки изнашиваются, поэтому важно следить за тем, что ваша насадка все еще обеспечивает эффективную чистку зубов. Наша технология BrushSync отсчитывает период использования чистящей насадки и уровень давления на нее. BrushSync уведомит вас о необходимости замены на ручке щетки и издаст короткий звуковой сигнал, когда придет время заменить чистящую насадку на новую.

### Длительное время работы от аккумулятора



Щетку DiamondClean 9000 можно использовать до двух недель без подзарядки (при регулярном использовании).

# Характеристики

## Подключения

**Беспроводная технология Bluetooth®:** Обучающее приложение

## Мощность

**Напряжение:** 110–220 В

## Технические характеристики

**Время работы (от полной зарядки до полной разрядки):** 14 дней\*\*\*

**Батарея:** Перезарядка

**Тип элемента питания:** Литий-ионный

## Дизайн и отделка

**Цвет:** Белый

## Обслуживание

**Гарантия:** Ограниченная гарантия сроком на 2 года

## Совместимость

**Совместимость с ОС Android:** Телефоны на базе

ОС Android, Планшеты с поддержкой Bluetooth 4.0

**Совместимость с ОС iOS:** iPad 3-го или более

высокого поколения, iPhone 4S или более поздней версии, с iOS7 или более поздней версией, с операционной системой версии iOS7

## Удобство использования

**Совместимость ручки:** Удобные съемные насадки

**Ручка:** Изящный эргономичный дизайн

**Индикатор замены:** Для наилучших результатов, в качестве напоминания загорается значок

## В комплекте

**Дорожный футляр:** Дорожный зарядный чехол с USB

**Насадки:** C3 Premium Plaque Control, 2 шт.

**Ручка:** 1 DiamondClean 9000

**Стакан с зарядной базой:** 1

**База для зарядки:** 1

## Качество чистки

**Высокое качество:** Удаляет до 10 раз больше налета\*

**Скорость:** 62 000 выметающих движений в минуту

**Эффект осветления:** Более белые зубы за 1 день\*\*\*\*

**Таймер:** BrushPacer и SmartTimer

**Оценка силы нажатия:** Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

## Режимы

**3 уровня интенсивности:** Высокий, Низкий, Средняя

**Deep Clean+ (Глубокая чистка+):** Обеспечивает максимально тщательную чистку

**Gum Health:** Обеспечивает бережную и эффективную чистку десен

**White+ (Осветление+):** Для удаления потемнений

**Режим чистки:** Для ежедневной тщательной чистки

## Технология интеллектуального датчика

**Датчик давления:** Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы

**BrushSync: напоминания о замене:** Знает, когда нужно, заменить чистящую насадку

**Технология BrushSync:** Синхронизация зубной щетки и, чистящих насадок

## Поддержка ПО

**Обновления ПО:** Компания Philips предоставляет актуальные обновления ПО в течение 2 лет с момента приобретения.



\* по сравнению с обычной зубной щеткой

\*\* по сравнению с DiamondClean

\*\*\* при использовании дважды в день в течение двух минут

\*\*\*\* в режиме White+ при использовании отбеливающей зубной пасты от ведущих производителей, по сравнению с обычной зубной щеткой

\*\*\*\*\* Мобильное приложение Philips Sonicare поддерживается на территории Российской Федерации. Поддержка мобильного приложения на территории Республики Казахстан и Республики Беларусь не осуществляется.