

# PHILIPS

Sonisk eltandborste  
med app

ExpertClean 7300

Ansluten borstning utan krångel

Inbyggd trycksensor

Smart borsthuvudsidentifiering

3 lägen, 3 intensitetsnivåer



HX9611/19



## Allt du behöver för utmärkt munhälsa Upp till sju gånger friskare tandkött\*

Det är svårt att upprätthålla bra borstningsvanor, men ExpertClean guidar dig mellan tandläkarbesöken. Inbyggda smarta sensorer meddelar dig när du ska justera hur hårt du trycker och appens lägesrapport hjälper dig att hålla dig till din tandborstningsrutin.

### Få en snygg och användarvänlig design

- Enkelt att ladda och styla
- Gör resan enklare för dig

### ExpertClean users experience improved oral health

- Tuff mot plack, skonsam mot tandköttet
- Djupast möjliga rengöring samtidigt som det skyddar ditt känsliga tandkött
- Tar bort upp till 10 gånger mer plack\* för en djup rengöring
- Upp till sju gånger friskare tandkött på bara två veckor

### Let ExpertClean adapt to your needs

- Anpassad borstningsupplevelse
- Låter dig veta om du trycker för hårt.
- Lär dig när det är dags att byta ut borsthuvudena
- BrushSync väljer automatiskt det bästa läget för dig

### Stay on track with personalized guidance

- Vägledning för att påbörja och fortsätta med hälsosamma vanor


# Funktioner

## Tar bort upp till 10 gånger mer plack\*



Du får djupast möjliga rengöring med borsthuvudet C3 Premium Plaque Defence. De mjuka och flexibla borststråna är utformade för att omsluta tändernas konturer, vilket ger dig 4 gånger mer ytkontakt\*\* och upp till 10 gånger mer plackborttagning från svåråtkomliga ställen.

## Upp till sju gånger friskare tandkött\*



Fokusera på att förbättra munhälsan med borsthuvudet G3 Premium Gum Care. Den mindre storleken och borststråna som är riktade mot tandköttsskanten gör den till det perfekta sättet att hålla det här området fritt från tandköttssjukdomar. Personer som använder det här borsthuvudet har upp till 100 % mindre tandköttsinflammation\* och upp till 7 gånger friskare tandkött på bara två veckor.\*

## Statusrapport



ExpertClean ger dig den vägledning du behöver för att förbättra och upprätthålla sunda borstningsvanor mellan tandläkarbesök. Inbyggda smarta sensorer meddelar dig när du trycker för hårt, och genom att ansluta din

borstningsupplevelse till Sonicare-appen får du en personlig statusrapport där du kan se dina förbättringar.

## 3 lägen, 3 intensitetsnivåer




ExpertClean 9000 levereras med lägena Clean, Gum Health och Deep Clean+ för att ta hand om dina borstningsbehov. Clean-läget är avsett för exceptionell daglig rengöring, Gum Health ger en skonsam men effektiv rengöring för tandköttet och Deep Clean+ ger dig en uppfriskande djuprengöring. Tre intensitetsnivåer gör att du kan välja en högre inställning för en intensivare rengöring och en lägre inställning för känsligare munnar.

## Smart borsthuvudsidentifiering



Smarta borsthuvuden ser till att du använder rätt läge och intensitet för bästa möjliga rengöring. Låt exempelvis säga att du använder borsthuvudet G3 Premium Gum Care. BrushSync-tekniken på ExpertClean synkar automatiskt borsthuvudet med Gum Health-läget för att hjälpa till att rengöra ditt tandkött.

## Inbyggd trycksensor



Du kanske inte märker om du borstar för hårt, men det gör ExpertClean. Om du använder för hårt tryck avger den här intelligenta tandborsten ett pulserande ljud. Det är en påminnelse om att du ska låta borsthuvudet göra jobbet. Sju av tio personer tyckte att den här funktionen hjälpte dem till en bättre tandborstning.

## Påminnelse om att byta BrushSync



Alla borsthuvuden slits ut med tiden, så håll ett öga på ditt borsthuvud för att se till att du fortfarande får en fantastisk rengöring. Vår BrushSync-teknik spårar hur länge du har använt borsthuvudet och hur hårt du har borstat. BrushSync-bytespåminnelsen på handtaget avger ett kort pipljud när det är dags att byta ut borsthuvudet.

## C3 Premium Plaque Defence



Borsthuvudet Premium Plaque Control är utformat för att ge dig den mest ingående rengöringen hittills. Mjuka, flexibla sidor och borststråna som följer tändernas konturer ger dig fyra gånger mer ytkontakt, vilket hjälper dig att nå svåråtkomliga ställen\*.

# Specifikationer

## Anslutningar

Trådlös Bluetooth®-teknik: Ansluten borstningsapp

## Effekt

Spänning: 110–220 V

## Tekniska specifikationer

Drifttid (full till tom): 14 dagar\*\*

batteri: Laddningsbar

Batterityp: Litiumjon

## Design och finish

Färg: Vit/silver

## Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

## Kompatibilitet

**Kompatibilitet med Android:** Android-telefoner, Bluetooth 4.0-aktiverade surfplattor

**iOS-kompatibilitet:** 3:e generationens iPad eller högre, iPhone 4S eller högre, med iOS7 eller senare, med operativsystemet iOS7

## Lättanvänd

**Skafthkompatibilitet:** Borsthuvud som enkelt knäpps på

**Handtag:** Tunn, ergonomisk design

**Bytespåminnelse:** För att alltid ge bästa möjliga resultat, tänds påminnelseikonen

## Medföljande tillbehör

**Handtag:** 2 ExpertClean

**Borsthuvuden:** 2 C3 Premium Plaque Defence, 2 G3 Premium Gum Care

**Laddare:** 2

**Resefodral:** 1

## Rengöringsprestanda

**Hälsofördelar:** Upp till sju gånger friskare tandkött\*

**Prestanda:** Tar bort upp till 10 gånger mer plack\*

**Timer:** BrushPacer och SmarTimer

**Tryckfeedback:** Handtag som vibrerar för att varna användaren

## Lägen

**Tre intensitetsnivåer:** Låg, Medium, Hög

**Rengöra:** För överlägsen daglig rengöring

**Deep Clean+:** För en stärkande djuprengöring

**Friskare tandkött:** Särskilt fokus på kindtänderna

## BrushSync-lägesihoppning

**G3 Premium Gum Care-borsthuvud:** Paras ihop med Gum Health-läge

**C3 Premium Plaque Defence:** Paras ihop med Clean-läge

## Smart-sensorteknologi

**Påminnelse om att byta BrushSync:** Du vet alltid när det är dags, att byta borsthuvud

**Trycksensor:** Varnar när du borstar för hårt

**BrushSync-teknik:** Ansluter smart handtag och, smart borsthuvud

**Lokaliseringssensor:** Spårar & förbättrar borstningen

**Skrubbningsensor:** Hjälper dig att skrubba mindre

## Programvaror som kan användas

**Programvaruuppdateringar:** Philips erbjuder relevanta programuppdateringar under två år efter inköpsdatumet.

