

# PHILIPS

## sonicare

Sonic elektriskā  
zobu birste

ProtectiveClean  
5100

Iebūvēts spiediena sensors

3 režīmi

1 BrushSync funkcija

Ceļojumu futrālis



HX6856/17



## Veselīgākas smaganas. Saudzīga tīrīšana.

Uzlabo smaganu veselību līdz pat 100 % vairāk nekā parastā zobu suka

Izjūtiēt atšķirību, pateicoties saudzīgai tīrīšanai ar spiediena sensoru, vienlaikus uzlabojot smaganu veselību līdz pat 100 % vairāk nekā ar parasto zobu suku

### Proven to improve oral health

- Uzlabo smaganu veselību līdz pat 100%\*
- Drošs un saudzīgs, tīrot jutīgās zonas, zobu ortodontiskas ierīces un labotus zobus.

### Designed around you

- Aicinājums tīrīt zobus rūpīgi
- Atvieglo ceļošanu

### Innovative technology

- Informē jūs, ja pielietojat pārmērīgu spēku
- Vienmēr ziniet pareizo uzgaļa nomaiņas brīdi
- Philips Sonicare uzlabotā ultraskaņas tehnoloģija
- Savieno viedo zobu birstes rokturi ar viedajiem uzgaļiem

### Uzlabo zobu tīrīšanu

- Izvēlieties kādu no trīs režīmiem

## Izceltie produkti

### Uzlabo smaganu veselību



Blīvi izvietoti augstas kvalitātes sariņi ļauj veikt tīrīšanu īpaši saudzīgi — jo īpaši likvidējot aplikumu gar smaganu līniju, ļaujot jums uzlabot smaganu veselību par 100% efektīvāk, nekā tīrot ar zobu birsti manuāli. Īpašas formas izliektais elektriskais uzgalis ļauj viegli aizsniegt zobus dziļi mutes dobuma aizmugurē.

### Drošs un saudzīgs



Varat būt pārliecināti, ka zobu tīrīšana ir droša — Philips Sonic tehnoloģija ir piemērota lietošanai breketēm, plombēm, kroņiem un venīriem, un tā palīdz novērst kariesa veidošanos un uzlabo smaganu veselību.

### Vienīgā patiesā sonic tehnoloģija



Philips Sonicare uzlabotā ultraskaņas tehnoloģija raída ūdens plūsmu starp zobiem un tās birstes kustības atdala un notīra aplikumu, katru dienu nodrošinot izcilu tīrību.

### Uzraugi tīrīšanas laikā pielietoto spēku



Tīrot zobus ar pāmērīgu spēku, ir iespējams izraisīt zobu un smaganu bojājumus. Lai to novērstu, Philips Sonicare ProtectiveClean rada saudzīgu, pulsējošu skaņu, lai atgādinātu, ka jārikojas saudzīgāk.

### BrushSync tehnoloģija



Tehnoloģija ar mikročipu nosaka izmantoto gudru zobu birstes uzgali un sinhronizē to ar gudro zobu birstes rokturi. Gudrais rokturis un gudrie uzgaļi ir jaudīga kombinācija, kurā ļauj izveidot smart pāri un atgādina par smart uzgaļa nomaiņu.


### BrushSync uzgaļa nomaiņas atgādinājums



Visi zobu birstes uzgaļi ar laiku nolietojas. Philips BrushSync tehnoloģija nosaka, cik ilgi esat lietojis konkrēto uzgali, kā arī to, cik spēcīgi esat ar to tīrījis. Kad būs pienācis laiks veikt uzgaļa nomaiņu, rokturī iedegsies

gaismiņa un atskanēs īss skaņas signāls. Šādi jūs vienmēr varat būt pārliecināti, ka jūsu birstes uzgalis ir vislabākajā darba kārtībā.

### Noderīgi taimeri



Vai jums nepieciešama elektriskā zobu birste ar taimeri? Mūsu QuadPacer tehnoloģija palīdz jums tīrīt katru mutes dobuma zonu tieši tik ilgi, cik tas būtu ieteicams, savukārt viedais taimeris informēs jūs, kad ir pagājušas ieteicamās zobu tīrīšanas 2 minūtes.

### Parocīgs ceļojumu futrālis un lādētājs



Philips Premium klases ceļojumu futrālis ir paredzēts zobu birstes higiēniskai uzglabāšanai, savukārt kompaktā izmēra lādētāja pamatne ļauj jums nodrošināt nepieciešamu uzlādes līmeni, atrodoties ceļā. Regulāri lietojot, ar pilnībā uzlādētu zobu birsti ir iespējams tīrīt zobus divas nedēļas, savukārt lādētājs ir jūsu atslēga uz garākiem ceļojumiem.

# Specifikācijas

## Strāvas padeve

Spriegums: 110-220 V

## Tehniskā specifikācija

Akumulators: Uzlādējams

Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai): Līdz 2 nedēļām

Akumulatora tips: Litija jonu

## Dizains un apdare

Krāsa: Pastelrozā

## Serviss

Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

## Vienkārša lietošana

Akumulatora indikators: Lampiņa norāda baterijas statusu

Rokturis: Plāns ergonomisks dizains

Roktura saderība: Viegli uzspraužami birstes uzgaļi

Zobu tīrīšanas ilgums: Līdz 2 nedēļām

## Komplektā iekļautie piederumi

Suku uzgaļi: 2 G2 Optimal Gum Care

Rokturis: 1 ProtectiveClean

Ceļojumu futrālis: 1

Lādētājs: 1

## Tīrīšanas veiktspēja

Veselības ieguvumi: Uzlabo smaganu veselību tikai divās nedēļās, Samazina caurumu veidošanās risku

Ātrums: Līdz 62 000 birstes kustību/min

Taimeris: Quadpacer un SmarTimer

Informācija par tīrīšanas spiedienu: Rokturis vibrē, lai brīdinātu lietotāju

## Režīmi

Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā

Smaganu kopšana: Saudzīgi masē smaganas

Balta: Notīra aplikumu

## Smart sensoru tehnoloģija

Spiediena sensors: Brīdina, ja tīrot tiek lietots pārmērīgs spiediens

BrushSync uzgaļa nomainas atgādinājums:

Vienmēr ziniet pareizo, uzgaļa nomainas brīdi

