

PHILIPS

sonicare

Звукова електрична
зубна щітка

DailyClean 2100

1 режим

1 насадка для щітки



HX3212/03



Клінічно доведено бездоганне чищення*

Усуває до 3 разів більше нальоту*

Створена, щоб бути ідеальною зубною щіткою для переходу від звичайної щітки. Тепер здається, що Ви ніколи раніше не чистили зуби.

Покращення стану ротової порожнини підтверджено

- До 3 разів краще усунення нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою

Створено для вас

- Таймери допоможуть ретельно почистити зуби за 2 хвилини
- Ресурс батареї
- Чудовий спосіб звикнути до нової зубної щітки

Innovative technology

- Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

Чистіть зуби краще

- Знімна система насадки для щітки

Основні особливості

Технологія Philips Sonicare




Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

Забудьте про наліт



Щільні високоякісні щетинки усувають до 3 разів більше нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою. Контури щетинок відповідають формі зубів, що дозволяє Вам легко почистити у важкодоступних місцях.

QuadPacer та SmarTimer



Для ретельного чищення зубів потрібно всього 2 хвилини. Наш QuadPacer повідомить, коли Ви достатньо часу будете чистити ту чи іншу ділянку


зубів, а SmarTimer подасть сигнал, коли загальний час чищення закінчиться. Разом вони допоможуть щоразу чистити зуби саме стільки, скільки потрібно.

Програма "Легкий старт"



Початок чогось нового завжди вимагає звикання. Тому наша проста стартова програма дає можливість поступово та обережно нарощувати інтенсивність чищення впродовж перших 14 разів використання нової зубної щітки.

Ресурс батареї



Триває до 14 днів між сеансами заряджання.

Знімна система насадки для щітки



Ця насадка для щітки встановлюється на ручку щітки для безпечної фіксації та легкого догляду й чищення. Вона підходить для ручок зубних щіток Philips Sonicare PowerUp Battery, Essence+/Elite+/CleanCare+.

Специфікації

Потужність

Напруга: 110–220 В

Технічні характеристики

Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої): До 14 днів

Батарея: Можна заряджати

Тип батареї: NiMH

Конструкція та покриття

Колір: Блакитний

Обслуговування

Гарантія: 2 роки обмеженої гарантії

Простота у користуванні

Ручка: Ергономічна конструкція

Система насадок для щітки: Прості знімні насадки для щітки

Елементи в комплекті

Насадки для щітки: 1 C2 Optimal Plaque Defence

Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера):

1

Ручка: 1 DailyClean 2100

Ефективність чищення

Швидкість: До 31 000 рухів щітки/хв.

Ефективність: Усуває до 3 разів більше нальоту*

Таймер: QuadPacer та SmarTimer

Режими

Чищення: Для виняткового щоденного чищення

