

Philips Sonicare
AirFloss Ultra —
zobstarpu tīrītājs

2 uzgaļi



HX8432/03

Veselīgākas smaganas 2 nedēļu laikā nodrošinātas*

Izstrādāta neregulāriem zobu diegotājiem

Cilvēkiem, kas regulāri netīra zobus ar zobu diegu, AirFloss Pro/Ultra**** uzgaļi ir vienkāršākais paņēmiens efektīvai zobstarpu tīrīšanai. AirFloss Pro/Ultra var izmantot kopā ar mutes skalošanas līdzekļiem vai ūdeni, un ir klīniski apstiprināts, ka tas uzlabo smaganu veselību tik pat efektīvi kā zobu diegs.**

Uzlabo mutes veselību

- Klīniski apstiprināts, ka tā efektivitāte smaganu veselības uzlabošanā ir vienlīdz laba kā zobu diegam**
- Likvidē aplikumu līdz 99,9%***
- Palīdz novērst caurumu veidošanos starp zobiem

Izcila tehnoloģija

- Augstas veiktspējas uzgaļi
- Gaisa un mikropilienu tehnoloģija
- Trīskāršas strūkļas pielāgošanas iestatījumi

Vieglākais veids efektīvai zobstarpu tīrīšanai

- Tikai 60 sekundes: novietot, nospiegt, tīrīt!
- Vieglis veids, kā sākt veselīgu ieradumu
- Svaiga un tīra mute katru dienu

PHILIPS
sonicare

Izceltie produkti

Likvidē aplikumu līdz 99,9%




AirFloss Pro/Ultra likvidē aplikumu līdz 99,9% tīrītājās zonās.**

Mikropilienu tehnoloģija



Mūsu unikālā tehnoloģija, kurā apvienota gaisa un mutes skalošanas līdzekļa vai ūdens plūsma. Rezultāti ir klīniski apstiprināti. Rezultāts ir efektīva un saudzīga zobstarpu un smaganu līnijas tīrīšana.

Viegla veselīga ieraduma sākšana



Zobstarpu tīrīšana ir ļoti svarīga kopējai mutes veselībai. AirFloss Pro/Ultra uzgali ir viegls veids, kā iztīrīt dziļāk starp zobiem, palīdzot veidot veselīgus ieradumus.

Labāka smaganu veselība



Ir klīniski apstiprināts, ka Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra uzgali uzlabo smaganu veselību tik pat efektīvi kā zobu diegs.** Palīdz uzlabot smaganu veselību tikai divu nedēļu laikā.

Notīra 60 sekundēs



Ar AirFloss Pro/Ultra visa mutes dobuma tīrīšana prasa mazāk nekā 60 sekundes dienā. Vienkārši izvēlieties strūkļas padeves biežumu (vienu, dubultu vai trīskāršu) un turiet nospiestu aktivizācijas pogu pastāvīgi, automātiskai strūkļas padevei vai nospiediet un atlaidiet pogu, ja vēlaties izmantot manuālo strūkļas padeves režīmu.

Svaigums un tīrība ar mutes skalošanas līdzekli



Uzpildiet nodaļījumu rokturī ar vai nu mutes skalošanas līdzekli, vai ūdeni mutes dobuma

svaigumam, pēc tam novietojiet uzgali un nospiediet pogu. Lielākam svaigumam un pretmikrobu iedarbībai izmantojiet kopā ar mutes skalošanas līdzekli.

Palīdz novērst caurumu veidošanos



Saudzīgi notīrot aplikumu, ko nevar noņemt ar zobu birsti, Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra uzgali palīdz novērst caurumu veidošanos starp jūsu zobiem.

Augstas veiktspējas uzgali



Jaunajā AirFloss Pro/Ultra augstas veiktspējas uzgalī ir apvienota gaisa un mikropilienu tehnoloģija, vēl vairāk palielinot tā efektivitāti.

Trīskāršas strūkļas pielāgošana



AirFloss Pro/Ultra uzgaļa strūkļas stiprumu varat pielāgot atbilstoši savām vēlmēm. Katru reizi nospiežot aktivizācijas pogu, var izvēlēties vienu, dubultu vai trīskāršu strūkļu.

Specifikācijas

Strāvas padeve

- Spriegums: Daudzspriegumu lādētājs

Tehniskā specifikācija

- Akumulators: Uzlādējams
- Akumulatora tips: Litija jonu
- Uzlādes ilgums: 24 stundas līdz pilnai uzlādei

Dizains un apdare

- Krāsa: Melna

Serviss

- Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

Vienkārša lietošana

- Rokturis: Plāns ergonomisks dizains
- Akumulatora indikators: Roktura LED indikatori norāda uzlādes līmeni
- Baterijas darbūms: 1-3 nedēļas****
- Uzgaļa piederums: Viegla uzspraušana un noņemšana

Komplektā iekļautie piederumi

- Lādētājs: 1
- Uzgaļu tureklis: 1
- AirFloss Pro/Ultra rokturis: 1
- AirFloss Pro/Ultra uzgalis: 2

Tīrīšanas veiktspēja

- Sniegums: Likvidē aplikumu līdz 99,9%**
- Veselības ieguvumi: Uzlabojiet smaganu veselību 2 nedēļās*, Iztīra visu muti 60 sek.
- Klīniski apstiprināti rezultāti: Tikpat efektīvs kā zobu diegs, smaganu veselības uzlabošanai, smaganu asiņošanas samazināšanai, aplikuma likvidēšanai
- Pielāgojami iestatījumi: Automātiska strūkļa vai manuāla strūkļa, Vienkārša/dubulta/trīskārša strūkļa***
- Labākiem rezultātiem: Nomainiet uzgali ik pēc 6 mēnešiem



Izlaides datums
2024-03-02

Versija: 2.2.1

EAN: 87 10103 81812 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

** izmantojot kopā ar manuālo zobu suku un antibakteriālo skalošanu pacientiem ar vieglu līdz izteiktu gingivītu; AirFloss ir izstrādāts, lai palīdzētu neregulāriem diegotājiem izveidot veselīgu ikdienas zobstarpu tīrīšanas ieradumus. Papildinformāciju skatiet jautājumu un atbilžu sadaļā cilnē Atbalsts.
*** No apstrādātajām zonām; Pētījumos faktiskie rezultāti var atšķirties
* vai arī atdosim jūsu naudu.
**** atkarībā no izmantotā strūkļa iestatījuma
*** AirFloss Ultra un Pro ir viens un tas pats produkts, bet tas var būt nosaukts dažādi atkarībā no valsts un televīzijas kanāla.