


Philips Sonicare AirFloss
Pro/Ultra
Prístroj na medzizubné
čistenie

so zubnou kefkou DiamondClean
s 1 tryskou a 1 kefkovým
nástavcom
Nabíjací pohár, cestovné puzdro



HX8491/01

Zaručene zdravšie ďasná už za 2 týždne*

Vyrobené pre ľudí, ktorí nepoužívajú zubnú niť pravidelne

AirFloss Ultra je najjednoduchším riešením na účinné čistenie medzizubných priestorov pre tých, ktorí nepoužívajú pravidelne zubnú niť. AirFloss Ultra je možné používať spolu s ústnou alebo čistou vodou a je klinicky overené, že je rovnako účinný pre zdravie ďasien ako zubná niť.**

Improves oral health

- Klinicky overená rovnaká účinnosť pre zdravie ďasien ako zubná niť**
- Odstraňuje až 99,9 % povlaku***
- Pomáha predchádzať vzniku zubného kazu v medzizubných priestoroch

Provides a superior clean

- Vyberte si z 5 režimov vrátane režimov Polish a Sensitive
- Až 7-krát účinnejšie odstraňovanie povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

Superior technology

- Vysoko výkonná tryska
- Technológia zmesi vzduchu a mikrokvapôčiek

The easiest way to effectively clean between teeth

- Jednoduchý spôsob, ako si vytvoriť zdravý návyk
- Trvá to len 60 sekúnd: nasmerujte, stlačte a čistite!

PHILIPS
sonicare

Prístroj na medzizubné čistenie
so zubnou kefkou DiamondClean s 1 tryskou a 1 kefkovým nástavcom, Nabíjací pohár, cestovné puzdro

HX8491/01

Hlavné prvky

Odstraňuje až 99,9 % povlaku




AirFloss Ultra odstráni až 99,9 % povlaku z ošetrovaných miest.**

Technológia mikrovapôčok



Naše klinicky overené výsledky sú možné vďaka jedinečnej technológii, ktorá kombinuje vzduch a ústnu alebo čistú vodu na silné a zároveň jemné čistenie medzizubných priestorov a pozdĺž línie ďasien.

Jednoduchý začiatok zdravého návyku



Čistenie medzizubných priestorov je veľmi dôležité pre celkovú ústnu hygienu. AirFloss predstavuje jednoduchý spôsob hĺbkového čistenia medzizubných priestorov, čím pomáha vytvoriť si zdravé návyky.

Zdravšie ďasná



Je klinicky overené, že prístroj medzizubnej hygieny Philips Sonicare AirFloss Ultra zlepšuje zdravie ďasien rovnako ako zubná niť.** Pomáha zlepšiť zdravie ďasien už do dvoch týždňov.

Pomáha predchádzať vzniku zubného kazu



Jemným vypláchnutím povlaku, ktorý nebol odstránený zubnou kefkou, pomáha prístroj medzizubnej hygieny Philips Sonicare AirFloss Ultra predchádzať vzniku zubného kazu v medzizubných priestoroch.

Vysoko výkonná tryska



Nová vysokovýkonná preplachovacia tryska AirFloss Ultra zvyšuje výkon našej technológie na báze zmesi vzduchu a mikrovapôčok a je


ešte účinnejšia a efektívnejšia ako kedykoľvek predtým.

Vyčistí len za 60 sekúnd



Vďaka AirFloss Ultra trvá vyčistenie celých úst menej ako 60 sekúnd denne. Jednoducho si vyberte frekvenciu prestreku (jednoduchý, dvojité alebo trojité) a stlačením a podržaním aktivačného tlačidla spustíte nepretržitý automatický prestrek alebo stlačením a uvoľnením tlačidla spustíte manuálny režim prestreku.

5 režimov na čistenie podľa vašich potrieb



So sonickou kefkou DiamondClean získate osviežujúce čistenie každý deň. Našich 5 režimov sa postará o všetky vaše potreby čistenia zubov. Režim Clean – pre výnimočné každodenné čistenie, Gum Care – pre jemnú masáž ďasien, režim Polish – na rozžiarenie vášho úsmevu, režim Sensitive – pre jemné a zároveň efektívne čistenie citlivých ďasien a režim White – ideálny režim na odstraňovanie neželaného sfarbenia zubov.

Technické údaje

Príkon

- Napätie: Multinapät'ová nabíjačka

Technické špecifikácie

- Batéria: Nabíjateľná
- Typ batérie: Lítium-iónová
- Čas nabíjania: 24 hodín na úplné nabitie

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biele so sivým nádychom

Servis

- Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

Jednoduché použitie

- Telo: Štíhly ergonomický tvar
- Ukazovateľ stavu batérie: Diódy LED na rukoväti zobrazujú úroveň nabitia
- Systém kefkového nástavca: Kefkové nástavce s jednoduchým nadsadením
- Displej: Podsvietený displej
- Prídavný nástavec: Ľahko sa nasúva a odpája

Pribalené príslušenstvo

- Kefkové nástavce: 1 ks DiamondClean, štandardná veľkosť
- Telo: 1 DiamondClean
- Cestovné puzdro: Cestovná puzdro s USB

- Nabíjacia jednotka: 1
- Nabíjací pohár: 1
- Rukoväť AirFloss Ultra: 1
- Hubica: 1

Výsledky čistenia

- Prínosy pre zdravie: Vyčistí celé ústa za 60 s, Zdravšie ďasná do 2 týždňov*
- Frekvencia: Až 62 000 pohybov kefkы za minútu
- Charakteristika: Odstraňuje až 99,9 % povlaku**
- Klinicky overené výsledky: Rovnako účinné ako zubná niť, na zlepšenie zdravia ďasien, na redukciu povlaku, na redukciu krvácania ďasien
- Prispôsobiteľné nastavenia: Automatický alebo manuálny prestrek, Jednoduchý/dvojitéj/trojitéj prestrek***
- Prínosy pre bielenie zubov: 2x lepšie bielenie zubov*
- Časovač: Quadpacer a SmarTimer
- Pre tie najlepšie výsledky: Vymeňte trysku každých 6 mesiacov

Režimy

- Clean: Pre výnimočnú každodennú čistotu
- Starostlivosť o ďasná: Jemne masíruje ďasná
- Biela: Odstraňuje povrchové zafarbenie
- Polish: Rozžiarí a vyleští vaše zuby
- Sensitive: Jemné čistenie zubov a ďasien



Dátum vydania
2023-05-03

Verzia: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* alebo Vám vrátíme peniaze

** ak sa používa spolu s manuálnou zubnou kefkou a antimikrobiálnou ústnou vodou u pacientov s miernym až stredne vážnym zápalom ďasien; ústna sprcha AirFloss má slúžiť ako pomôcka pre ľudí, ktorí nepoužívajú zubnú niť pravidelne, aby si vytvorili každodenný zdravý návyk čistenia medzizubných priestorov. Ďalšie informácie nájdete v časti Otázky a odpovede na karte Podpora.

*** Na ošetrovaných oblastiach; v laboratórnej štúdií. Skutočné výsledky dosiahnuté v ústach sa môžu líšiť