


Philips Sonicare AirFloss
Pro/Ultra
Zobstarpu tīrītājs

Ar DiamondClean zobu birsti
ar 1 uzgali un 1 birstes uzgali
Lādētājs-glāze, ceļojumu futrālis



HX8491/01

Veselīgākas smaganas 2 nedēļu laikā nodrošinātas*

Izstrādāta neregulāriem zobu diegotājiem

Cilvēkiem, kas regulāri netīra zobus ar zobu diegu, AirFloss Ultra uzgali ir vienkāršākais paņēmieni efektīvai zobstarpu tīrīšanai. AirFloss Pro var izmantot kopā ar mutes skalošanas līdzekļiem vai ūdeni, un ir klīniski apstiprināts, ka tā efektivitāte smaganu veselības uzlabošanā ir vienlīdz laba kā zobu diegam.**

Uzlabo mutes veselību

- Klīniski apstiprināts, ka tā efektivitāte smaganu veselības uzlabošanā ir vienlīdz laba kā zobu diegam**
- Likvidē aplikumu līdz 99,9%***
- Palīdz novērst caurumu veidošanos starp zobiem

Provides a superior clean

- Izvēlieties kādu no 5 režīmiem, tostarp pulēšanas vai jutīgo režīmu.
- Likvidē līdz pat 7x vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

Izcila tehnoloģija

- Augstas veiktspējas uzgali
- Gaisa un mikropilienu tehnoloģija

Vieglākais veids efektīvai zobstarpu tīrīšanai

- Vieglis veids, kā sākt veselīgu ieradumu
- Tikai 60 sekundes: novietot, nospiegt, tīrīt!

PHILIPS
sonicare

Izceltie produkti

Likvidē aplikumu līdz 99,9%




AirFloss Pro/Ultra likvidē aplikumu līdz 99,9% tīrītājās zonās.**

Mikropilienu tehnoloģija



Mūsu unikālā tehnoloģija, kurā apvienota gaisa un mutes skalošanas līdzekļa vai ūdens plūsma. Rezultāti ir klīniski apstiprināti. Rezultāts ir efektīva un saudzīga zobstarpu un smaganu līnijas tīrīšana.

Viegla veselīga ieraduma sākšana



Zobstarpu tīrīšana ir ļoti svarīga kopējai mutes veselībai. AirFloss ir viegls veids, kā iztīrīt dziļi starp zobiem, palīdzot veidot veselīgus ieradumus.

Labāka smaganu veselība



Ir klīniski apstiprināts, ka Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra uzgali uzlabo smaganu veselību tik pat efektīvi kā zobu diegs.** Palīdz uzlabot smaganu veselību tikai divu nedēļu laikā.

Palīdz novērst caurumu veidošanos



Saudzīgi notīrot aplikumu, ko nevar noņemt ar zobu birsti, Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra uzgali palīdz novērst caurumu veidošanos starp jūsu zobiem.

Augstas veiktspējas uzgali




Jaunajā AirFloss Pro/Ultra augstas veiktspējas uzgalī ir apvienota gaisa un mikropilienu tehnoloģija, vēl vairāk palielinot tā efektivitāti.

Notīra 60 sekundēs



Ar AirFloss Pro/Ultra visa mutes dobuma tīrīšana prasa mazāk nekā 60 sekundes dienā. Vienkārši izvēlieties strūklas padeves biežumu (viena, dubulta vai trīskārša) un turiet nospiestu aktivizācijas pogu pastāvīgai, automātiskai strūklas padevei vai nospiediet un atlaidiet pogu, ja vēlaties izmantot manuālo strūklas padeves režīmu.

5 tīrīšanas režīmi



DiamondClean zobiem nodrošina svaigumu katru dienu. 5 režīmos iekļautas visas tīrīšanas iespējas; tīrīšanas režīms — perfekta ikdienas tīrīšanai, smaganu kopšana — saudzīga smaganu masāža, pulēšana — baltākam smaidam, jutīgais režīms — saudzīga, bet efektīva smaganu tīrīšana un baltais režīms — lieliski piemērots plankumu likvidēšanai no zobu virsmām.

Atvadies no zobu aplikuma



Bieži izvietoti augstas kvalitātes sariņi likvidē līdz 7x vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste.

Specifikācijas

Strāvas padeve

- Spriegums: Daudzspriegumu lādētājs

Tehniskā specifikācija

- Akumulators: Uzlādējams
- Akumulatora tips: Litija jona
- Uzlādes ilgums: 24 stundas līdz pilnai uzlādei

Dizains un apdare

- Krāsa: Balts ar pelēkiem akcentiem

Serviss

- Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

Vienkārša lietošana

- Akumulatora indikators: Roktura LED indikatori norāda uzlādes līmeni
- Displejs: Izgaismots displejs
- Rokturis: Plāns ergonomisks dizains
- Birstes uzgaļu sistēma: Viegli uzspraužami birstes uzgali
- Uzgaļa piederums: Viegla uzspraušana un noņemšana

Komplektā iekļautie piederumi

- Suku uzgali: 1 DiamondClean standarts
- Ceļojumu futrālis: USB ceļojumu lādētājs
- Rokturis: 1 DiamondClean

- Lādētājs: 1
- Lādētājs "Glāze": 1
- AirFloss Ultra rokturis: 1
- Uzgālis: 1

Tīrīšanas veiktspēja

- Veselības ieguvumi: Iztīra visu muti 60 sek., Uzlābojiet smaganu veselību 2 nedēļās*
- Sniegums: Likvidē aplikumu līdz 99,9%**
- Ātrums: Līdz 62 000 birstes kustību/min
- Klīniski apstiprināti rezultāti: Tikpat efektīvs kā zobu diegs, smaganu veselības uzlabošanai, aplikuma likvidēšanai, smaganu asiņošanas samazināšanai
- Pielāgojami iestatījumi: Automātiska strūkļa vai manuāla strūkļa, Vienkārša/dubulta/trīskārša strūkļa***
- Balinošās īpašības: Baltina zobus 2X efektīvāk*
- Labākiem rezultātiem: Nomainiet uzgali ik pēc 6 mēnešiem
- Taimeris: Quadpacer un SmarTimer

Režīmi

- Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā
- Smaganu kopšana: Saudzīgi masē smaganas
- Balta: Notīra aplikumu
- Poļu: Padara zobus gaišākus un tos populāri
- Jūtīgais režīms: Saudzīga zobu un smaganu tīrīšana



Izlaides datums
2024-03-02

Versija: 2.2.1

EAN: 87 10103 83396 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* vai arī atdosim jūsu naudu.

** izmantojot kopā ar manuālo zobu suku un antibakteriālo skalošanu pacientiem ar vieglu līdz izteiktu gingivītu; AirFloss ir izstrādāts, lai palīdzētu neregulāriem diegotājiem izveidot veselīgu ikdienas zobstarpu tīrīšanas ieradumus. Papildinformāciju skatiet jautājumu un atbilžu sadaļā cilnē Atbalsts.

*** No apstrādātajām zonām; Pētījums faktiskie rezultāti var atšķirties