

PHILIPS

sonicare

Звукова електрична
зубна щітка

HealthyWhite+

2 режими

6 регульованих налаштувань

1 насадка для щітки



HX8911/02



Усунення до 100% більше пігментації зубів лише за 1 тиждень*

*у порівнянні зі звичайною зубною щіткою

Безпечно покращуйте свою усмішку щодня, не відмовляючись від улюблених страв та напоїв, які спричиняють появу плям! Доведено, що зубна щітка з акумуляторним живленням Philips Sonicare із режимом відбілювання усуває до 100% більше пігментації для біліших зубів лише за 1 тиждень*.

Покращення стану ротової порожнини підтверджено

- До 7 разів краще усунення нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою
- Покращує стан ясен усього за 2 тижні

Створено для вас


- Таймери допоможуть ретельно почистити зуби за 2 хвилини

Чистіть зуби краще

- На вибір 2 режими та 3 налаштування інтенсивності
- Наша унікальна технологія дає змогу чистити зуби ефективно та обережно

Основні особливості

2 режими, 3 налаштування інтенсивності




HealthyWhite+ дозволяє чистити зуби так, як ви хочете. Покращіть чищення за допомогою 3 налаштувань інтенсивності та 2 режимів для чищення та відбілювання. Вибирайте режим чищення для дивовижного видалення нальоту за 2 хвилини та режим відбілювання для усунення плям (наприклад, від кави або чаю) і відбілювання зубів на 2 тони лише за 2 тижні.

Забудьте про наліт



Щільні високоякісні щетинки усувають до 7 разів більше нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою.

Доглядайте за яснами



Завдяки оптимальному чищенню за допомогою HealthyWhite+ стан ясен покращиться за 2 тижні. Ваша усмішка стане здоровішою, якщо видаляти до 7 разів більше нальоту вздовж лінії ясен, порівняно зі звичайною щіткою.

QuadPacer та SmartTimer



Для ретельного чищення зубів потрібно всього 2 хвилини. Наш QuadPacer повідомить, коли Ви достатньо часу будете чистити ту чи іншу ділянку зубів, а SmartTimer подасть сигнал, коли загальний час чищення закінчиться. Разом вони допоможуть щоразу чистити зуби саме стільки, скільки потрібно.

Технологія Philips Sonicare



Потужні звукові вібрації збивають пасту в бульбашки, які видаляють наліт та потрапляють глибоко між зубами та під ясна. Водночас, чищення зубів відбуватиметься завдяки 62 000 обережних, проте ефективних рухів щітки. Усього 2 хвилини вартуватимуть чищення вручну впродовж місяця.

Специфікації

Потужність

Напруга: 110–220 В

Технічні характеристики

Батарея: Можна заряджати

Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої): До 3 тижнів**

Тип батареї: Літій-іонна

Конструкція та покриття

Колір: Білий матовий

Обслуговування

Гарантія: 2 роки обмеженої гарантії

Простота у користуванні

Індикатор батареї: Індикатор показує стан батареї

Ручка: Тонка ергономічна конструкція

Система насадок для щітки: Прості знімні насадки для щітки

Час чищення: До 3 тижнів**

Елементи в комплекті

Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера): 1

Ручка: 1 HealthyWhite+

Дорожній футляр: 1

Насадка для щітки: 1 W DiamondClean standard

Ефективність чищення

Швидкість: До 62 000 рухів щітки/хв.

Переваги для здоров'я: Покращення стану ясен лише за два тижні

Ефективність: Усуває до 100 разів більше нальоту

Таймер: QuadPacer та SmartTimer

Переваги відбілювання: Відбілює зуби на 2 тони за 2 тижні

Режими

3 рівні інтенсивності: Низький, Середній, Високий

Чищення: Для виняткового щоденного чищення

Білий: Усуває поверхневі плями

