

# PHILIPS

 Product Picture

## sonicare

Elektrische  
Schallzahnbürste

FlexCare+

5 Putzprogramme

2 Bürstenköpfe

HX6942/14

## Umfassende Zahnfleischpflege

Zahnbürste für eine sanfte Reinigung von Zähnen und Zahnfleisch

Die elektrische Schallzahnbürste FlexCare+ kombiniert unsere Schalltechnologie und 5 Putzprogramme und ist somit Ihre Lösung für eine verbesserte Mundgesundheit. Jetzt können Sie die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen Verwendung verbessern.

### **Für eine gute Mundgesundheit**

- Nachweislich sicher und sanft
- Natürlich weiße Zähne dank patentierter Schalltechnologie
- Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen

### **Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse**

- UV-Reinigungsstation für Bürstenköpfe: Saubere Bürste, bessere Mundgesundheit

### **Hervorragende Reinigung**

- Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen
- Angewinkelter Bürstenkopf, um die Backenzähne besser erreichen zu können

### **Zähneputzen wie von Experten empfohlen**

- 2-Minuten-Timer zum leichteren Einhalten der von Zahnärzten empfohlenen Reinigungsdauer von 2 Minuten.
- 4-Quadranten-Timer – 30-Sekunden-Intervall-Timer für eine gleichmäßige Reinigung der vier Kieferquadranten.

# Besonderheiten

## Sonicare Schalltechnologie



Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.

## Angewinkelter Bürstenkopf



Dank des einzigartigen angewinkelten Bürstenkopfes dieser Zahnbürste erreichen Sie die Backenzähne besser und können so Plaque an diesen schwer erreichbaren Stellen einfacher entfernen.

## Natürlich weiße Zähne



Durch die dynamische Flüssigkeitsströmung sowie einem besonders großen Kontakt mit dem Zahn werden erwiesenermaßen alltägliche Verfärbungen entfernt und so das natürliche Weiß Ihrer Zähne erhalten.

## Sicher und sanft



Die Philips Sonicare ist eine sanfte elektrische Zahnbürste und eignet sich bei Zahnsparungen (Bürstenköpfe nutzen sich beim Putzen von Zahnsparungen schneller ab), Füllungen, Kronen, Veneers und Zahnfleischtaschen.


## Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches



Diese elektrische Schallzahnbürste von Philips Sonicare bietet eine optimale Reinigung in den Zahnzwischenräumen und

entlang des Zahnfleischrands und verbessert so die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur zwei Wochen.

## 4-Quadranten-Timer



4-Quadranten-Timer – 30-Sekunden-Intervall-Timer für eine gleichmäßige Reinigung der vier Kieferquadranten.

## 2-Minuten-Timer



2-Minuten-Timer gewährleistet Einhaltung der von Experten empfohlenen Putzdauer

## UV-Reinigungsstation für Bürstenköpfe

Die Komplettlösung: Reinigen, Laden und Aufbewahren. Das UV-Reinigungsgerät für Bürstenköpfe befreit Ihren Bürstenkopf von Bakterien und macht eine Vielzahl von Keimen unschädlich.\*



# Daten

## Leistung

**Stromspannung:** 110 bis 220 V

## Technische Daten

**Batterie:** Wiederaufladbar

**Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):** Bis zu 3 Wochen\*\*

**Batterietyp:** Lithium-Ionen

## Design und Materialausführung

**Farbe:** Weiß, Himmelblau

## Service

**Gewährleistung:** 2 Jahre eingeschränkte Garantie

## Benutzerfreundlichkeit

**Bürstenkopfsystem:** Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

**Handstück:** Gummigriff für hohen Komfort,

Schlankes, ergonomisches Design

**Akkuanzeige:** Anzeige zeigt Akkustatus an

**Anzeige:** Beleuchtetes Display

**Reinigungsdauer:** Bis zu 3 Wochen\*\*

## Artikel enthalten

**Bürstenköpfe:** 1 ProResults (Mini),

1 ProResults (Standard)

**Ladegerät:** 1

**Reiseetui:** 1

**Handstücke:** 1 FlexCare+

**UV-Reinigungsgerät:** Nein

## Reinigungsleistung

**Leistung:** Entfernt bis zu 83 % an Plaque an schwer erreichbaren Stellen

**Geschwindigkeit:** Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

**Vorteile für die Gesundheit:** Für gesünderes Zahnfleisch

**Weißer Zähne:** Hilft, Verfärbungen auf natürliche Weise zu entfernen

**Timer:** 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

## Programme

**Clean:** Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

**Gum Care:** Massiert sanft das Zahnfleisch

**Massage:** Belebende Massage

**Refresh:** Einminütiges Putzprogramm für schnelle Auffrischung

**Sensitive:** Sanfte Reinigung für Zähne und Zahnfleisch

