

# PHILIPS

## sonicare

Sonic elektriskā  
zobu birste

HealthyWhite

2 režīmi

2 zobu birstes uzgaļi

HX6762/43



## Baltāki, veselīgāki zobi

### Vislabākā zobu birste baltākiem zobiem

Visiem patīk spožs un balts smaids. Ļaujiet starot dabiskam zobu baltumam. Ir pierādīts, ka, regulāri izmantojot Sonicare HealthyWhite elektriskās zobu birstes režīmu Clean & White, divu nedēļu laikā no zobiem tiek notīrīts ikdienas aplikums.

#### Proven to improve oral health

- Klīniski pierādīta drošība un saudzīgums
- Dabiski baltāki zobi ar patentētu Sonic tehnoloģiju

#### Guides you to follow dental recommendations

- Quadpacer intervāla taimeris sekmē rūpīgu zobu tīrīšanu
- Divu minūšu taimeris palīdz nodrošināt ieteicamo zobu tīrīšanas ilgumu

#### Provides a superior clean

- Sonicare dinamiskā tīrīšana ievada šķidrums zobu starpās
- Izliekta birstes uzgaļa savienojuma vieta labākai piekļuvei aizmugurējiem zobiem

#### Offers a customized brushing experience

- Easy-start programma iepazīstina ar Sonicare zobu tīrīšanu
- Clean and White režīms: ir pierādīts, ka noņem aplikumu
- Tīrīšanas režīms: standarta 2 minūšu režīms

# Izceltie produkti

## Sonic tehnoloģija



Sonic tehnoloģija raida ūdens plūsmu starp zobiem un tās birstes kustības atdala un notīra aplikumu, katru dienu nodrošinot izcilu tīrību.

## Izliekta birstes uzgaļa savienojuma vieta



Šis unikālais, izliektais zobu birstes uzgalis atvieglo piekļuvi aiz mugures zobiem, likvidējot aplikumu šajās grūti aizsniezamajās zonās.

## Dabiski baltāki zobi



Ir pierādīts, ka šīs zobu birstes dinamiskā tīrīšana un tieša, plašāka saskare ar katru zobu noņem ikdienas zobu aplikumu, palīdzot saglabāt zobu dabisko baltumu.

## Drošs un saudzīgs



Philips Sonicare ir piemērota elektriskā zobu birste brekētēm (uzgaļi noliecas ātrāk, lietojot brekētēm), un ir droša labotiem zobiem (pildījumiem, kroņiem, venīriem) un periodonta kabatām.

## SmarTimer




Philips Sonicare zobu birstes 2 minūšu taimeris palīdz ievērot zobārsta ieteikto tīrīšanas laiku.

## Quadpacer




30 sekunžu intervāla taimeris norāda, kad pabeigta mutes dobuma zonas tīrīšana, un signalizē par pāreju pie nākamā zonas, kas nodrošina atbilstošu visa mutes dobuma kopšanu.

## Easy-start programma



Pirmo 14 tīrīšanas reižu laikā jauda tiek pakāpeniski palielināta, tādējādi uzlabojot Philips Sonicare elektriskās zobu birstes lietošanas pieredzi.

## Clean and White režīms



2 minūšu ilgs tīrīšanas režīms ar papildu 30 sekunžu ilgu zobu balināšanas režīmu, kurā galvenā uzmanība tiek pievērsta priekšējiem zobiem. Noņem ikdienas aplikumu, kādu rada kafija, tēja, tabaka un sarkanvīns. Zobi tiek baltināti par 2 toni gaišāki jau 2 nedēļu laikā.\*

## Tīrīšanas režīms

Izcilai tīrīšanai katru dienu. Palīdz saglabāt balināšanas rezultātu.



# Specifikācijas

## Strāvas padeve

Spriegums: 110-220 V

## Tehniskā specifikācija

Akumulators: Uzlādējams

Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai): Līdz 3 nedēļām\*\*

Akumulatora tips: Litija jonu

## Dizains un apdare

Krāsa: Rozā

## Serviss

Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

## Vienkārša lietošana

Rokturis: Plāns ergonomisks dizains, Gumijas rokturis ērtai lietošanai

Akumulatora indikators: Lampiņa norāda baterijas statusu

Birstes uzgaļu sistēma: Viegli uzspraužami birstes uzgaļi

Zobu tīrīšanas ilgums: Līdz 3 nedēļām\*\*

## Komplektā iekļautie piederumi

Suku uzgaļi: 1 ProResults standarts, 1

DiamondClean standarts

Rokturi: 1 HealthyWhite

Lādētājs: 1

## Tīrīšanas veiktspēja

Sniegums: Likvidē līdz 90% aplikuma\*

Veselības ieguvumi: Palīdz uzlabot smaganu veselību

Ātrums: Līdz 62 000 birstes kustību/min

Balinošās īpašības: Balina zobus līdz pat 2 tonņiem

Taimeris: Quadpacer un SmarTimer

## Režīmi

Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā

Tīrīšana un balināšana: 2 min tīrīšana + 30 sek. balināšana

