




Philips Sonicare
AirFloss Ultra – prístroj na
medzizubnú hygienu

+ rúčka zub. kefky
ProtectiveClean 4500
1 hubica
1 kefkový nástavec



HX8424/30

Zaručene zdravšie ďasná už za 2 týždne*

Vyrobené pre ľudí, ktorí nepoužívajú zubnú niť pravidelne

AirFloss Ultra**** je najjednoduchším riešením na účinné čistenie medzizubných priestorov pre tých, ktorí pravidelne nepoužívajú zubnú niť. AirFloss Ultra je možné používať spolu s ústnou alebo čistou vodou a je klinicky overené, že je rovnako účinný pre zdravie ďasien ako zubná niť.**

Improves oral health

- Klinicky overená rovnaká účinnosť pre zdravie ďasien ako zubná niť***
- Odstraňuje až 99,9 % povlaku***
- Pomáha predchádzať vzniku zubného kazu v medzizubných priestoroch

Čistite si zuby lepšie

- Prepája rúčku inteligentnej kefky s kefkovými nástavcami
- Režimy čistenia a bielenia Clean a White

Superior technology

- Vysoko výkonná tryska
- Technológia zmesi vzduchu a mikrokvapôčiek
- Vlastné nastavenia trojitého prestreku

The easiest way to effectively clean between teeth

- Jednoduchý spôsob, ako si vytvoriť zdravý návyk
- Trvá to len 60 sekúnd: nasmerujte, stlačte a čistite!
- Celodenná istota sviežich a čistých úst

PHILIPS
sonicare

Hlavné prvky

Zdravšie ďasná



Je klinicky overené, že prístroj medzizubnej hygieny Philips Sonicare AirFloss Ultra zlepšuje zdravie ďasien rovnako ako zubná niť.** Pomáha zlepšiť zdravie ďasien už do dvoch týždňov.

Odstraňuje až 99,9 % povlaku




AirFloss Ultra odstráni až 99,9 % povlaku z ošetrovaných miest.***

Pomáha predchádzať vzniku zubného kazu



Jemným vypláchnutím povlaku, ktorý nebol odstránený zubnou kefkou, pomáha prístroj medzizubnej hygieny Philips Sonicare AirFloss Ultra predchádzať vzniku zubného kazu v medzizubných priestoroch.

Technológia mikrovapôčok




Naše klinicky overené výsledky sú možné vďaka jedinečnej technológii, ktorá kombinuje vzduch a ústnu alebo čistú vodu na silné a zároveň jemné čistenie medzizubných priestorov a pozdĺž línie ďasien.

Vysoko výkonná tryska



Nová vysokovýkonná preplachovacia tryska AirFloss Ultra zvyšuje výkon našej technológie na báze zmesi vzduchu a mikrovapôčok a je ešte účinnejšia a efektívnejšia ako kedykoľvek predtým.

Prispôsobenie trojitého prestreku



Vysokovýkonné striekanie trysky AirFloss Ultra je možné nastaviť podľa vašich predstáv na jednoduchý, dvojité alebo trojitý prúd pri každom stlačení aktivačného tlačidla.

Vyčistí len za 60 sekúnd




Vďaka AirFloss Ultra trvá vyčistenie celých úst menej ako 60 sekúnd denne. Jednoducho si vyberte frekvenciu prestreku (jednoduchý, dvojité alebo trojitý) a stlačením a podržaním aktivačného tlačidla spustíte nepretržitý automatický prestrek alebo stlačením a uvoľnením tlačidla spustíte manuálny režim prestreku.

Svieže a čisté vďaka ústnej vode



Naplňte nádržku na rukoväti ústnou alebo čistou vodou, zamierte a stlačte. Použitie s ústnou vodou ponúka zážitok neprekonateľnej sviežosti a výhody antimikrobiálneho prostredia.

Jednoduchý začiatok zdravého návyku



Čistenie medzizubných priestorov je veľmi dôležité pre celkovú ústnu hygienu. AirFloss predstavuje jednoduchý spôsob hlbokého čistenia medzizubných priestorov, čím pomáha vytvoriť si zdravé návyky.

Technické údaje

Príkon

- Napätie: Multinapät'ová nabíjačka

Technické špecifikácie

- Batéria: Nabíjateľná
- Typ batérie: Lítium-iónová
- Čas nabíjania: 24 hodín na úplné nabitie

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biele so sivým nádychom, Biela a bledomodrá

Servis

- Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

Jednoduché použitie

- Telo: Štíhly ergonomický tvar
- Ukazovateľ stavu batérie: Diódy LED na rukoväti zobrazujú úroveň nabitia
- Prídavný nástavec: Ľahko sa nasúva a odpája
- Životnosť batérie: 1 – 3 týždne*****

Pribalené príslušenstvo

- Telo: 1 ProtectiveClean
- Kefkové nástavce: 1 kefkový nástavec W2 Optimal White

- Nabíjacia jednotka: 1
- Rúčka AirFloss Ultra: 1
- Tryska AirFloss Ultra: 1

Výsledky čistenia

- Prínosy pre zdravie: Vyčistí celé ústa za 60 s, Zdravšie ďasná do 2 týždňov*
- Charakteristika: Odstraňuje až 99,9 % povlaku**
- Klinicky overené výsledky: Rovnako účinné ako zubná niť, na zlepšenie zdravia ďasien, na redukciu povlaku, na redukciu krvácania ďasien
- Prispôsobiteľné nastavenia: Automatický alebo manuálny prestrek, Jednoduchý/dvojitý/trojitý prestrek***
- Pre tie najlepšie výsledky: Vymeňte trysku každých 6 mesiacov

Režimy

- Clean: Pre výnimočnú každodennú čistotu
- Biela: Odstraňuje povrchové zafarbenie

Technológia inteligentných senzorov

- Pripomenutie výmeny s funkciou BrushSync: Majte vždy prehľad o potrebe, výmeny kefkových nástavcov



Dátum vydania
2023-04-11

Verzia: 3.0.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* alebo Vám vrátíme peniaze

** ak sa používa spolu s manuálnou zubnou kefkou a antimikrobiálnou ústnou vodou u pacientov s miernym až stredne vážnym zápalom ďasien; ústna sprcha AirFloss má slúžiť ako pomôcka pre ľudí, ktorí nepoužívajú zubnú niť pravidelne, aby si vytvorili každodenný zdravý návyk čistenia medzizubných priestorov. Ďalšie informácie nájdete v časti Otázky a odpovede na karte Podpora.

*** Na ošetrovaných oblastiach; v laboratórnej štúdii. Skutočné výsledky dosiahnuté v ústach sa môžu líšiť

**** *AirFloss Ultra a Pro sú rovnaké výrobky, avšak môžu byť rozdielne pomenované v závislosti od krajiny a kanála.

***** v závislosti od použitého nastavenia striekania