

PHILIPS

sonicare

음파칫솔

ProtectiveClean 5100

압력 감지 센서 장착

3가지 모드

1 x BrushSync 기능

여행용 케이스



HX6498/01

더욱 깨끗한 치아, 부드러운 세정.

일반 칫솔 대비 7배 더 많은 플라그 제거

일반 칫솔보다 최대 7배 더 많은 플라그를 제거하면서 압력 센서로 부드럽게 닦아내는 차이를 느껴 보세요.

검증된 구강 건강 개선

- 최대 100% 잇몸 건강 개선*
- 일반 칫솔 대비 최대 7배 더 많은 플라그 제거
- 민감한 부분, 치아 교정, 치과 치료 시에도 사용할 수 있는 안전하고 부드러운 칫솔모
- 단 1주 만에 치아 착색 제거 효과 제공

사용자를 고려한 디자인

- 더욱 간편해진 휴대

혁신적인 기술

- 혀바닥까지 깨끗하게 해주는 필립스 소닉케어
- 양치 시 과도한 압력을 알려주는 알림 기능
- 칫솔모 교체 시기 알림
- 필립스 소닉케어의 고급 음파 기술
- 스마트 칫솔 핸들과 스마트 칫솔모의 연결

최적의 양치질

- 3가지 모드 중 선택

주요 제품

플라그를 효과적으로 제거하세요.



조밀하게 식모된 고품질 칫솔모로 일반 칫솔에 비해 플라그 제거 성능이 최대 7배까지 높아집니다. 또한 곡선 형태의 파워 팁이 입 안쪽 닿기 힘든 치아까지 쉽게 닦을 수 있도록 돕습니다.

잇몸 건강 개선



조밀하게 식모된 고품질 칫솔모로 잇몸선을 따라 플라그가 더욱 효과적으로 제거되므로 일반 칫솔에 비해 잇몸 건강 개선 효과가 최대 2배 더 우수합니다. 또한 곡선 형태의 파워 팁으로 구강 안쪽 치아까지 개운하게 닦을 수 있습니다.

자연스러운 치아 착색 제거 효과



W2 울티멀 화이트 칫솔모를 사용해 치아 착색을 제거하고 밝은 치아로 빛나는 미소를 지어 보세요. 중앙에 조밀하게 식모된 착색 제거 칫솔모를 통해 단 1주일 만에 착색 제거 효과를 보이는 것이 임상적으로 입증되었습니다.

3가지 모드



이 칫솔을 사용하면 개인 선호에 맞게 3가지 양치 모드 중에서 선택할 수 있습니다. 탁월한 세정 효과를 원하시면 세정 모드를, 치아 표면의 착색 제거에 집중하고 싶으시면 화이트 모드를, 그리고 마무리로 1분간 잇몸을 부드럽게 마사지하고 싶으시면 잇몸 관리 모드를 선택해 보세요.

안전하고 부드러움



안전한 양치 경험을 보장합니다. 필립스 음파 기술은 치아 교정기, 신경 치료, 크라운, 라미네이트를 한 경우에도 적합하며 충치 예방 및 잇몸 건강 개선에도 효과적입니다.

단 하나의 진정한 음파 기술



필립스 소닉케어의 고급 음파 기술이 물살을 만들어 치아 사이를 통과시키고, 칫솔모가 움직여 플라그를 제거해, 놀라운 깨끗함을 선사합니다.

양치 압력 모니터링




칫솔질을 너무 세게 하면 치아와 잇몸이 손상될 수 있습니다. 이를 방지하고자 필립스 소닉케어 프로텍티브클린은 부드러운 진동 소리를 내서 힘을 빼도록 알려줍니다.

BrushSync 기술



마이크로칩 내장 기술로 스마트 칫솔모를 감지하고 스마트 칫솔 핸들과 동기화할 수 있습니다. 스마트 칫솔 핸들과 스마트 칫솔모 연결의 강력한 조합은, 스마트 모드 페어링과 스마트 교체 알림 기능을 활성화 시켜줍니다.

BrushSync 교체 알림



모든 칫솔모는 시간이 지나면 마모되기 마련입니다. 필립스 BrushSync 기술은 칫솔모 사용 기간과 양치 강도를 추적해 교체 시기가 되면 핸들에서 나는 짧은 경고음으로 사용자에게 알려 줍니다. 이를 통해 사용자는 언제나 좋은 상태의 칫솔모로 양치할 수 있습니다.

사양

디자인 및 마감

색상: 화이트 및 라이트 블루

소비전력

전압: 110-220V

기술 사양

작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지): 최장 2주

배터리: 충전식

배터리 유형: 리튬 이온

서비스

보증: 구입 후 2년

편리한 사용

핸들: 슬림한 인체공학적 디자인

핸들 호환성: 탈부착이 손쉬운 클릭온 칫솔모

배터리 표시등: 표시등이 배터리 상태를 나타냄

양치 시간: 최장 2주

교체 알림: 언제나 보장되는 최적의 효과, 칫솔모

교체 알림등 켜짐

구성품

충전기: 1개

칫솔모: C2 옵티멀 플라그 디펜스 2개, G2 옵티멀

잇몸케어 2개, W2 옵티멀 화이트 2개

여행용 케이스: 2

핸들: 프로텍티브클린 2개

혀클리너: 1개

UV 살균기: 1개

세정 성능

구강 건강 관리 효과: 잇몸 건강 개선을 도와줌**,

충치 예방 효과

성능: 최대 7배 더 우수한 플라그 제거 효과**

속도: 분당 최대 62,000회의 칫솔모 움직임

착색 제거 효과: 1주일 만에 치아를 하얗게

타이머: 퀵드레이서 및 스마트 타이머

압력 피드백: 핸들 진동으로 알림

모드

세정: 매일매일 깨끗한 양치

잇몸 케어: 부드러운 잇몸 마사지

화이트: 치아 표면 착색 제거

스마트 센서 기술

압력 감지 센서: 양치 압력이 너무 강할 때 알림

BrushSync 교체 알림: 칫솔모 교체 시기, 알림

