

# PHILIPS

## sonicare

Sonisk el tandborste

DiamondClean

Synbart vitare tänder på en vecka

Förbättrar munhälsan på 2 veckor

Upp till 3 veckors batteritid



HX9351/52



## Renare, vitare tänder

Philips Sonicares bästa el tandborste - med nytt djuprengöringsläge

Vår nya el tandborste DiamondClean polerar effektivt bort fläckar från tänderna för ett renare och vitare leende. Med ett nytt borsthuvud och ett djuprengöringsläge som går in djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten, får du en kraftfull men ändå skonsam rengöring, även på de mest svårtåtkomliga ställen.<br>

### Ger bevisat bättre munhälsa

- Förbättrar munhälsan på bara 2 veckor\*
- Välj mellan fem lägen, inklusive ett poleringsläge och ett skonsamt läge
- Ger säker och skonsam munvård
- Philips Sonicares avancerade soniska teknik
- Upp till fyra gånger mer ytkontakt\*\* för en enkel djuprengöring

### Utformad för dig


- Två timers som ger två minuters noggrann borstning

### Provides a superior clean

- Tar bort upp till 10 gånger mer plack än en vanlig tandborste


# Funktioner

## Säg farväl till plack




Tack vare den flexibla designen tar den bort upp till 10 gånger mer plack från svåråtkomliga områden\* för en riktig djuprengöring längs tandköttskanten och mellan tänderna.

## Anpassningsbar rengöringsteknik



Du får en personlig rengöring varje gång du borstar med vår anpassningsbara rengöringsteknik. De mjuka gummisidorna flexar så att C3 Premium Plaque Control kan formas efter tänder och tandkött medan överflödigt borsttryck absorberas och vår soniska teknik gör jobbet. Borsten kan sedan justeras efter formen på tänder och tandkött, så att du får upp till fyra gånger större kontaktyta än med ett vanligt borsthuvud\*\* för en djupare rengöring på svåråtkomliga ställen.


## Ta hand om ditt tandkött



DiamondClean-borsthuvudet rengör optimalt och ger dig ett friskare tandkött inom två veckor\*. Det tar bort upp till sju gånger mer

plack längs tandköttskanten än en manuell tandborste\* och ger dig det friskaste leendet du någonsin haft.

## Med fem lägen rengör du på ditt sätt




Med DiamondClean får du en uppfriskande rengöring varje dag. De fem lägena täcker alla behov: använd rengöringsläget (Clean) för att en utomordentlig rengöring varje dag, med tandköttsläget (Gum Care) masseras tandkötet varsamt, poleringsläget (Polish) ger dig ett ännu fräschare leende, det skonsamma läget (Sensitive) ger varsam men ändå effektiv rengöring av känsligt tandkött och det vita läget (White) är perfekt för att ta bort fläckar på tänderna.

## Borsta självsäkert



Oavsett vad du har för specifika behov så kan du använda DiamondClean för att få en säker borstning. Vår soniska teknik kan användas även om du har tandställning, fyllningar, kronor eller skalfasader. Du kan till och med använda borsthuvudet för att dagligen behandla tandköttsproblem.

## QuadPacer och Smartimer



Det tar bara två minuter att borsta tänderna noggrant. QuadPacer indikerar när du har borstat varje del av munnen optimalt länge och Smartimer signalerar när den totala tiden har gått. Kombinationen gör att du uppnår den rekommenderade borstningstiden – varje gång.

## Philips Sonicare-teknik



Philips Sonicares avancerade soniska teknik sprutar vatten mellan tänderna, och dess borsttag bryter upp plack och sveper bort den för en mycket effektiv daglig borstning.

# Specifikationer

## Effekt

Spänning: 110–220 V

## Tekniska specifikationer

Drifttid (full till tom): Upp till 3 veckor\*

batteri: Laddningsbar

Batterityp: Litiumjon

## Design och finish

Färg: Svart

## Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

## Lättanvänd

**Borsthuvudsystem:** Borsthuvud som enkelt knäpps på

**Batteriindikator:** Belyst ikon indikerar batteriets

livslängd

**Teckenfönster:** Belyst skärm

**Handtag:** Tunn, ergonomisk design

## Medföljande tillbehör

**Handtag:** 1 DiamondClean

**Borsthuvuden:** 1 C3 plackbekämpning

**Resefodral:** USB-laddare

**Laddarbasenhet:** 1

## Rengöringsprestanda

**Prestanda:** Tar bort upp till 10 gånger mer plack\*

**Hälsofördelar:** Förbättrar munhälsan på bara två veckor

**Hastighet:** Upp till 62000 borströrelser/min

**Timer:** Quadpacer och SmarTimer

**Ger synbart vitare tänder:** Bleker tänderna dubbelt så bra\*

## Lägen

**Rengöra:** För överlägsen daglig rengöring

**Vit:** Tar bort missfärgningar

**Tandköttsvård:** Masserar tandköttet varsamt

**Polera:** Gör tänderna vita och rena

**Sensitive:** Skonsam rengöring av tänder och tandkött

