


Philips Sonicare AirFloss
Ultra
Interdentalno čišćenje

Sonična četkica za zube

DiamondClean

s 1 mlaznicom i 1 glavom četkice
Staklena čaša za punjenje, torbica



HX8491/01

Zajamčeno zdravije desni u roku od 2 tjedna*

Dizajnirano za osobe koje ne koriste konac redovito

Za one koji ne čiste zube koncem redovito, AirFloss Ultra predstavlja najlakši način za učinkovito čišćenje područja između zuba. AirFloss Ultra se može koristiti s vodicom za ispiranje usta ili vodom te je za zdravije desni klinički dokazano učinkovit kao zubni konac.**

Improves oral health

- Klinički dokazano učinkovit kao zubni konac**
- Uklanja do 99,9 % naslaga***
- Pomaže u sprječavanju karijesa između zuba

Provides a superior clean

- Birajte između 5 načina rada među kojima su Polish (poliranje) i Sensitive (osjetljivo)
- Do 7x bolje uklanjanje naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube

Superior technology

- Tehnologija mlaza zraka i mikro kapi
- Mlaznica iznimnih karakteristika


The easiest way to effectively clean between teeth

- Jednostavan način za razvijanje zdrave navike
- Traje svega 60 sekundi: Usmjerite, pritisnite i očistite!

PHILIPS
sonicare


Istaknute značajke

Uklanja do 99,9 % naslaga



AirFloss Pro/Ultra uklanja do 99,9 % naslaga na područjima primjene.***

Tehnologija mikrokapljica




Naši klinički dokazani rezultati mogući su zahvaljujući jedinstvenoj tehnologiji koja kombinira zrak i vodicu za ispiranje usta ili vodu za snažno i nježno čišćenje područja između zuba i uzduž linije desni.

Jednostavno razvijte zdravu naviku



Čišćenje područja između zuba vrlo je važno za oralno zdravlje. AirFloss pruža jednostavan način čišćenja dublje između zuba, čime vam pomaže da razvijete zdravu naviku.

Zdravije desni



Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra klinički dokazano poboljšava zdravlje desni kao i zubni konac.** Poboljšava zdravlje desni za samo dva tjedna.

Pomaže u sprječavanju karijesa



Nježno mlazom uklanjajući naslage koje ste propustili četkanjem, Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra pomaže u sprječavanju karijesa u prostoru između zuba.

Mlaznica iznimnih karakteristika




Nova AirFloss Pro/Ultra mlaznica iznimnih karakteristika pojačava učinak tehnologije mlaza zraka i mikro kapi, što je čini učinkovitijom nego ikada prije.

Čišćenje za svega 60 sekundi




Uz AirFloss Pro/Ultra, za čišćenje cijele usne šupljine bit će vam potrebno svega 60 sekundi dnevno. Jednostavno odaberite vrstu mlaza (jednostruki, dvostruki ili trostruki) i zadržite pritisak gumba za aktivaciju kontinuiranih automatskih mlazova ili pritisnite i otpustite gumb za ručno ispuštanje mlaza.

Zaboravite na naslage



Gusto raspoređena, kvalitetna vlakna uklanjaju do 7x više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube.

5 načina rada za čišćenje



DiamondClean vam svakodnevno pruža osvježavajuće čišćenje. 5 načina rada pokriva sve vaše potrebe pranja zuba; način rada Clean (čišćenje) – za izvanredno svakodnevno čišćenje, Gum Care (njeza desni) – za nježno masiranje desni, Polish (poliranje) – za bjelji osmijeh, Sensitive (osjetljivo) – za nježno, a ipak učinkovito čišćenje osjetljivih desni i White (izbjeljivanje) – idealan način rada za uklanjanje površinskih mrlja.

Specifikacije

Snaga

- Napon: Višenaponski punjač

Tehničke specifikacije

- Baterija: Može se puniti
- Vrsta baterije: Linij-ionska
- Vrijeme punjenja: 24 sata za potpuno punjenje

Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela sa sivim detaljima

Servis

- Jamstvo: 2-godišnje ograničeno jamstvo

Jednostavnost uporabe

- Indikator baterije: LED indikatori na drški pokazuju razinu napunjenosti
- Drška: Tanak ergonomski dizajn
- Sustav glave četkice: Glave četkice lako se postavljaju pritiskom
- Zaslon: Osvjetljeni zaslon
- Nastavak s mlaznicom: Jednostavno se postavlja i odvaja

Predmeti u kompletu

- Drška: 1 DiamondClean
- Putna torbica: Putni USB punjač
- Glave četkice: 1 standardna DiamondClean

- Punjač: 1
- Staklena čaša za punjenje: 1
- AirFloss Ultra drška: 1
- Usisna četka: 1

Radne značajke čišćenja

- Prednosti za zdravlje: Čisti cijela usta u roku od 60 sekundi, Poboljšajte zdravlje desni u 2 tjedna*
- Brzina: Do 62.000 poteza četkice u minuti
- Odlične radne značajke: Uklanja do 99,9 % naslaga**
- Klinički dokazani rezultati: Učinkovit kao zubni konac, za bolje zdravlje desni, za smanjenje naslaga, za smanjenje krvarenja desni
- Prilagodljive postavke: Automatski ili ručni mlaz, Jednostruki/dvostruki/trostruki mlaz***
- Prednosti izbjeljivanja: 2X bolje izbjeljuje zube*
- Za najbolje rezultate: Mlaznicu mijenjajte svakih 6 mjeseci
- Mjerač vremena: Quadpacer i SmarTimer

Načini rada

- Clean (čišćenje): Za odlično svakodnevno čišćenje
- Njega desni: Nježno masira desni
- White (izbjeljivanje): Uklanja mrlje s površine zuba
- Poljski: Posvijetlite i ispolirajte zube
- Osjetljivo: Nježno čišćenje zuba i desni



Datum izdavanja
2023-10-03

Verzija: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* ili vraćamo novac

** kada se koristi u kombinaciji s običnom četkicom i antimikrobnom vodicom za ispiranje usta, kod pacijenata s blagim do umjerenim gingivitisom; AirFloss je dizajniran kako bi osobama koje ne koriste redovito konac pomogao razviti zdravu naviku svakodnevnog čišćenja prostora između zuba. Dodatne pojedinosti potražite u odjeljku Pitanja i odgovori kartice Podrška.

*** U laboratorijskom istraživanju; stvarni rezultati mogli bi se razlikovati.