

# PHILIPS

## sonicare

Sonic elektriskā  
zobu birste

ProtectiveClean  
4300

Iebūvēts spiediena sensors

1 tīrīšanas režīms

1 BrushSync funkcija



HX6807/04



## Tīrāki zobi. Saudzīga tīrīšana.

Likvidē līdz pat 7x vairāk aplikuma nekā parastā zobu suka

Izjūtiēt atšķirību, pateicoties saudzīgai tīrīšanai ar spiediena sensoru, kas likvidē līdz pat 7x vairāk aplikuma nekā parastā zobu suka

### Proven to improve oral health

- Likvidē līdz pat 7x vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste
- Drošs un saudzīgs, tīrot jutīgās zonas, zobu ortodontiskas ierīces un labotus zobus.

### Designed around you

- Vieglas sākšanas programma palīdz izveidot Philips Sonicare zobu tīrīšanas režīmu
- Aicinājums tīrīt zobus rūpīgi
- Vienmēr ziniet pareizo uzgaļa nomaiņas brīdi

### Innovative technology

- Informē jūs, ja pielietojat pārmērīgu spēku
- Philips Sonicare uzlabotā Sonic tehnoloģija
- Savieno viedo zobu birstes rokturi ar viedajiem uzgaļiem

# Izceltie produkti

## Atvadies no zobu aplikuma



Blīvi izvietoti augstas kvalitātes sariņi likvidē līdz pat 7 reizēm vairāk aplikuma nekā manuāla zobu birste. Īpašas formas izliektais elektriskais uzgālis ļauj viegli aizsniegt zobus dziļi mutes dobuma aizmugurē.

## Drošs un saudzīgs



Varat būt pārliecināti, ka zobu tīrīšana ir droša — Philips Sonic tehnoloģija ir piemērota lietošanai breketēm, plombēm, kroniem un venīriem, un tā palīdz novērst kariesa veidošanos un uzlabo smaganu veselību.

## Vienīgā patiesā sonic tehnoloģija



Philips Sonicare uzlabotā Sonic tehnoloģija raída ūdens plūsmu starp zobiem un tās birstes kustības atdala un notīra aplikumu, katru dienu nodrošinot izcilu tīrību.

## Uzraugi tīrīšanas laikā pielietoto spēku



Tīrot zobus ar pāmērīgu spēku, ir iespējams izraisīt zobu un smaganu bojājumus. Lai to novērstu, Philips Sonicare ProtectiveClean rada saudzīgu, pulsējošu skaņu, lai atgādinātu, ka jārikojas saudzīgāk.

## BrushSync tehnoloģija



Tehnoloģija ar mikročipu nosaka izmantoto gudru zobu birstes uzgāli un sinhronizē to ar gudro zobu birstes rokturi. Gudrais rokturis un gudrie uzgāļi ir jaudīga kombinācija, kurā ļauj izveidot smart pāri un atgādina par smart uzgāļa nomaiņu.


## BrushSync uzgāļa nomaiņas atgādinājums



Visi zobu birstes uzgāļi ar laiku nolietojas. Philips BrushSync tehnoloģija nosaka, cik ilgi esat lietojis konkrēto uzgāli, kā arī to, cik

spēcīgi esat ar to tīrījis. Kad būs pienācis laiks veikt uzgāļa nomaiņu, rokturī iedegsies gaismiņa un atskanēs īss skaņas signāls. Šādi jūs vienmēr varat būt pārliecināti, ka jūsu birstes uzgālis ir vislabākajā darba kārtībā.

## Viegli veidot jaunu ieradumu



Sākot ko jaunu, var pāriet noteikts laiks, lai pie tā pierastu. Mūsu vieglā sākšanas programma pirmajās 14 zobu tīrīšanas reizēs pakāpeniski un saudzīgi palielina tīrīšanas jaudu.

## Noderīgi taimeri



Vai jums nepieciešama elektriskā zobu birste ar taimeri? Mūsu QuadPacer tehnoloģija palīdz jums tīrīt katru mutes dobuma zonu tieši tik ilgi, cik tas būtu ieteicams, savukārt viedais taimeris informēs jūs, kad ir pagājušas ieteicamās zobu tīrīšanas 2 minūtes.

# Specifikācijas

## Strāvas padeve

Spriegums: 110-220 V

## Tehniskā specifikācija

Akumulators: Uzlādējams

Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai): Līdz 2 nedēļām

Akumulatora tips: Litija jonu

## Dizains un apdare

Krāsa: Balta un piparmētru

## Serviss

Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

## Vienkārsa lietošana

Rokturis: Plāns ergonomisks dizains

Akumulatora indikators: Lampiņa norāda baterijas statusu

Roktura saderība: Viegli uzspraužami birstes uzgaļi

Zobu tīrīšanas ilgums: Līdz 2 nedēļām

## Komplektā iekļautie piederumi

Suku uzgaļi: 1 C2 Optimal Plaque Defence

Rokturis: 1 ProtectiveClean

Lādētājs: 1

## Tīrīšanas veiktspēja

Veselības ieguvumi: Samazina caurumu veidošanās risku

Sniegums: Likvidē līdz 7X vairāk aplikuma\*

Ātrums: Līdz 62 000 birstes kustību/min

Taimeris: Quadpacer un SmarTimer

Informācija par tīrīšanas spiedienu: Rokturis vibrē, lai brīdinātu lietotāju

## Režimi

Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā

2 intensitātes pakāpes: Zema, Augsta

## Smart sensoru tehnoloģija

Spiediena sensors: Brīdina, ja tīrot tiek lietots pārmērīgs spiediens

BrushSync uzgaļa nomainas atgādinājums:

Vienmēr ziniet pareizo, uzgaļa nomainas brīdi

