

Philips Sonicare AirFloss  
Ultra  
AirFloss Ultra za  
interdentalno čišćenje

2 mlaznice

HX8438/01



Zajamčeno zdravije desni u roku od 2 tjedna\*

Dizajnirano za osobe koje ne koriste konac redovito

Za one koji ne čiste zube koncem redovito, AirFloss Pro/Ultra predstavlja najjednostavniji način za učinkovito čišćenje područja između zuba. AirFloss Pro/Ultra\*\*\*\* može se upotrebljavati s vodicom za ispiranje usta ili vodom, a klinički je dokazano da je za zdravlje desni učinkovit kao zubni konac.\*\*

#### Improves oral health

- Klinički dokazano učinkovit kao zubni konac\*\*
- Uklanja do 99,9 % naslaga\*\*\*
- Pomaže u sprječavanju karijesa između zuba

#### Superior technology

- Tehnologija mlaza zraka i mikro kapi
- Mlaznica iznimnih karakteristika
- Postavke za prilagodbu trostrukog mlaza

#### The easiest way to effectively clean between teeth

- Za cjelodnevnu svježinu i čistoću usne šupljine
- Traje svega 60 sekundi: Usmjerite, pritisnite i očistite!
- Jednostavan način za razvijanje zdrave navike

**PHILIPS**  
**sonicare**

## Istaknute znač.

### Uklanja do 99,9 % naslaga




AirFloss Pro/Ultra uklanja do 99,9 % naslaga na područjima primjene.\*\*\*

### Tehnologija mikrokapljica



Naši klinički dokazani rezultati mogući su zahvaljujući jedinstvenoj tehnologiji koja kombinira zrak i vodicu za ispiranje usta ili vodu za snažno i nježno čišćenje područja između zuba i uzduž linije desni.

### Jednostavno razvijte zdravu naviku



Čišćenje područja između zuba vrlo je važno za oralno zdravlje. AirFloss Pro/Ultra pruža jednostavan način čišćenja dublje između zuba, čime vam pomaže da razvijete zdravu naviku.

### Zdravije desni



Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra klinički dokazano poboljšava zdravlje desni kao i zubni konac.\*\* Poboljšava zdravlje desni za samo dva tjedna.

### Čišćenje za svega 60 sekundi



Uz AirFloss Pro/Ultra, za čišćenje cijele usne šupljine bit će vam potrebno svega 60 sekundi dnevno. Jednostavno odaberite vrstu mlaza (jednostruki, dvostruki ili trostruki) i zadržite pritisak gumba za aktivaciju kontinuiranih automatskih mlazova ili pritisnite i otpustite gumb za ručno ispuštanje mlaza.

### Svježina i čistoća s vodicom za ispiranje usta



Spremnik na dršci napunite vodicom za ispiranje usta ili vodom, a zatim usmjerite i pritisnite. Koristite u kombinaciji s vodicom za

ispiranje usta za osjećaj svježine i antimikrobno djelovanje.

### Pomaže u sprječavanju karijesa




Nježno mlazom uklanjajući naslage koje ste propustili četkanjem, Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra pomaže u sprječavanju karijesa u prostoru između zuba.

### Mlaznica iznimnih karakteristika



Nova AirFloss Pro/Ultra mlaznica iznimnih karakteristika pojačava učinak tehnologije mlaza zraka i mikro kapi, što je čini učinkovitijom nego ikada prije.

### Prilagodba trostrukog mlaza



Snažan mlaz AirFloss Pro/Ultra mlaznice možete prilagoditi svojim željama; svakim pritiskom gumba za aktivaciju može ispuštati jednostruki, dvostruki ili trostruki mlaz.

# Specifikacije

## Snaga

- Napon: Višenaponski punjač

## Tehničke specifikacije

- Baterija: Može se puniti
- Vrsta baterije: Linij-ionska
- Vrijeme punjenja: 24 sata za potpuno punjenje

## Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela sa sivim detaljima, Siva

## Servis

- Jamstvo: 2-godišnje ograničeno jamstvo

## Jednostavnost uporabe

- Indikator baterije: LED indikatori na drški pokazuju razinu napunjenosti
- Drška: Tanak ergonomski dizajn
- Nastavak s mlaznicom: Jednostavno se postavlja i

odvaja

- Trajanje baterije: 1 – 3 tjedna\*\*\*\*

## Predmeti u kompletu

- Punjač: 1
- AirFloss Pro/Ultra drška: 1
- AirFloss Pro/Ultra mlaznica: 2

## Radne značajke čišćenja

- Prednosti za zdravlje: Čisti cijela usta u roku od 60 sekundi, Poboljšajte zdravlje desni u 2 tjedna\*
- Rad: Uklanja do 99,9 % naslaga\*\*
- Klinički dokazani rezultati: Učinkovit kao zubni konac, za bolje zdravlje desni, za smanjenje naslaga, za smanjenje krvarenja desni
- Prilagodljive postavke: Automatski ili ručni mlaz, Jednostruki/dvostruki/trostruki mlaz\*\*\*
- Za najbolje rezultate: Mlaznicu mijenjajte svakih 6 mjeseci



Datum izdavanja  
2024-02-18

Verzija: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* ili vraćamo novac

\*\* kada se koristi u kombinaciji s običnom četkicom i antimikrobnom vodicom za ispiranje usta, kod pacijenata s blagim do umjerenim gingivitisom; AirFloss je dizajniran kako bi osobama koje ne koriste redovito konac pomogao razviti zdravu naviku svakodnevnog čišćenja prostora između zuba. Dodatne pojedinosti potražite u odjeljku Pitanja i odgovori kartice Podrška.

\*\*\* Na područjima primjene; U laboratorijskom istraživanju, stvarni rezultati mogu se razlikovati

\*\*\*\* AirFloss Ultra i Pro isti su proizvod, ali se nazivi mogu razlikovati ovisno o državi i kanalu.

\*\*\*\*\* ovisno o postavci mlaza koja se upotrebljava