

PHILIPS

sonicare

Sonična električna
četkica za zube

FlexCare

3 načina rada

1 glava četkice

UV aparat za dezinfekciju glave
četkice

HX6971/59



Napredno čišćenje

Četkica za zube koja pruža nježno čišćenje zuba i desni

Inovativna tehnologija pruža bolje rezultate. Sada vam je zajamčen način za postizanje boljeg oralnog zdravlja. Nova električna četkica Sonicare FlexCare tvrtke Philips prilagođava se vašim potrebama oralne higijene.

Proven to improve oral health

- Poboljšava zdravlje desni u samo dva tjedna
- Četkica za zube Sonicare tvrtke Philips pomaže u izbjeljivanju zuba

Guides you to follow dental recommendations

- Quadpacer je timer koji mjeri intervale i potiče temeljito čišćenje
- Timer mjeri dvije minute i osigurava preporučeno vrijeme čišćenja

Provides a superior clean


- DiamondClean glava četkice za najbolje Sonicare izbjeljivanje
- Funkcija Sonicare dinamično čišćenje usmjerava tekućinu na područja između zuba
- Uklanja do 7 puta više naslaga od obične četkice za zube

Offers a customized brushing experience

- Program za lak početak pomaže vam da se priviknete na Sonicare
- Tri načina rada osiguravaju bolje čišćenje


Istaknute znač.

Tri načina čišćenja



Tri načina rada obuhvaćaju način rada Clean (čišćenje) koji osigurava izvanredno čišćenje u trajanju od 2 minute. Način rada White (izbjeljivanje) za uklanjanje mrlja s površine i način rada Massage (masaža) za stimulaciju desni.

Poboljšava zdravlje desni



Ova električna četkica za zube Sonicare tvrtke Philips pruža optimalno čišćenje područja između zuba i uzduž linije desni radi osiguravanja zdravijih desni u samo dva tjedna.

Pomaže u izbjeljivanju zuba




Električna četkica za zube Sonicare tvrtke Philips pomaže u uklanjanju i smanjenju mrlja sa zuba kako bi vaš osmijeh blistao.

Uklanja do 7 puta više naslaga




Uklanja do 7 puta više naslaga s teško dostupnih mjesta u odnosu na običnu četkicu za zube

DiamondClean glava četkice



Glave četkice za zube DiamondClean, najbolje Philips Sonicare glave za izbjeljivanje, imaju vlakna u obliku dijamanta za učinkovito, a ipak nježno uklanjanje površinskih mrlja i naslaga. Uklanjaju mrlje uzrokovane kavom, čajem, crvenim vinom, cigaretama i duhanom u roku od samo 1 tjedna.

Program za lak početak



Nježno povećava snagu tijekom prvih 14 korištenja kako biste se lakše priviknuli na električnu četkicu Sonicare tvrtke Philips

Quadpacer



Timer mjeri intervale od 30 sekundi i signalizira da trebate prijeći na sljedeći dio usta, čime se postiže dosljednije čišćenje svih područja usta.

SmartTimer



Ova četkica za zube Sonicare tvrtke Philips ima timer koji mjeri 2 minute, pomažući vam da ostvarite preporučeno vrijeme pranja zuba

Zvučna tehnologija



Jedinstvenim dinamičnim čišćenjem električna četkica za zube Sonicare tvrtke Philips nježno i učinkovito doseže područje duboko između zuba i uzduž linije desni.



Specifikacije

Snaga

Napon: 110 – 220 V

Tehničke specifikacije

Baterija: Može se puniti

Vrijeme rada (puna baterija do pražnjenja): Do 2 tjedna

Vrsta baterije: Linij-ionska

Dizajn i završna obrada

Boja: Crna

Servis

Jamstvo: 2-godišnje ograničeno jamstvo

Jednostavnost uporabe

Indikator baterije: Indikator baterije prikazuje status baterije

Drška: Tanak ergonomski dizajn

Sustav glave četkice: Glave četkice lako se postavljaju pritiskom

Zaslon: Osvijetljeni zaslon

Vrijeme četkanja: Do 2 tjedna

Predmeti u kompletu

Putna torbica: 1

Drške: 1 FlexCare

Glave četkice: 1 standardna DiamondClean

Punjač: 1

UV aparat za dezinfekciju: 1

Radne značajke čišćenja

Prednosti za zdravlje: Poboljšava zdravlje desni

Rad: Uklanja do 7 puta više naslaga*

Brzina: Do 62.000 poteza četkice u minuti

Prednosti izbjeljivanja: Uklanja 100 % više mrlja*, Izbjeljuje zube u tjedan dana

Mjerač vremena: Quadpacer i SmartTimer

Načini rada

Clean (čišćenje): Za odlično svakodnevno čišćenje

White (izbjeljivanje): Uklanja mrlje s površine zuba

Masaža: Osvježavajuća masaža

2 načina čišćenja: Go Care i Max Care

