

Philips Sonicare
AirFloss Ultra za
interdentalno čišćenje

s ProtectiveClean,
Ugrađeni senzor za pritisak
1 način čišćenja
1 značajka BrushSync

HX8443/71



Zajamčeno* zdravije desni u roku od 2 tjedna**

Dizajnirano za osobe koje ne koriste konac redovito

Za one koji ne čiste zube koncem redovito, AirFloss Pro/Ultra**** predstavlja najjednostavniji način za učinkovito čišćenje područja između zuba. AirFloss Pro/Ultra može se upotrebljavati s vodicom za ispiranje usta ili vodom, a klinički je dokazano da je za zdravlje desni učinkovit kao zubni konac.**

Improves oral health

- Klinički dokazano učinkovit kao zubni konac**
- Uklanja do 99,9 % naslaga***
- Pomaže u sprječavanju karijesa između zuba

Innovative technology

- Povezuje pametnu dršku četkice i pametne glave četkice
- Nježni poticaj da budete blaži
- Poboljšava zdravlje desni u samo 2 tjedna
- Pacijenti mogu najbolje iskoristiti glave četkice
- Napredna sonična tehnologija četkice Sonicare tvrtke Philips

Superior technology

- Tehnologija mlaza zraka i mikro kapi
- Mlaznica iznimnih karakteristika
- Postavke za prilagodbu trostrukog mlaza

PHILIPS
sonicare


Istaknute značajke

Poboljšava zdravlje desni




Glava četkice i InterCare ima izuzetno duga, gusta i kvalitetna vlakna kojima uklanja skrivene naslage koje se nalaze duboko između zuba. Klinički dokazano smanjuje krvarenje i upale desni u samo dva tjedna.

Tehnologija BrushSync



Tehnologija s mikročipom prepoznaje pametnu glavu četkice i usklađuje se s pametnom drškom. Pametna drška i pametna glava zajedno su moćna kombinacija koja omogućuje pametne podsjetnike za zamjenu.

Pametni podsjetnici za zamjenu



Sve glave četkice s vremenom će se istrošiti. No imamo rješenje i za to: naša pametna tehnologija za prepoznavanje četkice prati koliko dugo pacijenti upotrebljavaju glavu četkice i koliko snažno četkaju. Kada dođe vrijeme za zamjenu, o tome ih obavještava svjetlo na dršci. Na taj način mogu biti sigurni

da glava četkice dosljedno obavlja izvrstan posao.

Previše pritišćete?




Pacijenti možda neće primijetiti da snažno četkaju, ali njihova četkica za zube hoće. Ako pacijenti počnu previše pritiskati desni, četkica za zube odaslat će pulsirajući zvuk kao podsjetnik da treba ublažiti pritisak.

Tehnologija Philips Sonicare




Napredna sonična tehnologija četkice Sonicare tvrtke Philips šalje mlazove vode između zuba, dok njezini potezi četkanja razbijaju naslage i uklanjaju ih te tako pružaju izvanredno svakodnevno čišćenje.

Uklanja do 99,9 % naslaga



AirFloss Pro/Ultra uklanja do 99,9 % naslaga na područjima primjene.**

Tehnologija mikrokapljica



Naši klinički dokazani rezultati mogući su zahvaljujući jedinstvenoj tehnologiji koja kombinira zrak i vodicu za ispiranje usta ili vodu za snažno i nježno čišćenje područja između zuba i uzduž linije desni.

Zdravije desni



Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra klinički dokazano poboljšava zdravlje desni kao i zubni konac.** Poboljšava zdravlje desni za samo dva tjedna.

Pomaže u sprječavanju karijesa



Nježno mlazom uklanjajući naslage koje ste propustili četkanjem, Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra pomaže u sprječavanju karijesa u prostoru između zuba.

Specifikacije

Snaga

- Napon: Višenaponski punjač

Tehničke specifikacije

- Baterija: Može se puniti
- Vrijeme rada (puna baterija do pražnjenja): Do 2 tjedna
- Vrsta baterije: Linij-ionska
- Vrijeme punjenja: 24 sata za potpuno punjenje

Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela sa sivim detaljima, Plava

Servis

- Jamstvo: 2-godišnje ograničeno jamstvo

Jednostavnost uporabe

- Indikator baterije: Indikator baterije prikazuje status baterije, LED indikatori na drški pokazuju razinu napunjenosti
- Kompatibilnost drške: Glave četkice lako se postavljaju pritiskom
- Drška: Tanak ergonomski dizajn
- Nastavak s mlaznicom: Jednostavno se postavlja i odvaja
- Vrijeme četkanja: Do 2 tjedna
- Trajanje baterije: 1 – 3 tjedna****
- Podsjetnik za zamjenu: Kako biste uvijek osigurali najbolje rezultate, ikona podsjetnika svijetli

Predmeti u kompletu

- Drška: 1 ProtectiveClean

- Punjač: 1
- Glave četkice: 1 standardna InterCare, 1 kompaktna W2c Optimal White
- AirFloss Pro/Ultra drška: 1
- AirFloss Pro/Ultra mlaznica: 1

Radne značajke čišćenja

- Prednosti za zdravlje: Pomaže u sprječavanju karijesa, Čisti cijela usta u roku od 60 sekundi, Poboljšava zdravlje desni u samo dva tjedna
- Rad: Uklanja do 99,9 % naslaga**
- Brzina: Do 62.000 poteza četkice u minuti
- Klinički dokazani rezultati: Učinkovit kao zubni konac, za bolje zdravlje desni, za smanjenje naslaga, za smanjenje krvarenja desni
- Prilagodljive postavke: Automatski ili ručni mlaz, Jednostruki/dvostruki/trostruki mlaz***
- Za najbolje rezultate: Mlaznicu mijenjajte svakih 6 mjeseci
- Mjerač vremena: Quadpacer i SmartTimer
- Povratne informacije za pritisak: Drška vibrira kako bi upozorila korisnika

Načini rada

- Clean (čišćenje): Za odlično svakodnevno čišćenje
- 2 intenziteta: Niska, Visoka

Napredna tehnologija senzora

- Senzor za pritisak: Upozorenje u slučaju presnažnog četkanja
- Podsjetnici za zamjenu BrushSync: Uvijek ćete znati kada, zamijeniti glave četkice



Datum izdavanja
2024-02-18

Versija: 17.0.2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* ili vraćamo novac

** kada se koristi u kombinaciji s ručnom četkicom i antimikrobnim sredstvom za ispiranje kod pacijenata s blagom do umjerenom upalom desni. Četkica za zube AirFloss osmišljena je da pomogne pri nedosljednoj upotrebi zubnog konca i da razvije zdravu dnevnu naviku čišćenja interdentalnog prostora. Za više informacija pogledajte web-stranicu www.philips.com/airfloss/faq.

** U laboratorijskom istraživanju; stvarni rezultati mogu se razlikovati.

*** AirFloss Ultra i Pro isti su proizvod, ali se nazivi mogu razlikovati ovisno o državi i kanalu.

**** ovisno o postavci mlaza koja se upotrebljava