


Philips Sonicare
DiamondClean Smart
Sonična električna četkica s
aplikacijom

Personalizirane upute

Pametni senzori glave četkice
Pametno prepoznavanje glave
četkice
5 načina rada, 3 intenziteta



HX9924/47

Naša najbolja četkica dosad, za sveobuhvatnu oralnu higijenu

Oslonite se na 100 % pokrivenost koju pruža

DiamondClean Smart naša je najbolja četkica za zube, za sveobuhvatnu oralnu higijenu. Četiri vrhunske glave četkice omogućit će vam da se usredotočite na sve aspekte oralnog zdravlja, a napredna tehnologija senzora daje vam prilagođene povratne informacije i upute.

Dokazano poboljšava oralno zdravlje

- Uklanja do 10 puta više naslaga* za dubinsko čišćenje
- Do 7x zdravije desni* u samo 2 tjedna
- Uklanja do 100 % više mrlja** u samo 3 dana
- Uživajte u dugotrajnom svježem dahu

Personalizirane upute iz aplikacije za usavršavanje četkanja

- Vraća vas na mjesta koja ste propustili, za 100 % pokrivenost
- Upozorava vas kada previše jako pritišćete
- Počnite se bolje brinuti o svojim problematičnim područjima
- Usmjerava četkicu i označava područja koja su vam promakla
- Pomaže vam da ublažite agresivno četkanje

Optimizirajte pranje zuba

- Jednostavno i elegantno punjenje – kod kuće i na putu
- Glave četkice automatski odabiru optimalne postavke
- Birajte između 5 načina rada i 3 postavke intenziteta

PHILIPS
sonicare

Sonična električna četkica s aplikacijom
Personalizirane upute Pametni senzori glave četkice, Pametno prepoznavanje glave četkice, 5 načina rada, 3
intenziteta

Istaknute značajke

Zaboravite na naslage




Postavite glavu četkice C3 Premium Plaque Control kako biste iskusili najdublje čišćenje. Zahvaljujući mekim fleksibilnim bočnim stranama, vlakna se prilagođavaju obliku površine svakog zuba te osiguravaju 4x bolji površinski kontakt*** i uklanjaju do 10x više naslaga s teško dostupnih područja*.

Brinite za svoje desni



Postavite glavu četkice G3 Premium Gum Care kako biste poboljšali zdravlje desni. Zahvaljujući svojoj manjoj veličini i ciljanoj liniji desni, vlakna pružaju nježno i učinkovito čišćenje uz liniju desni, gdje bolesti započinju. Klinički dokazano rezultiraju s do 100 % manje upala desni* i do 7x zdravijim desnama unutar svega dva tjedna.*

Brzo izbjeljivanje zubi



Postavite glavu četkice W3 Premium White za uklanjanje površinskih mrlja i otkrivanje svog


najblijeg osmijeha. Zahvaljujući gusto raspoređenim vlaknima za uklanjanje mrlja u sredini, klinički dokazano uklanja do 100 % više mrlja u samo tri dana.**

Četkica za jezik TongueCare+



Postavite četku za jezik TongueCare+ i nježno uklonite bakterije koje uzrokuju loš zadah iz pora jezika. 240 posebno dizajniranih mikrovlakana ući će između svih izbočina i nabora na vašem jeziku, uklanjajući bakterije i ostatke koji uzrokuju zadah.


Fokusna područja i postavljanje ciljeva



Postoje li problematična područja na koja vam je stomatolog skrenuo pažnju? Označite ćemo ih na 3D karti usne šupljine u aplikaciji i podsjetit ćemo vas da se posebno koncentrirate na ta područja.

HX9924/47

Nemojte propustiti nijedno mjesto




Aplikacija Philips Sonicare dat će vam do znanja kad ste temeljito očistili zube i pomoći vam da ih četkate bolje i redovitije.

Lakoća čišćenja



Kada imate električnu četkicu, pustite joj da odradi svoje. U dršku smo ugradili senzor za agresivno četkanje kao nježni podsjetnik da smanjite agresivno četkanje. Tako možete poboljšati svoju tehniku i postići nježnije, učinkovitije čišćenje.

BrushSync uparivanje načina rada



Pitate se koji način rada i intenzitet odabrati? Više se ne morate pitati. Mikročip u glavi četkice govori vašoj četkici DiamondClean Smart koju glavu rabite. Primjerice, ako postavite glavu četkice za njegu desni, vaša će četkica znati da treba odabrati optimalan način rada i intenzitet za nježnu i učinkovitu njegu desni. Samo pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Srebrna

Mogućnost povezivanja

- Bluetooth® bežična tehnologija: Povezana aplikacija za pranje zuba

Snaga

- Napon: 110 – 220 V

Tehničke specifikacije

- Vrijeme rada (puna baterija do pražnjenja): 14 dana****
- Baterija: Može se puniti
- Vrsta baterije: Linij-ionska

Servis

- Jamstvo: 2-godišnje ograničeno jamstvo

Kompatibilnost

- Android kompatibilnost: Android telefoni, Tableti s podrškom za Bluetooth 4.0
- iOS kompatibilnost: iPad 3. gen. ili noviji, iPhone 4S ili noviji, uz iOS7 ili noviji

Jednostavnost uporabe

- Indikator baterije: Osvijetljena ikona naznačuje trajanje baterije
- Drška: Tanak ergonomski dizajn
- Kompatibilnost drške: Glave četkice lako se postavljaju pritiskom
- Zaslon: Osvijetljeni zaslon
- Prepoznavanje glave četkice: Usklađivanje s optimalnim načinom rada
- Podsjetnik za zamjenu: Kako biste uvijek osigurali najbolje rezultate, ikona podsjetnika svijetli

Predmeti u kompletu

- Drška: 1 DiamondClean Smart
- Putna torbica: Prijenosno USB kućište za punjenje
- Glave četkice: 1 C3 Premium Plaque Control, 1 G3 Premium Gum Care, 1 W3 Premium White, 1

- četka za jezik TongueCare+
- Staklena čaša za punjenje: 1

Radne značajke čišćenja

- Prednosti za zdravlje: Do 7x zdravije desni****
- Brzina: Do 62.000 poteza četkice u minuti
- Odlične radne značajke: Uklanja do 10 puta više naslaga*
- Prednosti izbjeljivanja: Do 100 % manje mrlja*****
- Mjerač vremena: BrushPacer i SmarTimer
- Povratne informacije za pritisak: Prsten svijetli ljubičasto, Drška vibrira kako bi upozorila korisnika
- TouchUp: Osiguravanje 100 % pokrivenosti

Načini rada

- 3 intenziteta: Visoka, Niska, Srednja
- Clean (čišćenje): Za odlično svakodnevno čišćenje
- Deep Clean+: Za osvježavajuće dubinsko čišćenje
- Gum Health: Posebna pažnja na kutnjake
- TongueCare+: Za dugotrajan svjež dah
- White+: Uklanjanje mrlja s površine zuba

BrushSync uparivanje načina rada

- C3 Premium Plaque Control: Uparivanje s načinom rada Clean
- Glava četkice G3 Premium Gum Care: Uparivanje s načinom rada Gum Health
- Glava četkice W3 Premium White: Uparivanje s načinom rada White+
- Četkica za jezik TongueCare+: Uparivanje u načinu rada TongueCare

Napredna tehnologija senzora

- Senzor za pritisak: Upozorenje u slučaju presnažnog četkanja
- Lokacijski senzor: Praćenje i poboljšanje pokrivenosti
- Senzor za agresivno četkanje: Smjernice za smanjenje agresivnog četkanja
- 3D karta usne šupljine: Označavanje problematičnih područja
- TouchUp: Vraćanje na mjesta koja ste propustili



Datum izdavanja
2021-12-09

Versija: 2.0.1

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Uklanja do 7 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube
** u usporedbi s običnom četkicom s vodećom pastom za izbjeljivanje
*** u usporedbi s glavom četkice DiamondClean
**** u načinu rada Gum Health u usporedbi s običnom četkicom nakon 2 tjedna
***** nakon 3 dana uporabe u načinu rada White+, u usporedbi s običnom četkicom
***** na temelju dva razdoblja dvominutnog četkanja dnevno, u standardnom načinu rada