

# PHILIPS

## sonicare

Sonična električna  
četkica za zube

ProtectiveClean  
4500

Ugrađeni senzor za pritisak

2 načina čišćenja

1 značajka BrushSync



HX6888/88



## Zdravije desni. Na nježan način.

Poboljšajte zdravlje desni do 100 % više u odnosu na običnu četkicu.

Osjetite razliku nježnog čišćenja uz naš senzor za pritisak uz poboljšanje zdravlja desni do 100 % više u odnosu na običnu četkicu.

### Prilagodene vama

- Poticaj za temeljito čišćenje

### Innovative technology

- Nježni poticaj da budete blaži
- Pacijenti mogu najbolje iskoristiti glave četkice
- Povezuje pametnu dršku četkice i pametne glave četkice
- Poboljšava zdravlje desni u samo 2 tjedna
- Napredna sonična tehnologija četkice Sonicare tvrtke Philips

### Improves patients' oral health

- Plombe, krunice ili osjetljiva područja? Ne brinite.

### Optimizirajte pranje zuba

- Načini rada Clean (čišćenje) i Gum Care (nježa desni)

### Designed around your patient

- Odlično za pacijente koji su u pokretu


## Istaknute znač.

## Poboljšava zdravlje desni



Glava četkice i InterCare ima izuzetno duga, gusta i kvalitetna vlakna kojima uklanja skrivene naslage koje se nalaze duboko između zuba. Klinički dokazano smanjuje krvarenje i upale desni u samo dva tjedna.

## Načini rada Clean (čišćenje) i Gum Care (njeza desni)



Bilo da se želite usredotočiti na to da uklonite naslage ili da desni učinite zdravima i održite ih takvima, ova četkica ima način rada koji će vam odgovarati: način rada Clean (čišćenje) pruža superiorno čišćenje, dok način rada Gum Care (Njeza desni) dodaje još jednu minutu četkanja uz manju snagu kako biste nježno izmasirali desni.

## Sigurna i nježna



Možete biti sigurni da će doživljaj četkanja biti siguran: naša sonična tehnologija pogodna je za uporabu s ortodontskim aparaticima, plombama, krunicama i navlakama te pomaže u sprječavanju karijesa i poboljšava zdravlje desni.

## Tehnologija Philips Sonicare



Napredna sonična tehnologija četkice Sonicare tvrtke Philips šalje mlazove vode između zuba, dok njezini potezi četkanja razbijaju naslage i uklanjaju ih te tako pružaju izvanredno svakodnevno čišćenje.

## Previše pritišćete?



Pacijenti možda neće primijetiti da snažno četkaju, ali njihova četkica za zube hoće. Ako pacijenti počnu previše pritiskati desni, četkica za zube odaslat će pulsirajući zvuk kao podsjetnik da treba ublažiti pritisak.

## Tehnologija BrushSync




Tehnologija s mikročipom prepoznaje pametnu glavu četkice i usklađuje se s pametnom drškom. Pametna drška i pametna glava zajedno su moćna kombinacija koja omogućuje pametne podsjetnike za zamjenu.

## Pametni podsjetnici za zamjenu



Sve glave četkice s vremenom će se istrošiti. No imamo rješenje i za to: naša pametna tehnologija za prepoznavanje četkice prati koliko dugo pacijenti upotrebljavaju glavu četkice i koliko snažno četkaju. Kada dođe vrijeme za zamjenu, o tome ih obavještava svjetlo na dršci. Na taj način mogu biti sigurni da glava četkice dosljedno obavlja izvrstan posao.

## Korisni mjerači vremena



Trebate električnu četkicu za zube s mjerčem vremena? QuadPacer vas obavještava da je isteklo odgovarajuće vrijeme čišćenja svakog dijela usta, dok vas naš Smartimer obavještava da su istekle dvije preporučene minute četkanja.

## Praktična putna torbica i punjač



Naš vrhunski putni etui pacijentima omogućuje higijensko spremanje četkice za zube, dok naš kompaktni putni punjač osigurava napunjenu bateriju dok su u pokretu. Uz jedno potpuno punjenje dobivaju dva tjedna redovite uporabe, a punjač je tu samo za duža putovanja.

# Specifikacije

## Snaga

Napon: 110 – 220 V

## Tehničke specifikacije

Vrijeme rada (puna baterija do pražnjenja): Do 2 tjedna

Baterija: Može se puniti

Vrsta baterije: Linij-ionska

## Dizajn i završna obrada

Boja: Bijela i plava

## Servis

Jamstvo: 2-godišnje ograničeno jamstvo

## Jednostavnost uporabe

Indikator baterije: Indikator baterije prikazuje status baterije

Drška: Tanak ergonomski dizajn

Kompatibilnost drške: Glave četkice lako se postavljaju pritiskom

Vrijeme četkanja: Do 2 tjedna

## Predmeti u kompletu

Drška: 1 ProtectiveClean

Putna torbica: 1

Punjač: 1

Glave četkice: 1 standardna InterCare, 1 kompaktna ic InterCare

## Radne značajke čišćenja

Prednosti za zdravlje: Pomaže u sprječavanju karijesa

Brzina: Do 62.000 poteza četkice u minuti

Rad: Uklanja do 7 puta više naslaga\*

Mjerač vremena: Quadpacer i SmarTimer

Povratne informacije za pritisak: Drška vibrira kako bi upozorila korisnika

## Načini rada

Clean (čišćenje): Za odlično svakodnevno čišćenje

Njega desni: Nježno masira desni

## Napredna tehnologija senzora

Senzor za pritisak: Upozorenje u slučaju presnažnog četkanja

Podsjetnici za zamjenu BrushSync: Uvijek ćete znati kada, zamijeniti glave četkice

