



Philips Sonicare  
AirFloss Pro/Ultra za  
interdentalno čišćenje

#### s jednom mlaznicom

Sonična četkica za zube  
DiamondClean  
Staklena čaša za punjenje  
Putna kutija s USB punjenjem



HX8391/03

## Zajamčeno zdravije desni u roku od 2 tjedna\*

Dizajnirano za osobe koje ne koriste konac redovito

Za one koji ne čiste zube koncem redovito, AirFloss Pro/Ultra\*\*\*\* predstavlja najjednostavniji način za učinkovito čišćenje područja između zuba. AirFloss Pro/Ultra može se upotrebljavati s vodicom za ispiranje usta ili vodom, a klinički je dokazano da je za zdravje desni učinkovit kao zubni konac.\*\*

### Improves oral health

- Klinički dokazano učinkovit kao zubni konac\*\*
- Uklanja do 99,9 % naslaga\*\*\*
- Pomaže u sprječavanju karijesa između zuba
- Izbjeljuje zube dva puta bolje u odnosu na običnu četkicu za zube

### Provides a superior clean

- DiamondClean glava četkice za najbolje Sonicare izbjeljivanje
- Dizajn koji maksimalno iskorištava sonično kretanje

### Superior technology

- Tehnologija mlaza zraka i mikro kapi
- Mlaznica iznimnih karakteristika
- Postavke za prilagodbu trostrukog mlaza

### The easiest way to effectively clean between teeth

- Traje svega 60 sekundi: Usmjerite, pritisnite i očistite!
- Jednostavan način za razvijanje zdrave navike

**PHILIPS**  
**sonicare**

AirFloss Pro/Ultra za interdentalno čišćenje  
s jednom mlaznicom Sonična četkica za zube DiamondClean, Staklena čaša za punjenje, Putna kutija s USB punjenjem

## Istaknute znač.

HX8391/03

### Uklanja do 99,9 % naslaga



AirFloss Pro/Ultra uklanja do 99,9 % naslaga na područjima primjene.\*\*\*

### Čišćenje za svega 60 sekundi



Uz AirFloss Pro/Ultra, za čišćenje cijele usne šupljine bit će vam potrebno svega 60 sekundi dnevno. Jednostavno odaberite vrstu mlaza (jednostruki, dvostruki ili trostruki) i zadržite pritisak gumba za aktivaciju kontinuiranih automatskih mlazova ili pritisnite i otpustite gumb za ručno ispuštanje mlaza.

### Mlaznica iznimnih karakteristika



Nova AirFloss Pro/Ultra mlaznica iznimnih karakteristika pojačava učinak tehnologije mlaza zraka i mikro kapi, što je čini učinkovitijom nego ikada prije.

### Tehnologija mikrokapljica



Naši klinički dokazani rezultati mogući su zahvaljujući jedinstvenoj tehnologiji koja kombinira zrak i vodicu za ispiranje usta ili vodu za snažno i nježno čišćenje područja između zuba i uzduž linije desni.

### 2X bolje izbjeljuje zube



Četkica za zube Philips Sonicare izbjeljuje zube više nego dvostruko bolje u odnosu na običnu četkicu za zube u roku od samo tjedan dana. Uklanja do 100 % više mrlja radi postizanja bijeljih zuba u samo tjedan dana.

### Prilagodba trostrukog mlaza



Snažan mlaz AirFloss Pro/Ultra mlaznice možete prilagoditi svojim željama; svakim pritiskom gumba za aktivaciju može ispuštati jednostruki, dvostruki ili trostruki mlaz.

### Zdravije desni



Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra klinički dokazano poboljšava zdravlje desni kao i zubni konac.\*\* Poboljšava zdravlje desni za samo dva tjedna.

### Pomaže u sprječavanju karijesa



Nježno mlazom uklanjajući naslage koje ste propustili četkanjem, Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra pomaže u sprječavanju karijesa u prostoru između zuba.

### DiamondClean glava četkice



Glave četkice za zube DiamondClean, najbolje Philips Sonicare glave za izbjeljivanje, imaju vlakna u obliku dijamanta za učinkovito, a ipak nježno uklanjanje površinskih mrlja i naslaga. Uklanjuju mrlje uzrokovane kavom, čajem, crvenim vinom, cigaretama i duhanom u roku od samo 1 tjedna.

# Specifikacije

## Snaga

- Napon: Višenaponski punjač

## Tehničke specifikacije

- Baterija: Može se puniti
- Vrsta baterije: Linij-ionska
- Vrijeme punjenja: 24 sata za potpuno punjenje

## Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna

## Servis

- Jamstvo: 2-godišnje ograničeno jamstvo

## Jednostavnost uporabe

- Indikator baterije: LED indikatori na drški pokazuju razinu napunjenošću
- Drška: Tanak ergonomski dizajn
- Sustav glave četkice: Glave četkice lako se postavljaju pritiskom
- Zaslon: Osvijetljeni zaslon
- Nastavak s mlaznicom: Jednostavno se postavlja i odvaja
- Trajanje baterije: 1 – 3 tjedna\*\*\*\*\*

## Predmeti u kompletu

- Drške: 1 DiamondClean
- Putna torbica: Putni USB punjač

- Glave četkice: 1 standardna DiamondClean
- Punjač: 1
- Staklena čaša za punjenje: 1
- AirFloss Pro/Ultra drška: 1
- AirFloss Pro/Ultra mlaznica: 1

## Radne značajke čišćenja

- Prednosti za zdravlje: Čisti cijela usta u roku od 60 sekundi, Poboljšajte zdravlje desni u 2 tjedna\*
- Brzina: Do 31 000 vibracija četkice u minuti
- Rad: Uklanja do 99,9 % naslaga\*\*
- Klinički dokazani rezultati: Učinkovit kao zubni konac, za bolje zdravlje desni, za smanjenje naslaga, za smanjenje krvarenja desni
- Prilagodljive postavke: Automatski ili ručni mlaz, Jednostruki/dvostruki/trostruki mlaz\*\*\*
- Za najbolje rezultate: Mlaznicu mijenjajte svakih 6 mjeseci
- Prednosti izbjeljivanja: 2X bolje izbjeljuje zube\*
- Mjerač vremena: Quadpacer i SmarTimer

## Načini rada

- Clean (čišćenje): Za odlično svakodnevno čišćenje
- Njego desni: Nježno masira desni
- White (izbjeljivanje): Uklanja mrlje s površine zuba
- Poljski: Posvjetlite i ispolirajte zube
- Osjetljivo: Nježno čišćenje zuba i desni

\* ili vraćamo novac

\*\* kada se koristi u kombinaciji s običnom četkicom i antimikrobnom vodicom za ispiranje usta, kod pacijenta s blagim do umjerenim gingivitisom; AirFloss je dizajniran kako bi osobama koje ne koriste redovito konac pomogao razviti zdravu naviku svakodnevnog čišćenja prostora između zuba. Dodatno pojednostavite u odjeljku Pitana i odgovori kartice Podrška.

\*\*\* Na područjima primjene; U laboratorijskom istraživanju, stvarni rezultati mogu se razlikovati

\*\*\*\*AirFloss Ultra i Pro isti su proizvod, ali se nazivi mogu razlikovati ovisno o državi i kanalu.

\*\*\*\*\* ovisno o postavci mlaza koja se upotrebljava



Datum izdavanja  
2024-02-18

Verzija: 5.0.2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)