

# PHILIPS

## sonicare

Elektriskā zobu  
birste

FlexCare+

5 režīmi

2 zobu birstes uzgaļi

Zobu birstes uzgaļa UV hig. līdz.

HX6972/10



## Pilnīga smaganu kopšana

### Zobu birste saudzīgai zobu un smaganu tīrīšanai

Apvienojot patentētu Sonic tehnoloģiju un 5 tīrīšanas režīmus, FlexCare+ elektriskā zobu birste ir jūsu risinājums uzlabotai mutes veselībai. Turklāt varat uzlabot smaganu veselību tikai pēc 2 nedēļu ilgas lietošanas.

#### Proven to improve oral health

- Dabiski baltāki zobi ar patentētu Sonic tehnoloģiju
- Uzlabo smaganu veselību tikai divās nedēļās
- Philips Sonicare zobu birste palīdz baltināt zobus
- Jutīgais režīms: saudzīga zobu un smaganu tīrīšana

#### Guides you to follow dental recommendations

- Divu minūšu taimeris palīdz nodrošināt ieteicamo zobu tīrīšanas ilgumu
- Quadpacer intervāla taimeris sekmē rūpīgu zobu tīrīšanu

#### Provides a superior clean

- Sonicare dinamiskā tīrīšana ievada šķidrumu zobu starpās

#### Offers a customized brushing experience

- Easy-start programma iepazīstina ar Sonicare zobu tīrīšanu
- Pieci dažādi režīmi augstākai zobu tīrīšanas kvalitātei

# Izceltie produkti

## Sonic tehnoloģija




Sonic tehnoloģija raida ūdens plūsmu starp zobiem un tās birstes kustības atdala un notīra aplikumu, katru dienu nodrošinot izcilu tīrību.

## Dabiski baltāki zobi




Ir pierādīts, ka šīs zobu birstes dinamiskā tīrīšana un tieša, plašāka saskare ar katru zobu noņem ikdienas zobu aplikumu, palīdzot saglabāt zobu dabisko baltumu.

## Uzlabo smaganu veselību



Philips Sonicare elektriskā zobu birste nodrošina optimālu tīrīšanu starp zobiem un gar smaganu līniju, uzlabojot smaganu veselību tikai divās nedēļās.

## Easy-start programma




Pirmo 14 tīrīšanas reižu laikā jauda tiek pakāpeniski palielināta, tādējādi uzlabojot Philips Sonicare elektriskās zobu birstes lietošanas pieredzi.

## Pieci dažādi tīrīšanas režīmi



Pieci režīmi ietver tīrīšanas režīmu, kas nodrošina izcilu tīrību divās minūtēs. Jūtīgām smaganām paredzētajā režīmā smaganas tiek tīrītas saudzīgi un rūpīgi. Atsvaidzinošais režīms vienu minūti ilgai mutes dobuma atsvaidzināšanai. Masāžas režīmā tiek stimulētas smaganas, un smaganu aprūpes režīms palīdz uzlabot smaganu veselību.

## Saudzīga zobu un smaganu tīrīšana



Philips Sonicare zobu birste ar jutīgo režīmu: saudzīga, taču rūpīga tīrīšana jutīgām smaganām

## SmarTimer



Philips Sonicare zobu birstes 2 minūšu taimeris palīdz ievērot zobārsta ieteikto tīrīšanas laiku.

## Quadpacer



30 sekunžu intervāla taimeris norāda, kad pabeigta mutes dobuma zonas tīrīšana, un signalizē par pāreju pie nākamā zonas, kas nodrošina atbilstošu visa mutes dobuma kopšanu.

## Palīdz baltināt zobus



Šī Philips Sonicare elektriskā zobu birste palīdz likvidēt un samazināt aplikumu uz jūsu zobiem mirdzošam smaidam.



# Specifikācijas

**Strāvas padeve**

**Spriegums:** 110-220 V

**Tehniskā specifikācija**

**Akumulators:** Uzlādējams

**Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai):** Līdz 3 nedēļām\*\*

**Akumulatora tips:** Litija jonu

**Dizains un apdare**

**Krāsa:** Balta ar gaiši zilu

**Serviss**

**Garantija:** 2 gadu ierobežota garantija

**Vienkārša lietošana**

**Akumulatora indikators:** Lampiņa norāda baterijas statusu

**Displejs:** Izgaismots displejs

**Rokturis:** Plāns ergonomisks dizains, Gumijas rokturis ērtai lietošanai

**Birstes uzgaļu sistēma:** Viegli uzspraužami birstes uzgaļi

**Zobu tīrīšanas ilgums:** Līdz 3 nedēļām\*\*

**Komplektā iekļautie piederumi**

**Suku uzgaļi:** 1 ProResults standarts, 1 ProResults kompakts

**Rokturi:** 1 FlexCare+

**Ceļojumu futrālis:** 1

**Lādētājs:** 1

**UV dezinfekcijas līdzeklis**

**Tīrīšanas veiktspēja**

**Veselības ieguvumi:** Palīdz uzlabot smaganu veselību

**Sniegums:** Noņem līdz 83% aplikuma grūti sasniedzamās vietās

**Ātrums:** Līdz 62 000 birstes kustību/min

**Balinošās īpašības:** Palīdz dabiski notīrīt plankumus

**Taimeris:** Quadpacer un SmarTimer

**Režīmi**

**Tīrīšana:** Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā

**Smaganu kopšana:** Saudzīgi masē smaganas

**Masāža:** Atsvaidzinoša masāža

**Atsvaidzināšana:** 1 min režīms ātram svaigumam

**Jutīgais režīms:** Saudzīga zobu un smaganu tīrīšana



\* E coli, S. mutans un Herpes simplex  
\* \*pamatojoties uz divām tīrīšanas reizēm dienā divu minūšu ilgumā, tīrīšanas režīms