

PHILIPS

sonicare



Sonična električna
četkica za zube

2100 Series

Sonična tehnologija

QuadPacer i SmarTimer

Tanak ergonomski dizajn

Trajanje baterije od 14 dana



HX3651/11

Zaboravi na običnu četkicu i prebaci se na soničnu tehnologiju.

Do 3 puta bolje uklanjanje naslaga*

Sonična tehnologija u kombinaciji s kretanjem naše četkice nježno uklanja naslage do 3 puta bolje* od obične četkice za zube.

Prilagođene vama

- Ergonomski dizajn olakšava držanje i uporabu četkice za zube
- Zaboravite na adapter. Pozdravite USB.
- Dugotrajna baterija traje 14 dana

Optimizirajte pranje zuba

- Optimizirajte pranje zuba uz SmarTimer i QuadPacer

Jednostavan prelazak na Sonicare

- Easy-Start za lakši prelazak

Štiti vaše desni

- Sigurna i nježna za uporabu

Osigurava vrhunsko čišćenje

- Do 3 puta bolje uklanjanje naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube*
- Naša jedinstvena tehnologija pruža snažno, a ipak nježno čišćenje

2100 Series

Sonična električna četkica za zube

HX3651/11

Istaknute znač.

Napredna tehnologija Sonicare




Snažne vibracije vlakana potiskuju male mjehuriće duboko između zuba i uzduž linije desni za osvježavajući doživljaj. U samo 2 minute postići ćete ono što se standardnom četkicom postigne u mjesec dana.** 31 000 poteza četkicom u minuti čisti zube, razbija i uklanja naslage te tako pruža izvanredno svakodnevno čišćenje.

Uklanja naslage 3 puta bolje*



Električna četkica za zube Sonicare s naprednom soničnom tehnologijom klinički dokazano do 3 puta bolje* uklanja naslage u odnosu na običnu četkicu za zube. Uklanja naslage sa zuba i uzduž linije desni, istovremeno štiteći desni.

Sigurna i nježna za uporabu



Četkica za zube Sonicare pruža temeljito čišćenje, ali nije gruba za zube i desni. Nježne, a ipak snažne sonične vibracije pružaju izuzetno čišćenje, a istovremeno su nježne prema zubima i desnima.

SmartTimer i QuadPacer



SmartTimer za 2 minute i QuadPacer za 30 sekundi navode vas na preporučeno vrijeme četkanja svih područja usta kako bi se osiguralo potpuno čišćenje.

Prilagođene vama



Tanak, lagan i ergonomski dizajn olakšava držanje i uporabu četkice za zube kako biste dobili nevjerojatno čišćenje bez napora.

Dugotrajna baterija



Baterija traje do 14 dana, tako da je duže vrijeme ne morate puniti.

Easy-Start



Naš program za lak početak Easy-Start pruža mogućnost postepenog, nježnog povećavanja snage četkanja tijekom prvih 14 uporaba nove četkice za zube.

Zaboravite na adapter. Pozdravite USB.



Adapteri za napajanje možda izgledaju mali, ali plastika od koje su napravljeni znatno utječe na okoliš. Prelaskom na USB punjač samo u svojim serijama četkica Philips Sonicare 1000 – 4000, upotrijebit ćemo do 189 210 kg manje plastike svake 4 godine. A to je velika stvar, zar ne?

2100 Series

Sonična električna četkica za zube

HX3651/11

Specifikacije

Snaga

Napon: DC 5 V

Tehničke specifikacije

Baterija: Može se puniti

Vrijeme rada (puna baterija do pražnjenja): 14 dana****

Potrošnja energije: Stanje pripravnosti bez prikaza <0,5 W

Vrsta baterije: Linij-ionska

Dizajn i završna obrada

Boja: Sugar rose

Servis

Jamstvo: 2-godišnje ograničeno jamstvo

Jednostavnost uporabe

Indikator baterije: Indikator baterije prikazuje status baterije

Drška: Tanak ergonomski dizajn

Sustav glave četkice: Glave četkice lako se postavljaju pritiskom

Predmeti u kompletu

Drška: 1 serije 2100

Glava četkice: 1 standardna C1 ProResults

Punjač: 1

Radne značajke čišćenja

Odlične radne značajke: Uklanja do 3 puta više naslaga*

Brzina: Do 31 000 poteza četkicom u minuti

Mjerač vremena: Quadpacer i SmarTimer

Načini rada

Clean (čišćenje): Za odlično svakodnevno čišćenje

