

PHILIPS

sonicare

Sonična električna
četkica s aplikacijom

DiamondClean 9000

Lakše čišćenje zuba uz pomoć
aplikacije

Ugrađeni senzor za pritisak

Pametno prepoznavanje glave
četkice

4 načina rada, 3 intenziteta



HX9911/94



Bjelji, zdraviji zubi za cijeli život

Bjelji zubi u samo 1 danu****

Najbolje Philips Sonicare izbjeljivanje u našoj najelegantnijoj soničnoj električnoj četkici za zube. Prijedite na Philips Sonicare.

Uživajte u modernom i praktičnom dizajnu

- Jednostavno punjenje i dopadljiv stil

Korisnici DiamondClean uživaju u poboljšanoj oralnoj higijeni

- Gruba prema naslagama, nježna prema desnama
- Uklanja do 10 puta više naslaga* za dubinsko čišćenje

Neka se DiamondClean 9000 prilagodi vašim potrebama

- Prilagoden doživljaj pranja zubi
- Upozorava vas kada pritišćete prejako
- BrushSync automatski će odabrati najbolji način rada za vas
- Uvijek ćete znati kad trebate zamijeniti glave četkice

Pratite napredak personaliziranim izvješćem o napretku

- Usvojite i zadržite zdrave navike

Istaknute značajke

Uklanja do 10 puta više naslaga*




S glavom četkice C3 Premium Plaque Control znate da dobivate najdublje moguće čišćenje. Meka, fleksibilna vlakna dizajnirana su za zakretanje po konturama vaših zubi, osiguravajući 4x veći kontakt s površinom** i do 10x više uklanjanja naslaga s teško dostupnih mjesta.

C3 Premium Plaque Control



Glava četkice C3 Premium Plaque Control dizajnirana je za do sada najdublje čišćenje. Meka, fleksibilna vlakna savršeno prate konturu vaših zubi, osiguravajući 4x veći kontakt s površinom za uklanjanje naslaga s teško dostupnih mjesta.

Izvešće o napretku



DiamondClean 9000 pruža vam potrebno navođenje za poboljšanje i održavanje zdravih navika čišćenja između kontrola kod zubara. Ugrađeni pametni senzori upozoravaju vas na prejak pritisak, a povezivanjem iskustva pranja s aplikacijom Sonicare osiguravate

personalizirano izvješće o napretku koje vam ukazuje smjer i prikazuje napredak kroz vrijeme.

4 načina rada, 3 intenziteta




DiamondClean 9000 omogućuje pranje u načinima rada Clean (čišćenje), White+ (izbjeljivanje+), Gum Health (zdravlje desni) i Deep Clean+ (dubinsko čišćenje+) koji brinu za vaše potrebe pranja zubi. Način rada Clean izvrstan je za svakodnevno pranje zubi, White+ za uklanjanje mrlja, Gum Health za nježno, ali učinkovito čišćenje desni, a Deep Clean+ za osvježavajuće dubinsko čišćenje. Tri intenziteta na omogućuju odabir između više postavke za energičnije čišćenje i niže za osjetljivija usta.

BrushSync uparivanje načina rada



Pametne glave četkice osiguravaju primjenu odgovarajućeg načina i intenziteta za najbolje moguće pranje. Na primjer, recimo da upotrebljavate glavu četkice W3 Premium White. Tehnologija BrushSync četkice DiamondClean 9000 automatski sinkronizira glavu četkice s načinom rada White+ radi izbjeljivanja zubi.

Ugrađeni senzor za pritisak



Možda vi nećete primijetiti da pritisćete prejako, no DiamondClean 9000 hoće. Ako trebate popustiti, glava četkice emitirat će pulsirajući zvuk. To je upozorenje da rad prepustite glavi četkice. 7 od 10 osoba smatra kako im je ova značajka omogućila bolje pranje zubi.

Podsjetnik za zamjenu BrushSync



Sve glave četkica troše se s vremenom, stoga trebate pratiti svoju kako biste osigurali odlične performanse. Naša tehnologija BrushSync prati koliko dugo upotrebljavate glavu četkice te koliko ste jako pritisicali. Podsjetnik za zamjenu tehnologije BrushSync na dršci i kratki zvučni signal upozoravaju vas kada je vrijeme za zamjenu.

Dugotrajna baterija



Vaša četkica DiamondClean 9000 s jednim punjenjem i uz redovnu upotrebu može trajati do dva tjedna.

Specifikacije

Mogućnost povezivanja

Bluetooth® bežična tehnologija: Povezana aplikacija za pranje zuba

Snaga

Napon: 110 – 220 V

Tehničke specifikacije

Baterija: Može se puniti

Vrijeme rada (puna baterija do pražnjenja): 14 dana***

Vrsta baterije: Linij-ionska

Dizajn i završna obrada

Boja: Rose gold

Servis

Jamstvo: 2-godišnje ograničeno jamstvo

Kompatibilnost

Android kompatibilnost: Android telefoni,

Tableti s podrškom za Bluetooth 4.0

iOS kompatibilnost: iPad 3. gen. ili noviji,

iPhone 4S ili noviji, uz iOS7 ili noviji, s

operacijskim sustavom iOS7

Jednostavnost uporabe

Drška: Tanak ergonomski dizajn

Kompatibilnost drške: Glave četkice lako se postavljaju pritiskom

Podsjetnik za zamjenu: Kako biste uvijek osigurali najbolje rezultate, ikona podsjetnika svijetli

Predmeti u kompletu

Drška: 1 DiamondClean 9000

Putna torbica: Prijenosno USB kućište za punjenje

Glave četkice: 1 C3 Premium Plaque Control

Staklena čaša za punjenje: 1

Baza za punjenje: 1

Radne značajke čišćenja

Brzina: Do 62.000 poteza četkice u minuti

Rad: Uklanja do 10 puta više naslaga*

Prednosti izbjeljivanja: Izbjeljuje zube u jednom danu*

Mjerač vremena: BrushPacer i SmartTimer

Povratne informacije za pritisak: Drška vibrira kako bi upozorila korisnika

Načini rada

3 intenziteta: Visoka, Niska, Srednja

Clean (čišćenje): Za odlično svakodnevno čišćenje

Deep Clean+: Pruža osvježavajuće dubinsko čišćenje

Zdravlje desni: Pruža nježno, ali učinkovito čišćenje desni

White+: Za uklanjanje mrlja

Napredna tehnologija senzora

Senzor za pritisak: Upozorenje u slučaju presnažnog četkanja

Podsjetnici za zamjenu BrushSync: Uvijek ćete znati kada, zamijeniti glave četkice

Tehnologija BrushSync: Povezuje pametnu dršku i, pametnu glavu četkice

Podrška za softver

Ažuriranja softvera: Tvrtka Philips nudi odgovarajuća ažuriranja softvera za razdoblje od 2 godina nakon datuma kupnje.

