

PHILIPS

sonicare

Mēles birstes

TongueCare+

2 kompl.

Uzspaužams

Nesatur lateksu

BrushSync savienošanas funkcija

HX8072/01



Philips Sonicare jūsu mēles tīrībai

Vienīgais mēles tīrītājs ar Sonicare spēku

Pārveidojiet Philips Sonicare zobu suku par elektrisku mēles tīrītāju ar Sonic spēku! Mūsu viedās TongueCare+ mēles birstes īpaši izstrādātais MicroBristles uzgalis kopā ar Philips Sonicare BreathRx mēles tīršanas aerosolu rūpīgi notīra mēli.

An easy addition to your oral care routine

- Ar vienu klikšķi pārveidojams no zobu suku par mēles tīrītāju
- Viegli aizsniedz ikvienu mēles daļu

Innovative technology

- MicroBristles uzgaļa 240 sariņi saudzīgi un visaptveroši tīrīšanai
- Philips Sonicare jūsu mēles tīrībai
- Automātiski savienojas ar jūsu zobu suku rokturi


Izceltie produkti

Vienkārši uzspraužams



TongueCare+ mēles birste vienā mirklī pārvēš jūsu Philips Sonicare zobu suku par elektrisku mēles tīrītāju ar Sonic spēku. Jebkura mēles birste ir uzspraužama uz Philips Sonicare zobu suku roktura — gluži tāpat kā standarta birstes uzgalis. Šis inovatīvās mēles birstes ir vienkārši lietot, nomainīt un tīrīt, un tās ir saderīgas ar visiem Philips Sonicare uzspraužamo zobu suku rokturiem. Papildiniet savu mutes kopšanas ikdienas rituālu ar mēles tīrīšanu — tas ir ērti un vienkārši! Šī mēles birste ir saderīga ar visiem Philips Sonicare zobu suku rokturiem, izņemot PowerUp Battery un Essence.


Nevainojamai mēles tīrībai



Lai nodrošinātu nevainojamu mēles tīrību, mēles birstei ir jāpiekļūst ikvienai mēles daļai — to var ērti izdarīt, pateicoties

TongueCare+ mēles birstes ergonomiskajai formai. Birstes elastīgais un kompaktais uzgalis viegli notīra nepatīkamu elpu izraisošas baktērijas no visiem nostūriem un starpām.

Viedā savienošanas funkcija



Viedajā TongueCare+ mēles birstē ir integrēta mikrohēma, kas veido sakarus ar zobu suku rokturi. Līdzko mēles birste tiek uzsprausta, rokturis to automātiski atpazīst un izvēlas mēles tīrīšanai piemērotāko darbības režīmu un intensitātes līmeni. Jums atliek vien nospiegt ieslēgšanas pogu.

MicroBristles



TongueCare+ mēles birstei ir 240 gumijas MicroBristles sariņi, kas ir īpaši piemēroti mēles mīkstās un porainās virsmas tīrīšanai. Elastīgie MicroBristles sariņi pielāgojas mēles

virsmas izliekumiem, saudzīgi tos notīrot un atbrīvojot no baktērijām, kā arī ļaujot intensīvāk iedarboties Philips Sonicare BreathRx mēles tīrīšanas aerosolam, kas iznīcina uz mēles virsmas esošās baktērijas. Mēles birstes kompaktais dizains ļauj ērti piekļūt jebkurai mēles daļai.

Sonic tehnoloģija



TongueCare+ ir vienīgais mēles tīrītājs ar Philips Sonicare spēku, kas notīra nepatīkamu elpu izraisošās baktērijas ar katru birstes vēzienu. Mēles birste ar 31 000 vibrāciju minūtē atbrīvos jūsu mēli no aplikuma, notīrīs nepatīkamu elpu izraisošās baktērijas un ļaus intensīvāk iedarboties

Philips Sonicare BreathRx mēles tīrīšanas aerosolam. Jūs uzreiz sajūtosiet mēles tīrību un varēsiet ilgāk izbaudīt svaigu elpu.

Specifikācijas

Dizains un apdare

Krāsa: Balta

Dizains un apdare

Viedā birstes uzgaļa atpazīšanas funkcija

Materiāls

Elastomērs: Nesatur lateksu

Saderība

Birstes uzgaļu sistēma: Uzspaužams
Piemērots šiem modeļiem: 2 sērijas aplikuma kontrole, 2 sērijas aizsardzība pret aplikumu, 3 sērijas smaganu veselība, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+,

HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, Series 1100, 2100 sērija, Series 3100, Prestige 9900, DiamondClean 9000, ProtectiveClean

Komplektā iekļautie piederumi

Suku uzgaļi: 2 TongueCare+ mēles birstes

