

Philips Sonicare AirFloss  
Interdentalna četkica s  
punjivom baterijom

**Može se puniti**  
s jednom mlaznicom



HX8111/02

## Philips AirFloss – jednostavniji način čišćenja koncem

Nježno i učinkovito poboljšava oralno zdravlje

Ako čišćenje zubnim koncem nije dio vaše rutinske oralne njege, ne uklanjate bakterije koje se mogu nakupiti između zuba. Sonicare AirFloss tvrtke Philips pomaže u svakodnevnom dubinskom čišćenju i oslobađa vas muke prilikom uporabe zubnog konca.

### **Achieve a 30-second clean**

- Jednostavan rad uz dodir samo jednog gumba; jednostavno kao pritisak tipke miša

### **Dokazano poboljšanje oralnog zdravlja**

- Uklanja do 99,9 % naslaga

### **Jednostavno: usmjerite i pritisnite**

- Spremnik jednostavan za punjenje
- Nastavak za navođenje za lako postavljanje
- Tehnologija Microburst čisti na dodir gumba
- Tanki kutni mlaznici za lako dopiranje čak i do teško dostupnih područja
- Tanki drška jednostavna za korištenje
- Odgovara standardnim punjačima serije Sonicare
- Punjenje svaka dva tjedna

**PHILIPS**  
**sonicare**

Interdentarna četkica s punjivom baterijom  
Može se puniti s jednom mlaznicom

HX8111/02

## Istaknute značajke

### Tehnologija Microburst



Tehnologija Microburst daje brzi mlaz zraka pod tlakom i mikro kapljice vode za dubinsko čišćenje područja između zuba gdje četkica ne može doprijeti

### Jednostavan rad uz dodir samo jednog gumba



Jednostavan rad uz dodir samo jednog gumba za lako čišćenje u 60 sekundi.

### Tanka kutna mlaznica



Tanka kutna mlaznica za lako dopiranje čak i do teško dostupnih područja

### Vrh za navođenje



Jednostavno klizite nastavkom za navođenje po liniji desni sve dok se osjetite da se nalazi između zuba. Osigurava lako postavljanje, čak i na teško dostupnim stražnjim zubima.

### Spremnik jednostavan za punjenje



Spremnik jednostavan za punjenje koristi manju količinu vode za manje nereda. Napunite ga vodicom za ispiranje usta za bolju zaštitu usne šupljine.

### Tanka drška jednostavna za korištenje




Jednostavno pomicanje u ustima.

### Odgovara punjačima serije Sonicare



Potreban je samo jedan punjač za punjenje proizvoda serije Sonicare.

### Uklanja do 99,9 % naslaga



AirFloss upotrebljava mikrokapi zraka i vode ili vodicu za ispiranje usta kako bi uklonio do 99 % više naslaga na području između zuba\*

### Punjenje svaka dva tjedna

Philips AirFloss traje dva tjedna između punjenja.

# Specifikacije

## Snaga

- Napon: Višenaponski punjač

## Tehničke specifikacije

- Baterija: Može se puniti
- Vrijeme rada (puna baterija do pražnjenja): 2 tjedna ili 14 korištenja u cijelim ustima
- Vrijeme rada: Mlaznicu je potrebno zamijeniti 6 mjeseci

## Tehnički podaci

- Vrijeme punjenja: 24 hour(s)

## Servis

- Jamstvo: 2-godišnje ograničeno jamstvo

## Jednostavnost uporabe

- Indikator baterije: Potrebu za punjenjem naznačuje treperenje svjetla gumba za uključivanje/isključivanje
- Drška: Tanak ergonomski dizajn



Datum izdavanja  
2022-09-12

Verzija: 2.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* U usporedbi sa korištenjem samo obične četkice