

PHILIPS

sonicare

Två soniska
eltandborstar

HealthyWhite

3 lägen

Två borsthuvuden

HX6732/33



Vita, hälsosammare tänder

Den ultimata tandborsten för vitare tänder

Alla älskar ett brett vitt leende. Det är bevisat att den elektriska Sonicare HealthyWhite-tandborsten tar bort vanliga fläckar på bara två veckor om du använder rengörings- och vitläget (Clean & White) regelbundet.

Ger bevisat bättre munhälsa

- Kliniskt dokumenterat säkert och skonsamt
- Naturligt vitare tänder med patenterad sonisk teknologi.

Guides you to follow dental recommendations

- Quadpacer-timer med intervall uppmuntrar till noggrann borstning
- Tvåminuterstimern hjälper dig att följa den rekommenderade borstningstiden

Provides a superior clean

- Sonicares soniska teknologi pressar in vatten även mellan tänderna
- Vinklad borsthuvudshals gör det enklare att nå de bakre tänderna

Offers a customized brushing experience

- Easy-start-program – så att du aklimatiserar dig till Sonicare-upplevelsen
- Rengörings- och vitläget (Clean and White): bevisat effektivt mot fläckar
- Rengöringsläget (Clean): Standardläge för 2 minuter
- Läget för skonsam borstning: Skonsam rengöring av tänder och tandkött

Funktioner

Sonisk teknologi




Philips Sonicare-eltandborstens unika dynamiska rengöring når försiktigt och effektivt djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten.

Vinklad borsthuvudshals



Den unikt vinklade borsthuvudshalsen på det här tandborsthuvudet gör det lättare att nå de bakre tänderna och ta bort tandsten på svåråtkomliga ställen.

Naturligt vitare tänder



Tandborstens soniska teknologi och den stora kontaktytan med varje tand har visat sig vara effektiv för att avlägsna fläckar och hålla tänderna naturligt vita.

Säkert och skonsamt



Philips Sonicare är en skonsam elektrisk tandborste för tandställning (borsthuvudet slits snabbare när det används på tandställningar) och är dessutom säker för tandlagningar (fyllningar, kronor, skalfasader) och parodontala fickor.

SmarTimer




Tvåminuterstimern på den här elektriska Philips Sonicare-tandborsten hjälper dig att följa den borstningstid som rekommenderas av tandvårdspersonal.

Quadpacer



Timer med 30-sekundersintervall anger när du är klar med varje fjärdedel av munnen ger en mer konsekvent rengöring i hela munnen

Easy-start-program



Ökar styrkan försiktigt vid de 14 första borstningstillfällena så att du kan anpassa dig till den elektriska Philips Sonicare-tandborsten

Rengörings- och vitläget (Clean and White)



Två minuter i rengöringsläget (Clean) med ytterligare 30 sekunder i vitläget (White) för att fokusera på de synliga framtänderna. Tar bort fläckar som kaffe, te, tobak och rödvin. Gör tänderna två nyanser vitare på bara två veckor.*

Rengöringsläget (Clean)

För enastående daglig rengöring. Hjälper till att bibehålla blekningsbehandling.

Skonsam rengöring av tänder och tandkött



Philips Sonicare-tandborste med läge för skonsam borstning (Sensitive): Skonsam men noggrann rengöring av känsligt tandkött



Specifikationer

Effekt

Spänning: 110–220 V

Tekniska specifikationer

Drifttid (full till tom): Upp till 3 veckor**

batteri: Laddningsbar

Batterityp: Litiumjon

Design och finish

Färg: Frostvit

Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

Lättanvänd

Borsthuvudsystem: Borsthuvud som enkelt knäpps på

Batteriindikator: Lampan visar batteristatusen

Handtag: Tunn, ergonomisk design,

Gummihandtag för enkel användning

Borstningstid: Upp till 3 veckor**

Medföljande tillbehör

Handtag: 1 HealthyWhite

Borsthuvuden: 1 ProResults, standard, 1

DiamondClean, standard

Laddare: 1

Rengöringsprestanda

Hälsofördelar: Bidrar till att förbättra munhälsan

Prestanda: Tar bort upp till 90 % av alla fläckar *

Hastighet: Upp till 62000 borströrelser/min

Timer: Quadpacer och SmarTimer

Ger synbart vitare tänder: Bleker tänderna upp till två nyanser

Lägen

Rengöra: För överlägsen daglig rengöring

Sensitive: Skonsam rengöring av tänder och tandkött

Clean & White: 2 min. Clean + 30 sek. White

