

PHILIPS

sonicare

Sonisk eltandborste

CleanCare

Ett läge

1 borsthuvud

HX5350/02



Elektrisk tandborste för bättre plackborttagning

Den ultimata tandborsten

Med den unika och dynamiska elektriska tandborsten Philips Sonicare HX5350/02 kommer du åt att borsta varsamt mellan tänderna och längs tandköttet.

Ger bevisat bättre munhälsa

- Kliniskt dokumenterat säkert och skonsamt
- Philips Sonicare-tandborsten gör tänderna vitare

Guides you to follow dental recommendations

- Tvåminuterstimern hjälper dig att följa den rekommenderade borstningstiden

Provides a superior clean

- Sonicares soniska teknologi pressar in vatten även mellan tänderna
- Vinklad borsthuvudshals gör det enklare att nå de bakre tänderna
- Tar bort upp till 2x mer plack än manuella tandborstar
- Den soniska teknologin pressar in vatten även mellan tänderna

Offers a customized brushing experience

- Easy-start-program – så att du acklimatiserar dig till Sonicare-upplevelsen

Funktioner

Sonisk teknologi



Philips Sonicare-eltandborstens unika dynamiska rengöring når försiktigt och effektivt djupt mellan tänderna och längs tandköttsskanten.

Vinklad borsthuvudshals



Den unikt vinklade borsthuvudshalsen på det här tandborsthuvudet gör det lättare att nå de bakre tänderna och ta bort tandsten på svåråtkomliga ställen.

Säkert och skonsamt



Philips Sonicare är en skonsam elektrisk tandborste för tandställning (borsthuvudet slits snabbare när det används på


tandställningar) och är dessutom säker för tandlagningar (fyllningar, kronor, skalfasader) och parodontala fickor.

SmarTimer



Tvåminuterstimern på den här elektriska Philips Sonicare-tandborsten hjälper dig att följa den borstningstid som rekommenderas av tandvårdspersonal.

Easy-start-program



Ökar styrkan försiktigt vid de 14 första borstningstillfällena så att du kan anpassa dig till den elektriska Philips Sonicare-tandborsten

Håller tänderna vita



Den här elektriska Sonicare-tandborsten från Philips hjälper till att ta bort och reducera fläckar på tänderna, vilket ger dig ett vackrare leende.

Tar bort upp till 2x mer plack



Patenterad sonisk teknologi tar bort upp till 2x mer plack än manuellagi tar bort upp till 2x mer plack än manuella tandborstar.

Patenterad sonisk teknologi



Den elektriska Sonicare-tandborstens unika dynamiska rengöring når försiktigt och effektivt djupt mellan tänderna och längs tandköttsskanten.



Specifikationer

Design och finish

Färg: Vit

Effekt

Spänning: 110–120 V, 50–60 Hz, 220–240 V, 50–60 Hz

Tekniska specifikationer

batteri: Laddningsbar

Laddningstid: 24 hr

Strömförbrukning: 0,9/1,1 W

Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

Lättanvänd

Borsthuvudsystem: Borsthuvuden som enkelt skruvas fast

Batteriindikator: Lampan i strömbrytaren blinkar för att visa när du behöver ladda

Borstningstid: 28 st. 2-minutersborstningar ELLER 2 veckor

Medföljande tillbehör

Laddare: 1 laddare

Laddarbasenhet: 1

Rengöringsprestanda

Prestanda: Bättre plackborttagning än med manuella tandborstar

Hälsofördelar: Bidrar till att förbättra munhälsan

Borsthuvuden: 1 standardborsthuvud i e-serien

Hastighet: Upp till 31 000 borströrelser/min

Timer: SmarTimer

Ger synbart vitare tänder: Tar bort te- och kaffe-fläckar samt andra fläckar

