

PHILIPS

sonicare

Spazzolino elettrico
sonico

ProtectiveClean
4300

Sensore di pressione integrato

1 modalità di pulizia

Funzione BrushSync



HX6807/28



Denti più bianchi. Con delicatezza.

Rende i denti più bianchi in appena 1 settimana.

Grazie al nostro sensore di pressione puoi sentire la differenza di una pulizia delicata mentre spazzoli i tuoi denti, in una settimana.

Proven to improve oral health

- Sicura e delicata sulle aree sensibili, sugli impianti e sugli apparecchi odontoiatrici
- Denti bianchi in una sola settimana

Progettato su misura per te

- Il programma Easy-Start ti aiuta a familiarizzare con la tua routine Philips Sonicare
- Incoraggiamento a una pulizia accurata
- Semplifica i tuoi spostamenti

Innovative technology

- Ti avverte se stai esercitando troppa pressione
- Non dimenticare mai di sostituire le testine
- Tecnologia sonora avanzata Philips Sonicare
- Connette il manico dello spazzolino intelligente alle testine

In evidenza

Denti naturalmente più bianchi



Inserisci la testina W2 Optimal White per rimuovere le macchie superficiali e svelare un sorriso più bianco. Dotata di setole centrali più fitte, pensate appositamente per rimuovere le macchie, è clinicamente testata per sbiancare i denti in una sola settimana.

Tecnologia Philips Sonicare



La tecnologia sonora avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

Tecnologia BrushSync



Una tecnologia con microchip che rileva e sincronizza la testina e il manico dello spazzolino intelligente. Il manico e la testina costituiscono una combinazione vincente che consente di ricevere promemoria per la sostituzione della testina.

Monitora la pressione applicata




Una pressione eccessiva può danneggiare denti e gengive. Per evitare che accada, Philips Sonicare ProtectiveClean emette un leggero suono pulsante per ricordarti di esercitare meno forza.

Promemoria per la sostituzione della testina BrushSync



Tutte le testine si usano con il tempo. Ma la nostra tecnologia BrushSync monitora da quanto tempo e con quale frequenza stai utilizzando la testina dello spazzolino. Quando è il momento di sostituirla, una spia sul manico e un breve segnale acustico te lo ricorderanno. In questo modo, avrai sempre la certezza che la tua testina stia pulendo in modo efficace.

Impara con facilità una nuova routine



Abituarsi a qualcosa di nuovo può richiedere un po' di tempo. Il nostro programma Easy-Start ti offre la possibilità di un graduale ma delicato aumento della potenza, per i primi 14 usi del tuo nuovo lo spazzolino.

Sicuro e delicato



Prova un'esperienza di pulizia sicura: la nostra tecnologia sonora è adatta per chi ha apparecchi ortodontici, capsule, corone o coperture e aiuta a prevenire la carie e le malattie gengivali.

Timer utili



Hai bisogno di uno spazzolino elettrico con un timer? Il nostro QuadPacer ti permette di sapere quando hai dedicato il tempo giusto alla pulizia di ogni parte del cavo orale, mentre la nostra funzione Smartimer ti indica quando sono trascorsi i due minuti consigliati per la pulizia.

Pratica custodia da viaggio e caricatore



La custodia da viaggio premium consente di conservare lo spazzolino in modo igienico, mentre il caricatore da viaggio compatto ti permetterà di averlo sempre pronto all'uso. Una singola ricarica completa garantisce due settimane di utilizzo regolare, mentre il caricatore sarà il tuo biglietto per viaggi più lunghi.

Specifiche

Assorbimento

Voltaggio: 110-220 V

Specifiche tecniche

Autonomia (da completamente carica a scarica): Fino a 2 settimane

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Aspetto e rifiniture

Colore: Bianco e menta

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Facilità d'uso

Indicatore di stato della batteria: La spia della batteria mostra lo stato di carica

Compatibilità del manico: Testine ad aggancio semplice

Manico: Design ergonomico e compatto

Tempo di funzionamento: Fino a 2 settimane

Accessori inclusi

Testine: 1 W2 Optimal White

Manico: 1 ProtectiveClean

Caricabatterie: 1

Custodia da viaggio: 1

Prestazioni di pulizia

Velocità: Fino a 62000 movimenti/min

Benefici per la salute: Per migliorare le condizioni delle gengive in sole due settimane,

Aiuta a ridurre il rischio di carie

Timer: Quadpacer e SmarTimer

Feedback sulla pressione esercitata:

Vibrazione del manico per avvertire l'utente

Modalità

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

2 intensità: Bassa, Alta

Tecnologia con sensore di movimento intelligente

Sensore di pressione: Avvisa quando viene esercitata una pressione eccessiva

Promemoria per la sostituzione della testina

BrushSync: Per sapere sempre quando, sostituire la testina

