

# PHILIPS

## sonicare



Spazzolino elettrico  
sonico

ProtectiveClean 4500

Sensore di pressione integrato

2 modalità di pulizia

Funzione BrushSync



HX6830/44

## Denti più bianchi. Con delicatezza.

Rende i denti più bianchi in appena 1 settimana.

Grazie al nostro sensore di pressione puoi sentire la differenza di una pulizia delicata mentre spazzoli i tuoi denti, in una settimana.

### Proven to improve oral health

- Sicura e delicata sulle aree sensibili, sugli impianti e sugli apparecchi odontoiatrici
- Denti bianchi in una sola settimana

### Progettato su misura per te

- Incoraggiamento a una pulizia accurata
- Un ottimo modo per abituarsi al nuovo spazzolino

### Innovative technology

- Non dimenticare mai di sostituire le testine
- Tecnologia sonora avanzata Philips Sonicare
- Ti avverte quando stai esercitando troppa forza
- Connette il manico dello spazzolino intelligente alle testine

### Pulizia ottimale

- Modalità Clean e White

# ProtectiveClean 4500

Spazzolino elettrico sonico

HX6830/44

## In evidenza

### Denti naturalmente più bianchi



Inserisci la testina W2 Optimal White per rimuovere le macchie superficiali e svelare un sorriso più bianco. Dotata di setole centrali più fitte, pensate appositamente per rimuovere le macchie, è clinicamente testata per sbiancare i denti in una sola settimana.

### Modalità Clean e White



Sia che tu voglia concentrarti sulla rimozione della placca o su denti più bianchi, questo spazzolino elettrico sbiancante è la soluzione giusta per te. La modalità Clean offre una pulizia superiore, mentre la modalità White è ideale per eliminare le macchie superficiali.

### Sicuro e delicato



Prova un'esperienza di pulizia sicura: la nostra tecnologia sonora è adatta per chi ha apparecchi ortodontici, capsule, corone o coperture e aiuta a prevenire la carie e le malattie gengivali.

### Tecnologia BrushSync



Philips Sonicare 4500 è dotato di una tecnologia con microchip che rileva e sincronizza la testina e il manico dello spazzolino intelligente. Il manico e la testina costituiscono una combinazione vincente che consente di ricevere promemoria per la sostituzione della testina.

### Promemoria per la sostituzione della testina BrushSync



Tutte le testine si usano con il tempo. Ma la nostra tecnologia BrushSync monitora da quanto tempo e con quale frequenza stai utilizzando la testina dello spazzolino. Quando è il momento di sostituirla, una spia sul manico e un breve segnale acustico te lo ricorderanno. In questo modo, avrai sempre la certezza che la tua testina stia pulendo in modo efficace.

### Timer utili



Hai bisogno di uno spazzolino elettrico con un timer? Il nostro QuadPacer ti permette di sapere quando hai dedicato il tempo giusto alla pulizia

di ogni parte del cavo orale, mentre la nostra funzione Smartimer ti indica quando sono trascorsi i due minuti consigliati per la pulizia.

### Tecnologia Philips Sonicare



La tecnologia sonora avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

### Programma Easy-Start



Abituarsi a qualcosa di nuovo può richiedere un po' di tempo. Ecco perché il nostro programma Easy-Start ti offre la possibilità di un graduale, ma delicato, aumento della potenza di pulizia per i primi 14 usi del tuo nuovo spazzolino Philips Sonicare ProtectiveClean 4500.

# ProtectiveClean 4500

Spazzolino elettrico sonico

HX6830/44

## Specifiche

### Assorbimento

Voltaggio: 110-220 V

### Specifiche tecniche

Autonomia (da completamente carica a scarica):

Fino a 2 settimane

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

### Aspetto e rifiniture

Colore: Nero, grigio

### Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

### Facilità d'uso

Indicatore di stato della batteria: La spia della batteria mostra lo stato di carica

Compatibilità del manico: Testine ad aggancio

semplice

Manico: Design ergonomico e compatto

Tempo di funzionamento: Fino a 2 settimane

Avviso di sostituzione: Per garantire sempre risultati ottimali, l'icona del promemoria si illumina

### Accessori inclusi

Testine: 1 W2 Optimal White

Manico: 1 ProtectiveClean

Caricabatterie: 1

### Prestazioni di pulizia

Benefici per la salute: Aiuta a ridurre il rischio di carie

Velocità: Fino a 62000 movimenti/min

Effetto denti più bianchi: Denti bianchi in 1 settimana

Timer: Quadpacer e SmarTimer

Feedback sulla pressione esercitata: Vibrazione del manico per avvertire l'utente

### Modalità

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

Bianco: Rimuove le macchie superficiali

### Tecnologia con sensore di movimento intelligente

Sensore di pressione: Avvisa quando viene esercitata una pressione eccessiva

Promemoria per la sostituzione della testina

BrushSync: Per sapere sempre quando, sostituire la testina

