


Philips Sonicare  
AirFloss Ultra - sistema di  
pulizia interdentale

Con spazzolino DiamondClean  
Con 1 beccuccio e 1 testina  
Bicchiere di ricarica, custodia USB



HX8491/03

## Gengive più sane in 2 settimane\*\*

Progettato per chi non usa il filo interdentale

AirFloss Ultra\*\*\*\* è il modo più semplice ed efficace per pulire gli spazi interdentali. AirFloss Ultra può essere utilizzato con collutorio o con acqua. Test clinici ne confermano un'efficacia pari al filo interdentale. Ideale per chi non usa il filo regolarmente.\*\*

### Improves oral health

- Efficacia clinicamente testata pari al filo interdentale per la salute delle gengive\*\*
- Rimuove fino al 99,9% della placca\*\*\*
- Aiuta a prevenire la carie tra i denti
- Denti due volte più bianchi rispetto a uno spazzolino manuale

### Provides a superior clean

- Testina DiamondClean per ottenere i migliori risultati dal tuo spazzolino Sonicare
- Progettata per ottimizzare il movimento sonico

### Superior technology

- Tecnologia ad aria e micro-gocce
- Beccuccio ad alte prestazioni
- Impostazioni personalizzabili fino a tre getti

### The easiest way to effectively clean between teeth

- Impiega solo 60 secondi: punta, premi e pulisci!
- Un modo semplice per acquisire una sana abitudine

**PHILIPS**  
**sonicare**

## In evidenza

### Denti 2 volte più bianchi



Lo spazzolino Philips Sonicare rende i denti 2 volte più bianchi rispetto a uno spazzolino manuale in solo 1 settimana. Rimuove fino al 100% in più delle macchie per denti più bianchi in appena 1 settimana.

### Movimento sonico ottimizzato




Le testine Philips Sonicare sono il punto di forza della nostra tecnologia ad alta frequenza e ampiezza, in quanto eseguono fino a 31.000 movimenti al minuto. L'innovativa tecnologia sonica parte dal manico fino ad arrivare alla testina, creando delle microbolle che, grazie a un'azione fluidodinamica, penetrano tra gli spazi interdentali e lungo il bordo gengivale. Pulizia efficace e delicata, sempre.

### Rimuove fino al 99,9% della placca\*




AirFloss Ultra rimuove fino al 99,9% di placca dalle zone trattate.\*\*

### Tecnologia a micro-gocce




La nostra tecnologia combina aria e micro-gocce di collutorio o acqua per una pulizia profonda ma delicata tra i denti e lungo il bordo gengivale.

### Acquisisci una sana abitudine in modo semplice



La pulizia interdentale è essenziale per la salute del cavo orale. AirFloss Ultra pulisce a fondo fra i denti, aiutandoti a creare una sana abitudine.

### Aiuta a migliorare la salute delle gengive



Philips Sonicare AirFloss Ultra è clinicamente testato per migliorare la salute delle gengive al pari del filo interdentale.\*\* Aiuta a migliorare la salute delle gengive in sole due settimane.

### Pulisce in soli 60 secondi




Con AirFloss Ultra bastano meno di 60 secondi al giorno per una pulizia completa. Basta selezionare la frequenza del getto (singola, doppia o tripla) e tenere premuto il pulsante di attivazione per getti continui automatici o premere e rilasciare il pulsante per regolare manualmente il getto.

### Aiuta a prevenire la carie



Rimuovendo delicatamente la placca che lo spazzolino non ha eliminato, Philips Sonicare AirFloss Ultra aiuta a prevenire la formazione di carie negli spazi interdentali.

### Beccuccio ad alte prestazioni



Il beccuccio del nuovo AirFloss Ultra ad alte prestazioni intensifica la potenza della nostra tecnologia ad aria e micro-gocce per una maggiore efficacia ed efficienza.

# Specifiche

## Assorbimento

- Voltaggio: Caricatore multitenzione

## Specifiche tecniche

- Batteria: Ricaricabile
- Tipo di batteria: Agli ioni di litio
- Tempo di carica: 24 ore per una ricarica completa

## Aspetto e rifiniture

- Colore: Black

## Assistenza

- Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

## Facilità d'uso

- Indicatore di stato della batteria: I LED sul manico mostrano il livello di ricarica
- Sistema con testine: Testine ad aggancio semplice
- Display: Display illuminato
- Manico: Design ergonomico e compatto
- Durata della batteria: 1-3 settimane\*\*\*\*
- Beccuccio: Aggancio e sgancio semplice

## Accessori inclusi

- Testine: 1 DiamondClean standard
- Manico: 1 DiamondClean
- Custodia da viaggio: Caricatore da viaggio USB
- Caricabatterie: 1

- Caricatore in vetro: 1
- Manico AirFloss Ultra: 1
- Beccuccio AirFloss Ultra: 1

## Prestazioni di pulizia

- Prestazioni: Rimuove fino al 99,9% di placca\*\*
- Velocità: Fino a 31.000 movimenti/min
- Benefici per la salute: Pulizia di tutta la bocca in 60 secondi, Migliora la salute delle gengive in sole 2 settimane\*
- Risultati dimostrati: Efficacia pari al filo interdentale, per migliorare la salute delle gengive, per ridurre la placca, per ridurre il sanguinamento delle gengive
- Impostazioni personalizzabili: Getto automatico o manuale, Frequenza del getto singola/doppia/tripla\*\*\*
- Per risultati ottimali: Sostituire il beccuccio ogni 6 mesi
- Effetto denti più bianchi: Denti 2 volte più bianchi\*
- Timer: Quadpacer e SmarTimer

## Modalità

- Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana
- Bianco: Rimuove le macchie superficiali
- Gum Care: Massaggia delicatamente le gengive
- Polacco: Per pulire i denti e renderli brillanti
- Sensitive: Pulizia delicata di denti e gengive



Data di rilascio  
2023-10-22

Versione: 5.0.2

EAN: 87 10103 81884 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* o sarai rimborsato

\*\* se usato in combinazione con uno spazzolino manuale e con un collutorio ad azione antibatterica in pazienti con gengiviti lievi o moderate; AirFloss favorisce la pulizia interdentale quotidiana. Consulta le domande frequenti nella scheda Supporto per ulteriori dettagli.

\*\*\* Dalle aree trattate; in uno studio di laboratorio. I risultati effettivi possono variare

\*\*\*\* Lo stesso prodotto, a seconda del paese e dei canali, può essere denominato AirFloss Ultra o AirFloss Pro.

\*\*\*\*\* a seconda della frequenza del getto selezionata