

# PHILIPS

## sonicare

Электрическая  
звуковая зубная щетка

3100 Series

Звуковая технология

Датчик давления

Функции QuadPacer и SmarTimer

Изящный эргономичный дизайн



HX3673/14



Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.

Удаляет зубной налет до 5 раз лучше\*

Звуковая технология в сочетании с конструкцией нашей зубной щетки обеспечивает в 5 раз более эффективное удаление налета\* по сравнению с обычной зубной щеткой.

#### Создано для вас

- 14 дней работы от аккумулятора
- Знает, когда нужно заменить чистящую насадку
- Комфорт в поездке

#### Повысьте эффективность чистки зубов

- Оптимальная чистка зубов со SmarTimer и QuadPacer

#### Простой переход к Sonicare

- Easy-Start для удобного перехода

#### Защищает десны

- Встроенный датчик давления защищает зубы и десны

#### Непревзойденная чистка

- Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку
- Удаляет зубной налет до 5 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой\*


## Особенности

### Передовая технология Sonicare




Быстрые движения щетинок создают поток микропузырьков из смеси воды и зубной пасты, который направляется вглубь межзубных промежутков и очищает налёт даже между зубами. Результат чистки зубов в течение 2 минут будет равнозначен 2 месяцам чистки зубов с помощью обычной зубной щетки\*\*. 31 000 выметающих движений в минуту аккуратно очищают межзубные промежутки, тем самым разрушая и вымывая налёт.

### В 5 раз лучше удаляет налёт\*



Клинически доказано, что электрическая зубная щетка Sonicare с передовой звуковой технологией удаляет налёт с поверхности зубов и линии десен до 5 раз эффективнее\* по сравнению с обычной зубной щеткой, в то же время обеспечивая защиту десен.

### Защищает десны



Встроенный датчик давления автоматически распознает давление на щетку, предупреждает пользователя и автоматически снижает

интенсивность вибраций зубной щетки для защиты десен. Зубная щетка издаст пульсирующий звуковой сигнал, если вам необходимо не так сильно давить на щетку. 7 из 10 пользователей оценили эффективность этой функции в формировании правильной техники чистки зубов.

### Функции SmartTimer и QuadPacer



2-минутный таймер SmartTimer и 30-секундный таймер QuadPacer помогут чистить зубы в течение рекомендованного времени для каждого участка полости рта, чтобы обеспечить оптимальный результат чистки.

### BrushSync: напоминания о замене



Все чистящие насадки изнашиваются, поэтому важно следить за тем, что ваша насадка все еще обеспечивает эффективную чистку зубов. Наша технология BrushSync отсчитывает период использования чистящей насадки и уровень давления на нее. BrushSync уведомит вас о необходимости замены на ручке щетки и издаст короткий звуковой сигнал, когда придет время заменить чистящую насадку на новую.

### Easy-Start



Наша программа Easy-Start обеспечивает постепенное и бережное увеличение мощности чистки зубов в течение первых 14 сеансов с вашей новой зубной щеткой.

### Высокая продолжительность работы батареи



Аккумулятора хватит на 14 дней использования, что позволит реже думать о необходимости зарядки.

### Тонкий дорожный футляр



Качественный чехол для путешествий обеспечивает гигиеничное хранение зубной щетки, а компактный размер зарядной базы позволяет заряжать ее через USB даже в пути. Щетку можно использовать в течение двух недель без подзарядки — однако почему бы не продлить путешествие?

# Характеристики

## Мощность

**Напряжение:** 5 В пост. тока

## Технические характеристики

**Время работы (от полной зарядки до полной разрядки):** 14 дней\*\*\*\*\*

**Батарея:** Перезарядка

**Тип элемента питания:** Литий-ионный

## Дизайн и отделка

**Цвет:** Черный

## Обслуживание

**Гарантия:** Ограниченная гарантия сроком на 2 года

## Удобство использования

**Индикатор батареи:** Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора

**Ручка:** Изящный эргономичный дизайн

**Система чистящих насадок:** Удобные съемные насадки

**BrushSync: напоминания о замене:** Индикатор замены, Знает, когда нужно, заменить чистящую насадку, В качестве напоминания загорается значок, для наилучших результатов

## В комплекте

**Дорожный футляр:** 1

**Зарядное устройство:** 1

**Ручка:** Серия 3100, 1 шт.

**Насадка для зубной щетки:** 1 стандартная насадка C1 ProResults

## Качество чистки

**Скорость:** 31 000 выметающих движений в минуту

**Высокое качество:** Удаляет до 3 раз больше налета\*

**Таймер:** Функции Quadpacer и SmartTimer

**Оценка силы нажатия:** Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

## Режимы

**Clean (Чистка):** Для ежедневной тщательной чистки

## Технология интеллектуального датчика

**Датчик давления:** Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы

**BrushSync: напоминания о замене:** Знает, когда нужно, заменить чистящую насадку

