

PHILIPS

sonicare

Spazzolino elettrico
sonico ricaricabile

For Kids

2 modalità

1 testina

8 adesivi

HX6311/07



La potenza sonora ottimizza la routine di pulizia del tuo bambino

Spazzolino elettrico per i bambini

Philips Sonicare For Kids è uno spazzolino elettrico per bambini dai 7 anni in su. Offre massima rimozione della placca, tecnologia sonora, adesivi personalizzabili e strumenti educativi per rendere la corretta pulizia dei denti sempre divertente.

Provides a superior clean

- L'azione di pulizia dinamica Sonicare diffonde il fluido tra i denti
- Rimuove una quantità maggiore di placca rispetto a uno spazzolino per bambini manuale

Per una pulizia dei denti ottimale

- KidTimer aiuta ad aumentare il tempo di pulizia
- 2 impostazioni adatte ai bambini consentono di ottenere una pulizia profonda e delicata
- 2 testine di dimensioni differenti disponibili
- Multi-impugnatura per genitori e bambini
- Preferito dai dentisti per i loro bambini
- Forma antiscivolo
- Divertenti adesivi K3 intercambiabili e personalizzabili

Perfetto per i sorrisi in crescita

- Testina in gomma ideata per proteggere i denti dei più piccoli

In evidenza

Testine adatte alle diverse età



Questo spazzolino elettrico Philips Sonicare presenta 2 testine di dimensioni differenti specificatamente ideate per pulire delicatamente e proteggere i denti durante le fasi cruciali dello sviluppo

KidTimer



Per aiutare i bambini a ottenere una buona igiene orale, questo spazzolino elettrico aumenta lentamente il tempo di pulizia nel corso di 90 giorni fino a raggiungere i 2 minuti consigliati dal dentista, per sviluppare buone abitudini in modo naturale.

Impostazioni



Con due modalità di funzionamento per bambini, questo spazzolino elettrico offre la pulizia più adatta alle diverse età; una modalità più delicata per i bambini più piccoli e una modalità più intensa per i bambini più grandi.

Adesivi



Consentono ai bambini di personalizzare il proprio spazzolino.

Massima rimozione della placca



Philips Sonicare For Kids rimuove fino al 75% in più di placca rispetto agli spazzolini manuali*

Multi-impugnatura



Progettato in modo ergonomico per aiutare i bambini a spazzolare i denti da soli

Tecnologia sonora



Dotato di un'esclusiva azione dinamica che raggiunge in maniera delicata ma efficace gli spazi interdentali e lungo il margine gengivale.

Preferito dai dentisti



Il 91% dei dentisti preferisce Philips Sonicare For Kids per i propri figli**

Testina in gomma



La testina in gomma di questo spazzolino elettrico è progettata per proteggere i denti in crescita

Forma anticivolo



Il design con manico resistente consente ai bambini di riporre lo spazzolino in posizione verticale e di applicare il dentifricio tenendolo in posizione orizzontale.

For Kids

Spazzolino elettrico sonico ricaricabile

HX6311/07

Specifiche

Assorbimento

Voltaggio: 100-240 V

Specifiche tecniche

Autonomia (da completamente carica a scarica):

Fino a 3 settimane**

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Aspetto e rifiniture

Colore: Aqua

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Facilità d'uso

Indicatore di stato della batteria: La spia della batteria mostra lo stato di carica

Display: Display illuminato

Sistema con testine: Testine ad aggancio semplice

Manico: Design ergonomico e compatto, Impugnatura di gomma per una presa migliore

Tempo di funzionamento: Fino a 3 settimane**

Accessori inclusi

Caricabatterie: 1

Manici: 1 Sonicare for Kids

Testine: 1 Sonicare for Kids standard

Adesivi: 8 adesivi per la personalizzazione, 2 adesivi bonus

Prestazioni di pulizia

Benefici per la salute: Per un'ottima igiene orale

Velocità: Fino a 62000 movimenti/min

Prestazioni: 75% più efficace*

Timer: KidTimer e Quadpacer

Modalità

Impostazioni: 2



* Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale

** Studio condotto da un laboratorio indipendente, su 58 bambini di età compresa tra i 7 e i 10 anni, sulla base di due sessioni di due minuti al giorno con la modalità standard.

** Studio interno condotto tra dentisti americani con bambini di età tra 4 e 10 anni

*** sulla base di due sessioni di due minuti al giorno