

PHILIPS

Συσκευή αποτρίχωσης
IPL με τεχνολογία SenselQ

Lumea IPL 8000 Series

Αισθητήρας SmartSkin

4 έξυπνα εξαρτήματα: σώμα,
πρόσωπο, μπικίνι, μασχάλες

Εφαρμογή Lumea IPL

Χρήση με καλώδιο



BRI947/00



Απολαύστε 12 μήνες* απαλότητας χωρίς τριχοφυΐα

Απολαύστε 12 μήνες απαλότητας χωρίς τριχοφυΐα*

Απολαύστε γρήγορη και εξατομικευμένη αποτρίχωση με το Lumea IPL 8000 Series. Με τεχνολογία SenselQ, έξυπνα εξαρτήματα και την εφαρμογή Lumea IPL, σας προσφέρει απαλότητα στο δέρμα που διαρκεί.

Ήπιο και αποτελεσματικό για απαλότητα στο δέρμα που διαρκεί

- Εφαρμογή μόνο 2 φορές τον μήνα για γρήγορα αποτελέσματα
- Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους για να είναι εύκολη και αποτελεσματική
- Εξαιρετικά μακρύ καλώδιο για μεγαλύτερη ευελιξία κατά τη χρήση

Ολοκληρωμένη λύση για το πρόσωπο και το σώμα

- Ολοκληρωμένη λύση για το πρόσωπο και το σώμα με 4 έξυπνα εξαρτήματα
- Κατάλληλο για τις περισσότερες αποχρώσεις επιδερμίδας και τα περισσότερα χρώματα τρίχας

Εξατομικευμένη αποτρίχωση IPL

- Απαλότητα και άνεση με SenselQ
- Βελτιστοποιήστε το πρόγραμμά σας με την εφαρμογή Philips Lumea IPL

Χαρακτηριστικά

2 φορές τον μήνα για γρήγορα αποτελέσματα



Στην αρχή, κάθε 2 εβδομάδες — αυτό ισοδυναμεί με τις μισές θεραπείες σε σχέση με άλλες μάρκες. Στη συνέχεια, επαναληπτικές εφαρμογές μόνο μία φορά το μήνα. Αυτό είναι όλο. Για να καλύψετε και τις δύο γάμπες χρειάζονται 8,5 λεπτά.

Τεχνολογία SenseIQ



Το Lumea 8000 Series διαθέτει πέντε εύκολα προσαρμόσιμες ρυθμίσεις έντασης φωτός. Ο αισθητήρας SmartSkin εντοπίζει τον φωτότυπο του δέρματός σας και σας βοηθά να βρείτε την πιο άνετη ρύθμιση φωτός. Τα έξυπνα εξαρτήματα προσαρμόζουν τη θεραπεία για κάθε περιοχή του σώματος.

Εξαιρετικά μακρύ καλώδιο



Εύχρηστη χάρη στο εξαιρετικά μακρύ καλώδιο που εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση και βελτιωμένη ευελιξία.

4 έξυπνα εξαρτήματα



Τα ειδικά σχεδιασμένα εξαρτήματα ταιριάζουν τέλεια στις καμπύλες σας και ενεργοποιούν τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα θεραπείας για την κάθε περιοχή του σώματος όταν είναι συνδεδεμένα. Πρόσωπο: Επίπεδος σχεδιασμός και μικρό παράθυρο με φίλτρο UV. Σώμα: Καμπυλωτό προς τα μέσα με μεγάλο παράθυρο. Μπικίνι και μασχάλες: Καμπυλωτό προς τα έξω για τα δυσπρόσιτα σημεία.

Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους



Ως κορυφαία εταιρεία στις τεχνολογίες υγείας, η Philips ανέπτυξε τη συσκευή αποτρίχωσης Lumea IPL σε συνεργασία με δερματολόγους, για εύκολη και

αποτελεσματική χρήση στην ασφάλεια του σπιτιού σας. Βασιζόμενη στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται στα επαγγελματικά ίνστιτούτα, η Lumea IPL προσφέρει απαλή θεραπεία, ακόμα και στις ευαίσθητες περιοχές.

Εφαρμογή Philips Lumea IPL



Η δωρεάν εφαρμογή καθοδήγησης σας βοηθά να προγραμματίζετε και να τηρείτε το χρονοδιάγραμμα θεραπείας και σας καθοδηγεί βήμα προς βήμα σε κάθε συνεδρία. Την έχουν ήδη κατεβάσει περισσότεροι από 2,1 εκατομμύρια χρήστες.

Για τους περισσότερους τύπους επιδερμίδας και τρίχας



Η αποτρίχωση IPL προϋποθέτει να υπάρχει αντίθεση των χρωστικών μεταξύ του χρώματος της τρίχας και της απόχρωσης της επιδερμίδας, επομένως προσφέρει αποτελέσματα σε φυσικό σκούρο ξανθό, καστανό και μαύρο χρώμα τρίχας και σε αποχρώσεις επιδερμίδας από πολύ λευκή έως σκούρα καστανή (I-V).

Προδιαγραφές

Τεχνικές προδιαγραφές - Εξαρτήματα

Εξάρτημα φροντίδας σώματος: Σχήμα: κυρτό καμπυλωτό, Μέγεθος παραθύρου: 4,1 cm², Προσαρμοσμένη θεραπεία για το σώμα: πόδια, χέρια και κοιλιά

Εξάρτημα φροντίδας προσώπου: Σχήμα: επίπεδο, Μέγεθος παραθύρου: 2 cm², επιπλέον φίλτρο, Προσαρμοσμένη θεραπεία για το πρόσωπο: επάνω χείλος, πηγούνι και σαγόνι

Εξάρτημα φροντίδας για το μπικίνι: Σχήμα: κοίλο καμπυλωτό, Μέγεθος παραθύρου: 3 cm², Προσαρμοσμένη θεραπεία για την ευαίσθητη περιοχή του μπικίνι

Εξάρτημα φροντίδας για τις μασχάλες: Σχήμα: κοίλο καμπυλωτό, Μέγεθος παραθύρου: 3cm², Προσαρμοσμένη θεραπεία για τις μασχάλες

Ασφάλεια και προσαρμόσιμες ρυθμίσεις

Ενσωματωμένο φίλτρο UV: Προστατεύει το δέρμα από την υπεριώδη ακτινοβολία.

5 ρυθμίσεις ενέργειας φωτός: Ρύθμιση βάσει του

τύπου του δέρματός σας

Ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας: Αποτρέπει τους ακούσιους παλμούς φωτός

Αισθητήρας SmartSkin: Η σωστή ένδειξη ρύθμισης κατόπιν απαίτησης

Τρόπος χρήσης

Slide and Flash (Εκπομπή φωτός με συρόμενη κίνηση): Για γρήγορη εφαρμογή

Stamp and Flash (Πίεση και εκπομπή φωτός): Για θεραπεία σε περιοχές μικρής επιφάνειας

Χρήση με καλώδιο ή χωρίς καλώδιο: Χρήση με καλώδιο

Τεχνικές προδιαγραφές

Τάση: 100-240 volt

Λυχνία υψηλής απόδοσης: Σχεδίαση που διαρκεί, 450.000 εκπομπές φωτός, που ισοδυναμεί με 39 έπη διάρκεια ζωής λαμπτήρα**

Σέρβις

Εγγύηση: Διετής διεθνής εγγύηση + 1 επιπλέον έτος εγγύησης κατόπιν εγγραφής του προϊόντος εντός 90 ημερών

Περιλαμβάνεται

Οδηγίες χρήσης: Εγχειρίδιο χρήσης

Αποθήκευση: Θήκη αποθήκευσης

Προσαρμογέας: 19,5 V / 4000 mA

Χρόνος εφαρμογής

Μασχάλες: 2,5 λεπτά

Γραμμή μπικίνι: 2 λεπτά

Περιοχές προσώπου: 1,5 λεπτά

Γάμπες: 8,5 λεπτά

