

PHILIPS

Spazzolino elettrico
sonico con app

ExpertClean 7500

Spazzolamento connesso e
semplice

Sensore di pressione integrato

Riconoscimento intelligente
testina

4 modalità, 3 intensità



HX9691/06



Tutto ciò che ti serve per un'ottima igiene orale Rimuove fino a 10 volte più placca

Mantenere buone abitudini di pulizia dei denti è difficile. ExpertClean ti guiderà tra un checkup dentistico e l'altro. Scopri quando regolare la pressione con i sensori intelligenti integrati e utilizza il report dei progressi dell'app per aiutarti a rispettare la tua routine di pulizia dei denti.

Scopri un design intuitivo ed elegante

- Semplice da ricaricare e avviare
- Con la custodia da viaggio USB puoi portare lo spazzolino ovunque con te

ExpertClean users experience improved oral health

- Tenace contro la placca, delicata sulle gengive
- Pulizia profonda e protezione delle gengive sensibili
- Rimuove fino a 10 volte più placca* per una pulizia profonda
- Gengive fino a 7 volte più sane* in sole 2 settimane

Let ExpertClean adapt to your needs

- Pulizia dei denti personalizzata
- Ti avverte se stai esercitando troppa pressione
- Non dimenticare mai di sostituire le testine
- BrushSync seleziona automaticamente la modalità più adatta a te

Stay on track with personalized guidance

- Guida dettagliata per iniziare e mantenere sane abitudini


In evidenza

Rimuove fino a 10 volte più placca*




Con la testina C3 Premium Plaque Defence sei sicuro di ottenere la pulizia più profonda possibile. Le setole morbide e flessibili sono progettate per seguire i contorni dei denti, offrendo una superficie di contatto 4 volte maggiore**. Inoltre, rimuove fino a 10 volte più placca dai punti più difficili da raggiungere.

Gengive fino a 7 volte più sane*



Migliora la salute delle tue gengive con la testina G3 Premium Gum Care. Le setole piccole sono appositamente progettate per prendersi cura del bordo gengivale, garantendo una protezione totale per quest'area. Gli utenti che utilizzano questa testina hanno mostrato una riduzione fino al 100% delle infiammazioni alle gengive* e gengive fino a 7 volte più sane in sole 2 settimane.*

Progress Report



ExpertClean ti offre una guida ideale per migliorare e mantenere abitudini di igiene orale salutari da seguire tra un checkup dal dentista

e l'altro. Grazie ai sensori intelligenti integrati saprai quando stai esercitando una pressione eccessiva. Collegandoti all'app Sonicare, avrai un report dei progressi che ti aiuterà a percorrere sempre la strada giusta e ti mostrerà tutti i progressi che hai fatto.

4 modalità, 3 intensità




DiamondClean 9000 è dotato di modalità Clean, White+, Gum Health e Deep Clean+. La modalità Clean è ideale per una pulizia quotidiana, White+ per rimuovere a fondo le macchie, Gum Health offre una pulizia efficace ma delicata per le gengive e Deep Clean+ consente di ottenere una pulizia profonda e tonificante. I tre livelli di intensità ti consentono di scegliere tra un'impostazione più alta per una pulizia profonda e una più bassa per le bocche più sensibili.

Riconoscimento intelligente testina



Le testine intelligenti si assicurano che tu stia utilizzando la modalità e l'intensità giuste per ottenere le prestazioni migliori. Se ad esempio stai utilizzando la testina G3 Premium Gum Care, la tecnologia BrushSync di ExpertClean sincronizza automaticamente la testina dello spazzolino con la modalità Gum Health per aiutarti a ottenere i risultati migliori.

Sensore di pressione integrato



Nel caso in cui tu stia esercitando troppa pressione, ExpertClean se ne accorrerà. Se devi diminuire la pressione, questo spazzolino intelligente emetterà un suono intermittente come promemoria per avvisarti che è necessario lasciar lavorare la testina dello spazzolino. 7 persone su 10 hanno trovato questa funzione utile per ottenere una pulizia migliore.

Promemoria per la sostituzione della testina BrushSync



Tutte le testine si usano nel corso del tempo, pertanto ti consigliamo di tenerle d'occhio per accertarti che siano ancora in grado di garantire una pulizia ottimale. La nostra tecnologia BrushSync monitora il tempo di utilizzo della testina e la pressione esercitata. Il promemoria di sostituzione BrushSync sul manico e un breve segnale acustico ti segnalano quando è arrivato il momento di sostituire la testina.

Specifiche

Connettività

Tecnologia wireless Bluetooth®: App per la pulizia denti connessa

Assorbimento

Voltaggio: 110-220 V

Specifiche tecniche

Autonomia (da completamente carica a scarica): 14 giorni***

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Aspetto e rifiniture

Colore: Bianco e argento

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Compatibilità

Compatibilità Android: Telefoni Android, Tablet con tecnologia Bluetooth 4.0

Compatibilità iOS: iPad 3a gen o superiore, iPhone 4S o successivo, con iOS7 o successivo, con sistema operativo iOS7

Facilità d'uso

Compatibilità del manico: Testine ad aggancio semplice

Manico: Design ergonomico e compatto

Avviso di sostituzione: Per garantire sempre risultati ottimali, l'icona del promemoria si illumina

Accessori inclusi

Testine: 1 C3 Premium Plaque Defence, 1 G3 Premium Gum Care

Manico: 1 ExpertClean

Custodia da viaggio: Custodia di ricarica USB Caricabatterie: 1

Prestazioni di pulizia

Benefici per la salute: Gengive fino a 7 volte più sane*

Prestazioni: Rimuove fino a 10 volte più placca*

Timer: BrushPacer e SmartTimer

Feedback sulla pressione esercitata:

Vibrazione del manico per avvertire l'utente

Modalità

3 intensità: Bassa, Media, Alta

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

Deep Clean+: Per una pulizia profonda

Gum Health: Attenzione particolare per i molari

White+: Per rimuovere le macchie superficiali

Associazione con modalità BrushSync

Testina Premium Gum Care G3: Associazione con la modalità Gum Health

Premium Plaque Defence C3: Associazione con la modalità Clean

Tecnologia con sensore di movimento intelligente

Sensore di pressione: Avvisa quando viene esercitata una pressione eccessiva

Promemoria per la sostituzione della testina

BrushSync: Per sapere sempre quando, sostituire la testina

Tecnologia BrushSync: la testina intelligente, Connette il manico e

