

PHILIPS

sonicare

SenseIQ-ga
elektriline hambahari

Sonicare 9900
Prestige

Meie kõige parem hambahari

SenseIQ tuvastab, kohandub,
hoolditseb

Kõik ühes harjapea

Tehisintellektiga Sonicare'i
rakendus



HX9992/11



Suurepärane hooldus, mis vastab teie vajadustele koos SenseIQ-ga

Sonicare 9900 Prestige koos SenseIQ tehnoloogiaga on meie kõige arenenum elektriline hambahari. See täiendab meie tõestatud sonic-tehnoloogiat intelligentsusega, mis tajub ja kohandub tervikliku hoolduse jaoks, nii et teete seda alati õigesti.

Disainitud ümbrusega sobivaks

- Õhuke ja kompaktnen disain

Saavutage parim tulemus koos SenseIQ-ga

- Kohandub vastavalt teile reaalselt, kui peaksite liiga kõvasti harjama
- Hoolditseb intuiitselt teie hammaste ja igemete eest
- Reaalselt tagasiside teie harjamise kohta
- SenseIQ tehnoloogia tuvastab, kohandub ja hoolditseb
- Tuvastab teie harjamisstiili

Personaliseeritud puhastus, mis ei tee kompromisse

- Kõik ühes harjapea, mis pakub täielikku hooldust
- Personaliseeritud nõu Philips Sonicare'i rakendusest
- Sonic-harjamine: tõhusa puhastamise meistriklass

Tiipsemel lisatarvikud

- Kergesti laetav ja minimalistlik alus
- USB-ühendusega kvaliteetne reisivutlar, mis sobib kõige


Esiletõstetud tooted

SenseIQ tehnoloogia



SenseIQ tehnoloogia tuvastab survet, liikumist, katvust ja palju muud kuni 100 korda sekundis. See kohandab survet, kui peaksite liiga kõvasti vajutama, ja nutikas SenseIQ tehnoloogia lihtsustab harjamisrežiimi valikut, tagades hõlpsa ja lihtsa harjamise.

Tipptasemel kõik ühes harjapea



Selle A3 tipptasemel kõik ühes harjapeaga saate puhastada ilma kompromisse tegemata. Meie parimal hambaharjal on nurga alla paigutatud harjased, mis aitavad eemaldada kuni 20x rohkem kattu isegi raskesti juurdepääsetavatest kohtadest*. Kolmnurksed tipud eemaldavad kuni 100% rohkem plekke vähem kui kahe päevaga***. Ja pikemad harjased aitavad puhastada igemeid, mis on kõigest kahe nädala pärast 15x tervemad kui enne**. Kõik see on võimalik ilma harjapäid vahetamata. Kas teadsite, et harjapead on pärast kolmekuist kasutust vähem tõhusad? Meie BrushSyncBrushSync™-i tehnoloogia tuletab teile meelde, kui on aeg harjapea vahetamiseks.

Hoolitseb teie suutervise eest



Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 on kujundatud teie mõeldes. Selle tipptasemel tehnoloogia on teiega alati kooskõlas ja seda on nii lihtne kasutada, et ei pane te selle olemasolu täheleegi. Õnneks peegeldub see aga tulemustes.

Personaliseeritud nõu



Philips Sonicare'i rakendus töötab tehisintellektiga ja ideaalses harmoonias teie hambaharjaga. Kasutage seda, et saada reaaliajase nõuandeid harjamise surve, liigutuste, katvuse, kestuse ja sageduse kohta. Saage igapäevaseid, -nädalaseid, -kuiseid ja -aastaseid aruandeid. Lisaks antakse teile personaliseeritud soovitusi ja nõuandeid harjamise parandamiseks. Samal ajal hoiab automaatne sünkroniseerimine teie harjamisandmeid ajakohasena – seda ka siis, kui te harjamise ajal rakendust ei kasuta.

Kohandub vastavalt teile reaaliajase



Paljud inimesed rakendavad harjamise ajal liiga tugevat survet. Seepärast kohandab meie hambahari automaatselt harjamise survet. Ja tänu tasuta kättesaadavale Philips Sonicare'i

rakendusele saate nautida personaalset nõu ja soovitusi, mis aitavad viia teie harjamise järgmisele tasemele.

Tuvastab teie harjamisstiili




Puhastamise ajal kasutab Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 andureid, et tuvastada survet, mida te rakendate, puhastamise liigutusi ja katvust kuni 100 korda sekundis. Andurid hoiavad silma peal ka sellel, kui pikalt ja kui tihti te harjate.

Tõestatud Sonic-harjamine



Eemaldage Sonic-tehnoloogiaga hambakatt – meie hambahari pakub tõhusat ja õrna puhastust. 62 000 harjaliigutust ja dünaamiline vedelikuvoog aitab puhastada ka raskesti ligipääsetavaid kohti. Tulemuseks on väga värske ja puhas tunne.

Reaaliajase tagasiside



Te ei pruugi märgatagi, et harjate liiga kõvasti, aga teie hambahari õnneks märkab. Käepidemel olev valgusrõngas tuletab teile sõbralikult meelde, et vähendaksite harjamisel tekkivat survet.

Spetsifikatsioon

Ühenduvus

Bluetooth® -i juhtmeta tehnoloogia: Ühendatud harjamisrakendus

Võimsus

Toiteallikas: 110–220 V

Tehnilised andmed

Aku: Laetav

Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): 2+ nädalat****

Aku tüüp: Liitiumioon

Disain ja viimistlus

Värv: Šampanjavärvi

Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Ühilduvus

Ühilduvus Androidiga: Android OS 8.0 või uuem

Ühilduvus iOS-iga: iPhone'id, millel on iOS 13.0 või uuem

Kergesti kasutatav

Käepideme ühilduvus: Lihtsa klõpskinnitusega harjapead

Akunäidik: Valgustatud ikooni näidik

Käepide: Õhuke ja kompaktno disain, Sujuv puutetundlik juhtimine

Reisivutlar: Elegantne ja kompaktno laadimisümbris, Veganisöbralik nahk

BrushSynci vahetamise meeldetuletus:

Meeldetuletuse ikoon süttib, tagades alati parimad tulemused

Kaasolevad tarvikud

Harjapead: 1 A3 Premium All-in-One

Käepide: 1 DiamondClean Prestige 9900

Prestige USB-laadimisvutlar: 1

Laadija alus: 1

USB-kaabel: 1

Puhastusjõudlus

Kasu tervisele: Kuni 15× tervemad igemed**

Talitus: Eemaldab kuni 20× rohkem hambakattu*

Kiirus: Kuni 62 000 harjaliigutust minutis

Valgemad hambad: Kuni 100% vähem plekke***

Taimer: BrushPacer ja SmarTimer

Tagasiside jõulise harjamise kohta: Süttib lilla valgusrõngas, Kasutaja hoiatamiseks hakkab käepide vibreerima

Harjamise tagasiside: Süttib kollane valgusrõngas, Kasutaja hoiatamiseks hakkab käepide vibreerima, Võimalus rakenduse kaudu sisse/välja lülitada

SenseIQ tehnoloogia

Surveandur: Annab liiga tugevast harjamisest märku

Asukoha andur: Jälgib harjamise katvust, iga harjamissessiooni juures

Hõõrumisandur: Juhendab hõõrumise vähendamiseks

3D-suukaart: Aitab märgata vahele jäänud kohti

Kohandatav intensiivsus: Kohandab intensiivsuse taset, kui kasutaja rakendab liiga suurt survet

Tehisintellekt: Tuvastab ja sünkroniseerib harjamist

Sonicare'i rakendus koos tehisintellektiga

Reaalajas antavad nõuanded: Isikupärastatud soovitus, Päeva/kuu/aasta progressi aruanded

Kohandatavad režiimid: Puhastamine, White+, Igemete tervis, Sügavpuhastus, Tundlik

Tarkvara tugi

Tarkvara värskendused: Philips pakub asjakohaseid tarkvaravärskendusi kahe aasta jooksul alates ostukuupäevast.

