

PHILIPS

sonicare

Spazzolino elettrico
sonico

DiamondClean

5 modalità

2 manici

Bicchieri ricarica

Modalità Deep Clean



HX9392/40



Denti più bianchi e sani per sempre

Spazzolino Philips Sonicare: riscopri il bianco naturale dei tuoi denti

Il nostro spazzolino elettrico sonico unisce un design elegante a eccezionali performance per riscoprire il bianco dei denti. Passa a Philips Sonicare.

Proven to improve oral health

- Sicuro e delicato per la tua salute orale
- Scegli tra 5 modalità tra cui Deep Clean e Sensitive

Progettato su misura per te


- Il programma Easy-Start ti aiuta a familiarizzare con la tua routine Philips Sonicare
- I timer aiutano a raggiungere 2 minuti completi di pulizia

Provides a superior clean

- Modalità Deep Clean per i punti problematici
- Rimozione della placca fino a 10 volte più efficace rispetto ad uno spazzolino manuale


In evidenza

Puoi dire addio alla placca



E grazie al suo design flessibile, rimuove fino a 10 volte più placca dalle zone difficili da raggiungere* per una pulizia davvero profonda lungo il bordo gengivale e tra un dente e l'altro.

5 modalità di pulizia: scegli quella che preferisci



Con DiamondClean potrai ottenere la massima pulizia e freschezza ogni giorno. Le nostre 5 modalità sono adatte a tutte le esigenze. La modalità Clean, per un'eccezionale pulizia quotidiana, Gum Care, per massaggiare delicatamente le gengive, Deep Clean, per una pulizia profonda, Sensitive, per una pulizia delicata delle gengive sensibili e White, la modalità ideale per rimuovere le macchie superficiali.

Pulizia ultra profonda



Grazie alla modalità Deep Clean puoi prestare particolare attenzione a delle zone specifiche. La nostra esclusiva tecnologia combinata con il movimento della testina e un tempo di pulizia esteso di 3 minuti, offrono una pulizia profonda.

QuadPacer e Smartimer




Ci vogliono solo 2 minuti per spazzolare a fondo i tuoi denti. Il timer a intervalli Quadpacer indica quando è il momento di spostarsi su un altro quadrante della bocca, mentre la funzione Smartimer ti aiuta a raggiungere il tempo di spazzolamento di due minuti consigliato dai dentisti.

Impara con facilità una nuova routine



Abituarsi a qualcosa di nuovo può richiedere un po' di tempo. Il nostro programma Easy-Start ti offre la possibilità di un graduale ma delicato aumento della potenza, per i primi 14 usi del tuo nuovo lo spazzolino.

Spazzola con sicurezza



Qualunque siano le tue esigenze specifiche, ti offriamo un'esperienza di pulizia sicura con DiamondClean. La nostra tecnologia sonora è adatta per chi ha apparecchi ortodontici, capsule, corone o coperture e può anche essere utilizzata per il trattamento giornaliero di malattie gengivali.

Specifiche

Assorbimento

Voltaggio: 110-220 V

Specifiche tecniche

Autonomia (da completamente carica a

scarica): Fino a 3 settimane *

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Aspetto e rifiniture

Colore: Rose gold, Black

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Facilità d'uso

Indicatore di stato della batteria: L'icona illuminata indica la durata della batteria

Sistema con testine: Testine ad aggancio semplice

Display: Display illuminato

Manico: Design ergonomico e compatto

Accessori inclusi

Testine: 2 Premium Plaque Defence C3

Manico: 2 DiamondClean

Caricatore in vetro: 1

Base di ricarica: 1

Prestazioni di pulizia

Benefici per la salute: Per migliorare le condizioni delle gengive in sole due settimane

Prestazioni: Rimuove fino a 10 volte più placca*

Velocità: Fino a 62000 movimenti/min

Timer: Quadpacer e SmarTimer

Modalità

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

Deep Clean: Per una pulizia profonda

Bianco: Rimuove le macchie superficiali

Gum Care: Massaggia delicatamente le gengive

Sensitive: Pulizia delicata di denti e gengive

